

Использование Roger DigiMaster X

Краткое руководство

roger





Подключение

Первичная настройка

1. Подключите Roger DigiMaster X к источнику питания.
2. Подключите Roger DigiMaster X к системе звукоусиления.
3. Поднесите Roger inspiro к Roger DigiMaster X на расстояние не более 10 см и нажмите клавишу "Связь".

Повседневное использование

1. Включите Roger DigiMaster X, нажав и удерживая в течение 2 секунд клавишу . Включите Roger inspiro. Говорите в микрофон Roger inspiro.
2. Чтобы выключить Roger DigiMaster X, нажмите и удерживайте в течение 2 секунд клавишу .



Световая индикация Roger DigiMaster



- Постоянный красный - Roger DigiMaster выключен
- Постоянный синий – Стандартный рабочий режим
- Мигающий синий – Микрофон Roger выключен или вне радиуса действия
- Постоянный зеленый – Звук микрофона отключен
- Мигающий желтый – Обновление прошивки
- Мигающий красный – Обратитесь в службу поддержки