

## Phonak Target betjeningsvejledning



Phonak Target tilpasningssoftwaren er beregnet til at blive brugt af uddannede hørespecialister i et klinisk miljø med henblik på konfiguration, programmering og tilpasning af høreapparater i henhold til kundespecifikke krav. Denne betjeningsvejledning giver dig en detaljeret indføring i tilpasningen af høreapparatet med Phonak Target. Læs desuden [News] (Nyheder) på Phonak Targets startskærm.

### Indhold

Struktur og navigation .....	2
Forberedelse af høreapparaterne og CROS .....	2
Juniorindstilling .....	2
Tjek af receiver og akustiske parametre .....	3
Feedback & Real Ear Test .....	3
AudiogramDirect .....	4
Basisjustering .....	4
TargetMatch .....	4
Verifikationsassistent .....	4
Finjustering .....	5
SoundRecover2 .....	5
Tinnitus Balance .....	6
Høreapparatindstillinger .....	6
Overvejelser i forbindelse med bimodale tilpasninger .....	7
Fjernsupport .....	7
Information om overensstemmelse og beskrivelse af symboler .....	9
Systemkrav .....	11

## Struktur og navigation

Ved hjælp af de tre faner [Client] (Klient), [Instruments] (Høreapparater) og [Fitting] (Tilpasning) samt panelet ovenover kan du let navigere i softwaren og se statusinformation.

Du kan holde markøren over hvert ikon i panelet for at se de vigtigste oplysninger som audiogrammets oprettelsesdato, høreapparaternes serienumre, tilpasningsrationale, feedbackteststatus, Bluetooth®-side og mere.

Client	Instruments	Fitting
Alle klientoplysninger, som persondata, audiogram, RECC og REUG, kan findes under [Client] (Klient).	Høreapparater, akustiske parametre og tilbehør kan findes under [Instruments] (Høreapparater).	Alle justeringer af høreapparatet og finjustering kan gøres under [Fitting] (Tilpasning).

## Forberedelse af høreapparaterne og CROS

### iCube II eller Noahlink Wireless™

Høreapparaterne skal ikke tilsluttes med ledninger. Du skal blot isætte batteriet og tænde høreapparatet ved at lukke batterikammeret. Ved genopladelige, tænd for høreapparatet.

### NOAHlink™ eller HI-PRO® 2

Tilslut programmeringskablerne til høreapparaterne og til tilpasningsudstyret. Anvend Phonak kabler.

### Phonak Trial™ høreapparater

Phonak Trial høreapparater fås som BTE og RIC høreapparater med direkte tilkoblingsmuligheder.

I den nederste sorte menulinje skal du klikke på [Trial & tools] (Trial & værktøjer). Vælg [Trial hearing aids] (Trial høreapparater) og [Configure] (Konfigurer). Vælg det ønskede ydelsesniveau, og klik på [Continue] (Fortsæt). Når processen er færdig, er enhederne klar til at blive tilpasset i en tilpasningssession.

## Juniorindstilling

Alt afhængigt af barnets alder tilbyder Juniorindstilling aldersbestemte DSL- eller NAL-standardindstillinger og høreapparatkonfigurationer, der er optimeret til de behov, som børnene og deres familier har. Juniorindstilling har fire aldersgrupper:

- 0-3 år
- 4-8 år
- 9-12 år
- 13-18 år

Disse standardindstillinger anbefales af Phonak Pediatric Advisory Board og National Acoustics Laboratory. De er et godt udgangspunkt for en fleksibel og effektiv tilpasning af høreapparater til børn. I [Setup] (Opsætning) kan du tilpasse og ændre Juniorindstillingens standardparametre, så de passer bedre til din tilpasning af høreapparater til børn.

Ved indtastning af fødselsdatoen bliver du automatisk bedt om at angive en tilpasning for en Juniorindstilling for børn i alderen 0-18 år, når der åbnes en ny klientsession. Du kan manuelt ændre den passende aldersgruppe for barnet i rullemenuen, hvis du mener, at barnets adfærdsmæssige/fysiske alder ikke passer til den kronologiske alder.

Klik på [Apply Junior mode] (Anvend Juniorindstilling) for at fortsætte.

Der vises en underretning om aktivering af en børnesikring for børn mellem 0 og 3 år, første gang høreapparaterne tilsluttes. Hvis der ikke er mulighed for at anvende en børnesikret løsning til det tilsluttede høreapparat, vises en anden meddelelse.

## Overførsel af tilpasning

Ved hjælp af Target kan du overføre indstillingerne fra en tilpasningssession til nye høreapparater. Værktøjet til overførsel af tilpasning kan findes i [Fitting] (Tilpasning) rullemenuen, som er placeret i den øverste sorte menulinje. Under overførselsprocessen vil Target give besked om, hvilke indstillinger der kan overføres, og hvilke der ikke kan.

Det er ikke muligt at overføre en tilpasning til eller fra en bimodal tilpasning.

## Tilslutning af høreapparater

Under klientens tilpasningssession skal du bekræfte, at den rette tilpasningsudstyr er vist. Du kan skifte tilpasningsudstyr ved at bruge rullepilen ud for tilpasningsudstyret på panelet.

Klik på [Connect] (Tilslut) for at starte tilpasningen. De tilsluttede høreapparater vises på panelet. De enheder, der kan parres, vises automatisk.

Hvis en enhed ikke kan findes, skal batteriskuffen åbnes og lukkes, eller de genopladelige høreapparater skal slukkes/tændes for at indlede parringstilstand.

Tryk på høreapparatets Multi-funktionsknap for at fremhæve det på listen, når flere enheder er tilgængelige eller for at bekræfte den side, der skal tildeles en klient.

Audiogramdataene fra Noah™ importeres automatisk til Phonak Target og benyttes under prækalkulation. I en selvstændig version af Target skal audiogrammet indtastes på skærmen[Audiogram].

## Tjek af receiver og akustiske parametre

I [Instruments] (Høreapparater) > [Acoustic parameters] (Akustiske parametre) skal du indtaste eller bekræfte de korrekte koblingsoplysninger.

Hvis klienten har en tilpasset øreprop produceret af Phonak, kan den akustiske kode på øreproppen indtastes. Den akustiske kode er en 6-cifret kode trykt på øreproppen.

Den påsatte receiver i høreapparatet tjekkes automatisk i forhold til den, der er valgt i Target, når høreapparaterne tilsluttes. Denne kontrol kan også udføres ved at klikke på [Check] (Kontrollér) på skærmen med akustiske parametre. Hvis der er en uoverensstemmelse, er det muligt for dig at afhjælpe dette enten på skærmen med akustiske parametre eller ved at udskifte modtageren, så den svarer til den, der er angivet i Target.

## Tilbehør

Tilbehør kan vælges manuelt under [Instruments] (Høreapparater) > [Accessories] (Tilbehør). Tjek [Show only compatible accessories] (Vis kun kompatibelt udstyr) for kun at se en liste over udstyr, der er kompatibelt med de valgte høreapparater.

## Feedback & Real Ear Test

Klik på [Fitting] (Tilpasning) for at få adgang til [Feedback & Real Ear Test]. Feedbacktesten kan enten udføres for begge ører eller for ét øre ad gangen. Klik på [R] (H)/[Start both] (Start begge)/[L] (V) for at starte testen.

## AudiogramDirect

AudiogramDirect er en in-situ høretest indbygget i Phonak Target. Du kan teste klienters hørelse direkte gennem deres høreapparater. AudiogramDirect erstatter ikke behovet for diagnostisk audiologisk vurdering.

Hvis du vil ændre standarden for AC og UCL målinger, skal du gå til [Setup] (Opsætning) > [Fitting session] (Tilpasningssession) > [AudiogramDirect].

Klik på [AudiogramDirect] > [Start] for at teste tærskelværdierne for hørelse for luftledning (AC) og ubehagsniveauerne for lydstyrke (UCL'er) ved hjælp af de tilsluttede høreapparater. UCL målinger er valgfrie og er deaktiveret under en Phonak Fjernsupport session.

## Basisjustering

Gå til [Global tuning] (Basisjustering) > [Initial fitting] (Første tilpasning), hvis det er påkrævet at foretage justeringer af gain niveau, kompensation for okklusion eller kompression. Gain niveauerne og kompressionsindstillingerne skal baseres på brugerens anvendelseserfaring og den valgte tilpasningsrationale.

Afhængigt af de tilsluttede høreapparater er der mulighed for at få adgang til yderligere værktøj som [Tinnitus Balance] og [CROS Balance] via fanen nederst på skærmen. Lydstyrkeforholdet mellem CROS enheden og høreapparatet justeres ved at klikke på [CROS Balance].

### Auto Acclimatization

En klient kan automatisk vænnes til et højere samlet gain niveau ved at indstille et target gain niveau, som du ønsker høreapparatet skal nå, og antallet af dage høreapparatet skal bruge til at nå det gain niveau.

Vælg [auto Acclimatization] i menuen Gain niveau på fanen [Initial fitting] (Første tilpasning). Angiv startniveau, slutniveau og varigheden, hvor høreapparatets gain automatisk øges til det indstillede slutniveau.

## TargetMatch

TargetMatch er et automatiseret styringssystem for Real Ear målinger. Den guider dig gennem en trinvis arbejdsgang med placering af undersøgelsesslange, Real Ear målinger og automatisk måltilpasning.

TargetMatch er tilgængelig ved brug af Target i Noah.

Klik på [R] (H)/[Start both] (Start begge)/[L] (V) for at starte TargetMatch. Herefter vil assistenten guide dig igennem en række trin.

## Verifikationsassistent

Ved udførelse af verifikation uden for TargetMatch vil det store udvalg af signalbehandlingssystemer, variable for gain og kompression, sænkning af frekvensen og algoritmer til håndtering af støj i høreapparater også have indflydelse på verifikationen af gain og MPO indstillingerne. Disse udfordringer klares ved at gøre det muligt for Verifikationsassistent at deaktivere de adaptive funktioner med henblik på at strømline verifikationsprocessen.

Du kan få adgang til Verifikationsassistent via [Fine tuning] (Finjustering) > [Gain & MPO] > [Verification assistant] (Verifikationsassistent). Herefter vil assistenten guide dig igennem en række trin.

## Finjustering

Med finjustering har du adgang til mere specifikke tilpasningsfunktioner som at justere gain og MPO samt funktioner til hørepræstation og lydbehandling ved en individuel tilpasning.

Den venstre side af skærmen [Fine tuning] (Finjustering) anvendes til håndtering af programmerne. Her kan startprogrammet, programstrukturen og streamingprogrammerne tilpasses.

Klik på [All programs] (Alle programmer) for at justere alle programmer samtidigt. Klik på [AutoSense OS] for at modificere alle akustiske automatiske programmer eller [AutoSense OS (streaming)] for at modificere AutoSense OS™ til streaming.

For at modificere et enkelt program skal du klikke på programmet, f.eks. [Calm situation] (Rolig situation), på listen og justere det efter behov.

Klik på ikonet [+] for at tilføje et ekstra manuelt program.

Funktionen Fortryd/Annuller fortryd er placeret ud for [Fine tuning] (Finjustering) og kan anvendes til at fortryde eller annullere fortrydelsen af trin på skærmen Finjustering.

Gain værdierne kan justeres til svage, moderate og kraftige inputlyde samt MPO.

### Hørbar finjustering

De lydeksempler, der kan vælges, og de tilknyttede gain værdier vises i kurvevisningen. Lydeksemplerne kan afspilles, hvis du vil simulere et bestemt lyttemiljø.

Gain værdierne vises for svage, moderate og kraftige inputlyde. Justeringerne påvirker kun de gain niveauer og frekvenser, som er relevante for at forbedre hørbarheden af de valgte stimuli, som er angivet ved de forskellige nuancer af rød/højre og blå/venstre.

### Automatisk finjustering

Dette er et situationsbaseret finjusteringsværktøj. Justeringsmulighederne afhænger af klientens vurdering af lydsituationen. Alt efter det valgte program er et anbefalet lydeksempel forhåndsvalgt. Lydeksemplerne kan afspilles, hvis du vil simulere lyttemiljøet.

### Programmuligheder

Programmulighederne kan ændres fra standardindstillingerne. Funktioner kan aktiveres, deaktiveres eller ændres i styrke for hvert program for sig. De tilgængelige områder på hver skala vises og afhænger af ydelsesniveau.

Ved høreapparater med direkte tilslutning kan standardskiftefunktionen for adgang til streaming modificeres for TV Connector, Roger™ og PartnerMic™.

## SoundRecover2

SoundRecover2 er et frekvenskompressionssystem med adaptiv funktion.

SoundRecover2 er:

- Aktiveret som standard for flad eller diskant høreudsættelse, hvor tærskelværdien på 8kHz er 45 dB HL eller lavere.
- Deaktiveret som standard for omvendt høreudsættelse (8 kHz ≥ 30 dB bedre end 3 kHz).

SoundRecover2 deaktiveres ved at klikke på [Fine tuning] (Finjustering) > [SoundRecover2]. Deaktiver ved at fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet [Enable SoundRecover2] (Aktivér SoundRecover2).

SoundRecover2 finjusteres ved at klikke på [Fine Tuning] (Finjustering) > [SoundRecover2].

- Skub skyderen i retning mod [Audibility] (Hørbarhed) for at øge evnen til at registrere /s/ og /sh/.
- Skub skyderen i retning mod [Distinction] (Skelnen) for at øge evnen til at skelne mellem /s/ og /sh/.
- Skub skyderen i retning mod [Comfort] (Komfort) for at opnå mere naturlige lyde, f.eks. mandlige stemmer, din egen stemme eller musik.

## Tinnitus Balance

Tinnitus Balance noise generator er en metode til lydstimulering, der kan anvendes som en del af en plan til håndtering af tinnitus.

Støjgeneratoren kan aktiveres eller deaktiveres i [Fitting] (Tilpasning) > [Global tuning] (Basisjustering) > [Tinnitus Balance]. Formen på den genererede støj vises med grønt, når den er aktiveret. Kurvevisningen skal indstilles til [Output].

Standardegenskaberne beregnes ud fra klientens audiogram. I rullemenuen til [Tinnitus Balance shape] (Tinnitus Balance form) kan standarden [Set to hearing loss] (Indstillet til hørenedsættelse) ændres til [Set to white noise] (Indstillet til white noise) eller [Set to pink noise] (Indstillet til pink noise).

Det maksimale output for Tinnitus Balance noise generator er begrænset til 85 dB(A). I henhold til de almindelige anbefalinger vedrørende støjeksponering vises en advarselsmeddelelse, når noise generatoren overskrider et niveau på 80 dB(A). Hvis dette sker, vil den anbefalede maksimale brugstid pr. dag blive vist under det maksimale støjniveau.

Der kan findes flere detaljerede justeringer til Tinnitus Balance noise generator under [Fine tuning] (Finjustering) > [Tinnitus Balance].

Tinnitus Balance er ikke tilgængelig i Phonak Sky™ høreapparater. Phonak har ikke anbefalede kliniske tilpasningsvejledninger til tilpasning af Tinnitus Balance for børn under 18 år.

## DataLogging

DataLogging kan give information om, hvilke lytmiljøer klienten har været i og hvor længe. Du kan få adgang til DataLogging oplysninger ved at gå til [Fitting] (Tilpasning) > [DataLogging].

## Høreapparatindstillinger

Når du klikker på [Device options] (Høreapparatsmuligheder), kan du konfigurere høreapparatindstillinger såsom manuelle kontroller, signaler og advarsler, opstartsadfærd eller DataLogging.

Når høreapparatet er tilsluttet, kan alle konfigurationer demonstreres på høreapparatet under [Signals & alerts] (Signaler og advarsler).

Med Phonak høreapparater med direkte tilkoblingsmuligheder kan yderligere indstillinger såsom konfiguration af Bluetooth navnet, siden og administration af pairing findes ved at klikke på [Bluetooth].

Der er mulighed for at e-maile eller udskrive en tilpasningsrapport, som klienten kan tage med hjem. Rapporten indeholder oplysninger om enheden samt programoplysninger.

## Overvejelser i forbindelse med bimodale tilpasninger

Phonak Naída™ Link M kan anvendes i bimodal tilpasning med en Advanced Bionics (AB) Naída™ CI M processor.  
Phonak Sky™ Link M kan anvendes i bimodal tilpasning med en AB Sky CI™ M processor.

Åbn tilpasningssessionen, og kontrollér, at Noahlink Wireless vises. Tilslut både høreapparatet og processoren for at påbegynde tilpasningen. De enheder, der kan parres, vises automatisk. Når høreapparatet og processoren har forbindelse til klientens tilpasningssession, justerer Target automatisk programstrukturen og høreapparatsindstillingerne i høreapparatet, så de matcher processoren.

Fortsæt med at bruge Phonak Target som ved en standardtilpasningssession for at færdiggøre tilpasningen af Naída Link M eller Sky Link M høreapparatet.

Processoren er i read only tilstand. Der kan ikke foretages eller gemmes ændringer til processoren. Du kan se processorindstillingerne og bruge oplysningerne til at matche de relevante indstillinger på høreapparatet.

Den trådløse forbindelse mellem høreapparatet og processoren oprettes automatisk, når de frakobles tilpasningssessionen.

## Fjernsupport

Phonak Fjernsupport er designet til at være en hjælp i forbindelse med tilpasning af klientens høreapparater på afstand.

### Krav

- Nyeste softwareversion til Phonak Target for optimal effekt.
- Nyeste version af myPhonak app installeret på klientens mobiltelefon.
- Advanced PhonakPro konto aktiveret med Fjernsupport. (Gælder kun i nogle lande.)
- Der skal udføres en indledende tilpasning af høreapparaterne på klinikken.
- Computer med integreret webcam eller mikrofon eller eksternt webcam og ekstern mikrofon sluttet til computeren. Brug hovedtelefoner sammen med en mikrofontilslutning for at opnå en bedre lyd kvalitet.
- Stabil internetforbindelse (Wi-Fi, LAN eller 4G) med en upload-/downloadhastighed på mindst 5 Mbit/sek. Klienter, der bruger 4G, opkræves muligvis et ekstra datagebyr alt efter abonnementsstype

Internetforbindelsen kan kontrolleres i Target for at sikre, at konfigurationen egner sig til en Remote Support-session. Klik på [Setup] (Opsætning) > [Internet] > [Internet services] (Internettjenester) > [Connection test] (Forbindelsestest). Status vil derefter blive vist.

### Opsætning til Fjernsupport

Vælg klienten til Fjernsupport. Hvis der er mere end en tilgængelig klinikadresse, skal du vælge den klinik, hvor fjernsessionen vil finde sted.

Klik på [PhonakPro login] for at logge på PhonakPro eller for at oprette en ny PhonakPro-konto. En PhonakPro konto gælder kun i nogle lande.

Der skal udføres en indledende tilpasning af høreapparaterne på klinikken. Fjernsupport aktiveres, når du klikker på [Save & close session] (Gem & luk session).

Fjernsupport aktiveres i kompatible høreapparater for en eksisterende klient, ved at høreapparaterne tilsluttes Target i klinikken. Fjerntilpasning aktiveres, når sessionen gemmes.

- Klienten skal downloade myPhonak appen på sin smartphone og parre høreapparaterne med appen, inden en Fjernsupport session kan finde sted.


## Videopkald og efterkontrol

Vi anbefaler, at klienten har nye batterier i høreapparaterne, eller at de er tilstrækkeligt opladet i de genopladelige høreapparater, inden der oprettes forbindelse til Fjernsupport sessionen.

Klik på [Start Fjernsupport]. Forbindelsen til videopkaldet vil blive oprettet for dig og din klient. Du er muligvis nødt til at vente på, at klienten får adgang til Phonak Fjernsupport via myPhonak appen.

Når forbindelsen er oprettet, kan du se og høre din klient. Sørg for, at video og mikrofon er aktiveret på din computer. Der kan skiftes mellem indbygget eller ekstern mikrofon eller webcam før eller under en session ved at klikke på indstillingshjulet i øverste højre hjørne af Fjernsupport skærmen.

Når klienten har fået adgang til Fjernsupport-sessionen og har accepteret anmodningen om kamera og mikrofon på smartphone, vises begge videoer på skærmen.

Ikonet  er synligt, når du har oprettet forbindelse til klientens høreapparater. Når der forbindelse til høreapparaterne, skal du bruge Target som normalt i en efterkontrol. Høreapparaterne er aktive, og alle justeringer, du foretager, sendes til høreapparaterne i realtid.

Det er ikke muligt at afslutte Phonak Fjernsupport med klienten, før tilpasningssessionen i Target er blevet gemt og lukket. Hvis forbindelsen mellem klientens høreapparater og Target bliver afbrud under en aktiv Fjernsupport-session, vil høreapparaterne blive genstartet, og de vil beholde den seneste validerede tilpasning.

## Afslutning af tilpasningssession

Du kan når som helst lukke sessionen ved at klikke på [Save & close session] (Gem & luk session) i øverste højre hjørne af skærmen. Vælg de elementer, der skal gemmes. Standarddialogboksen Gem bekræfter, at indstillingerne i høreapparaterne og tilbehøret er blevet gemt. Efter lagringen fører Phonak Target dig videre til startskærmen. Hvis du arbejder under Noah, kan du vende tilbage til Noah ved at klikke på [Back to NOAH] (Tilbage til Noah) i startskærmens øverste højre hjørne.



## Information om overensstemmelse og beskrivelse af symboler

### Information om overensstemmelse

Europa: Overensstemmelseserklæring

Hermed erklærer Sonova AG, at dette produkt opfylder kravene i direktivet om medicinsk udstyr 2017/745/EU.

Overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan fås ved henvendelse til producenten:

[www.phonak.com/us/en/certificates](http://www.phonak.com/us/en/certificates)

Kontakt din forhandler for at få tilsendt en gratis betjeningsvejledning i papirform. Vi afsender et eksemplar inden for syv dage.

Enhver alvorlig hændelse, der har fundet sted med relation til dette produkt, skal rapporteres til producentens repræsentant og den relevante sundhedsfaglige myndighed. En alvorlig hændelse beskrives som enhver hændelse, som direkte eller indirekte har ført til, kunne have ført til eller kan føre til følgende:

- a) død hos en klient, bruger eller anden person
- b) midlertidig eller permanent alvorlig svækkelse af en klients, brugers eller anden persons sundhedstilstand
- c) en alvorlig trussel mod den offentlige sundhed

### Sikkerhedsbemærkning:

Patientdata er personfølsomme oplysninger, og det er derfor vigtigt at beskytte dem:

- Sørg for, at dit operativsystem er opdateret.
- Aktiver Windows brugerlogin, brug stærke adgangskoder, og videregiv ikke loginoplysninger til andre.
- Brug opdateret beskyttelse mod malware og opdaterede antivirusprogrammer.








Det kan i nogle lande være et lovkrav, at du krypterer alle klientdata for ikke at blive holdt ansvarlig i tilfælde af datatyveri/datatab. Du kan bruge drevkryptering (f.eks. gratis Microsoft BitLocker) til at beskytte alle dataene på din pc. Hvis du arbejder under Noah, skal du overveje at bruge Noah databasekryptering.

Sørg for altid at beskytte dine data:

- Hvis der sendes data via usikre kanaler, skal du enten anonymisere dataene eller kryptere dem.
- Beskyt databackups mod både datatab og datatyveri.
- Fjern alle data fra datamedier, der ikke længere bruges eller som skal bortskaffes.

Bemærk! Ovenstående liste er ikke udtømmende.

## Beskrivelse af symboler

	<p>Med CE symbolet erklærer Sonova AG, at dette produkt opfylder kravene i direktivet om medicinsk udstyr 2017/745/EU. Numrene efter CE symbolet svarer til koden fra de konsulterede certificerede myndigheder i henhold til ovennævnte direktiv.</p>		
 <b>Navn, adresse, dato</b>	<p>Det kombinerede symbol "producent af medicinsk udstyr" og "fremstillingsdato" som defineret i EU direktiv 2017/745/EU.</p>		
<table border="1" data-bbox="108 524 292 584"> <tr> <td><b>EC</b></td> <td><b>REP</b></td> </tr> </table>	<b>EC</b>	<b>REP</b>	<p>Angiver den autoriserede repræsentant i Det Europæiske Fællesmarked. Den autoriserede repræsentant i EU er også importør til EU.</p>
<b>EC</b>	<b>REP</b>		
<table border="1" data-bbox="113 672 225 741"> <tr> <td><b>MD</b></td> </tr> </table>	<b>MD</b>	<p>Angiver enheden som medicinsk udstyr.</p>	
<b>MD</b>			
<table border="1" data-bbox="121 837 201 887"> <tr> <td><b>REF</b></td> </tr> </table>	<b>REF</b>	<p>Dette symbol angiver producentens katalognummer, så det er muligt at identificere den medicinske enhed.</p>	
<b>REF</b>			
	<p>Se betjeningsvejledningen. Betjeningsvejledningen kan ses på vores hjemmeside, <a href="http://www.phonakpro.com/dk/da/home.html">www.phonakpro.com/dk/da/home.html</a>.</p>		
	<p>Giver supplerende oplysninger om en funktion eller funktionalitet.</p>		
	<p>Fremhæver relevant tilpasningsinformation, der anvendes</p>		
	<p>Angiver en begrænsning i funktionaliteten, som kan påvirke klientens oplevelse, eller fremhæver vigtige oplysninger, der kræver din opmærksomhed</p>		
	<p>HIMSA certificeringsmærke, NOAHSEAL</p>		

## Systemkrav

<b>Operativsystem</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Windows 10, Home/Pro/Enterprise</li><li>• Windows 8.1, Pro/Enterprise</li><li>• Windows 7, seneste SP, Enterprise med udvidet sikkerhedsopdatering</li></ul>
<b>Processor</b>	Intel Core eller højere ydeevne
<b>RAM</b>	4 GB eller derover
<b>Harddiskplads</b>	3 GB eller derover
<b>Skærmopløsning</b>	1280 x 1024 pixels eller mere
<b>Grafikkort</b>	16 millioner (24 bit) skærmfarver eller mere
<b>Drev</b>	Dvd
<b>Serial COM-port</b>	Kun hvis RS-232 HI-PRO anvendes
<b>USB porte</b> En til hvert formål	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bluetooth adapter</li><li>• Tilbehør til programmering</li><li>• HI-PRO ved brug via USB port</li><li>• Noahlink Wireless</li></ul>
<b>Programmeringsinterface</b>	Noahlink Wireless/iCube II/NOAHlink/RS-232 HI-PRO/HI-PRO USB/HI-PRO 2
<b>Noahlink-driver</b>	Nyeste, tilgængelige version
<b>Driver til Noahlink Wireless</b>	Nyeste, tilgængelige version
<b>Internetforbindelse</b>	Anbefales
<b>Lydkort</b>	Stereo eller surround 5.1
<b>Afspilningssystem</b>	20 Hz – 14 kHz (+/- 5 dB), 90 dB
<b>Noah version</b>	Seneste version (NOAH 4.4.2280 eller nyere) Tjek Noah begrænsningerne for Windows 64 bit operativsystemer på <a href="http://www.himsa.com">http://www.himsa.com</a>
<b>TargetMatch</b>	Noah version 4.4.2280 eller nyere Natus <sup>®</sup> Otosuite 4.81.00 eller nyere Natus Aurical FreeFit til REM & Aurical HIT ved testboksmålinger

Bluetooth<sup>®</sup> ordmærket og logoerne er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af disse fra Sonova AG's side sker under licens.

CE mærkning: 2021



2021-08-18

**Producent:**

Sonova AG  
Laubisrütistrasse 28  
CH-8712 Stäfa  
Schweiz



058-0125-719

Phonak Target 7.1.9 DVD