

Phonak Virto B

(B90/B70/B50/B30)

Manual do usuário



Uma marca Sonova

PHONAK
life is on

Este manual do usuário é válido para:

Modelos wireless	Marca CE
Phonak Virto B90-10 O	2017
Phonak Virto B90-10	2017
Phonak Virto B90-312	2017
Phonak Virto B90-13	2017
Phonak Virto B70-10 O	2017
Phonak Virto B70-10	2017
Phonak Virto B70-312	2017
Phonak Virto B70-13	2017
Phonak Virto B50-10 O	2017
Phonak Virto B50-10	2017
Phonak Virto B50-312	2017
Phonak Virto B50-13	2017
Phonak Virto B30-10 O	2017
Phonak Virto B30-10	2017
Phonak Virto B30-312	2017
Phonak Virto B30-13	2017



Modelos sem wireless**Marca CE**

Phonak Virto B90-312 NW O	2017
Phonak Virto B90-10 NW O	2017
Phonak Virto B70-312 NW O	2017
Phonak Virto B70-10 NW O	2017
Phonak Virto B50-312 NW O	2017
Phonak Virto B50-10 NW O	2017
Phonak Virto B30-312 NW O	2017
Phonak Virto B30-10 NW O	2017

Detalhes dos seus aparelhos auditivos

i Caso não tenha nenhuma informação assinalada abaixo e você desconhece o modelo do seu aparelho auditivo, pergunte ao seu profissional de saúde auditiva.

Modelo	Tamanho de bateria
<input type="checkbox"/> Phonak Virto B-10 NW O	10
<input type="checkbox"/> Phonak Virto B-10 O	10
<input type="checkbox"/> Phonak Virto B-10	10
<input type="checkbox"/> Phonak Virto B-312 NW O	312
<input type="checkbox"/> Phonak Virto B-312	312
<input type="checkbox"/> Phonak Virto B-13	13

Profissional de saúde auditiva:

┌

└

┌

└

Seus aparelhos auditivos foram desenvolvidos pela Phonak – líder mundial em soluções auditivas com base em Zurique, Suíça.

Estes produtos de alta tecnologia são o resultado de décadas de pesquisas e experiência e foram desenvolvidos para mantê-lo conectado à beleza do som! Agradecemos por fazer uma ótima escolha e desejamos muitos anos de escuta prazerosa.

Leia o manual do usuário com atenção para garantir que você entenda e tire o maior proveito do seu aparelho auditivo. Para mais informações sobre características e benefícios, entre em contato com o seu profissional de saúde auditiva.

Phonak – life is on
www.phonak.com.br

Índice

O seu aparelho auditivo

- | | |
|-------------------------------------|----|
| 1. Guia rápido | 8 |
| 2. Componentes do aparelho auditivo | 10 |

Utilização do aparelho auditivo

- | | |
|--|----|
| 3. Identificação do aparelho auditivo (esquerdo e direito) | 12 |
| 4. Ligar/Desligar | 13 |
| 5. Bateria | 14 |
| 6. Inserir o aparelho auditivo | 16 |
| 7. Retirar o aparelho auditivo | 17 |
| 8. Botão | 19 |
| 9. Controle de volume | 20 |
| 10. Ajustar Virto B-10 NW O com o Phonak MiniControl | 21 |

Mais informações

- | | |
|---|----|
| 11. Cuidados e manutenção | 23 |
| 12. Acessórios sem fio | 26 |
| 13. Assistência e garantia | 29 |
| 14. Informações sobre conformidade | 31 |
| 15. Informações e explicações sobre os símbolos | 36 |
| 16. Resolução de problemas | 40 |
| 17. Informações importantes sobre a segurança | 42 |

1. Guia rápido

Identificação do aparelho auditivo (esquerdo e direito)



Esquerdo




Direito

Indicação azul para o **aparelho auditivo esquerdo**.


Indicação vermelha para o **aparelho auditivo direito**.

Substituir a bateria




1

Remova o selo protetor da bateria nova e aguarde dois minutos.




2

Abra o compartimento da bateria.




3


Insira a bateria com o símbolo "+" voltado para cima.



Ligar/Desligar




Ligar




Desligar

Botão



Apenas modelos com esta opção:
O botão existente no seu aparelho auditivo pode ter diferentes funções.

Controle de volume




Apenas modelos com esta opção:
Para aumentar o volume, gire o controle de volume para frente.
Para diminuir o volume, gire o controle de volume para trás.

2. Componentes do aparelho auditivo

As imagens abaixo mostram os modelos descritos neste manual do usuário. A identificação do seu modelo pode ser feita da seguinte maneira:

- Verifique "Detalhes dos seus aparelhos auditivos" na página 5.
- Ou compare seu aparelho auditivo com os seguintes modelos mostrados abaixo. Fique atento quanto a forma do aparelho auditivo e se possui um controle de volume.


Virto B-10 O e B-10 NW O



Virto B-312 NW O




Virto B-10



Virto B-312



Virto B-13




3. Identificação do aparelho auditivo (esquerdo e direito)

Existe uma indicação vermelha ou azul que irá lhe mostrar se o aparelho é da orelha esquerda ou direita. A marcação da cor está localizada no compartimento de bateria, na caixa (a identificação do modelo é impressa em vermelho ou azul), ou a caixa é de cor vermelha ou azul.

Indicação azul para o **aparelho auditivo esquerdo**.



Indicação vermelha para o **aparelho auditivo direito**.




* Caixa: corpo do aparelho auditivo

4. Ligar/Desligar

O compartimento da bateria também possui a função liga/desliga.


1

Compartimento da bateria
fechado = aparelho auditivo
ligado




2

Compartimento da bateria
aberto = aparelho auditivo
desligado




i Ao ligar o aparelho auditivo você ouvirá uma melodia inicial.

5. Bateria



1

Remova o selo protetor da bateria nova e aguarde dois minutos.




2

Abra o compartimento da bateria.




3

Insira a bateria com o símbolo "+" voltado para cima.



i Caso encontre dificuldade para fechar o compartimento da bateria: verifique se a bateria está inserida corretamente e se o símbolo "+" está voltado para cima. Se a bateria não estiver inserida corretamente, o aparelho auditivo não funcionará e o compartimento da bateria pode ser danificado.

 Bateria fraca: você ouvirá dois bipes quando a bateria estiver fraca. Após este sinal, você tem cerca de 30 minutos para substituir a bateria (isso pode variar, dependendo das configurações do aparelho auditivo e da bateria). Recomendamos sempre ter uma bateria reserva disponível.

Substituir a bateria

Este aparelho auditivo utiliza bateria de zinco-ar.

Identifique o tamanho correto da bateria (10, 312 ou 13) da seguinte forma:

- Verifique "Detalhes dos seus aparelhos auditivos" na página 5.
- Verifique a indicação no interior do compartimento da bateria.
- Verifique a tabela a seguir.


Modelo	Tamanho da pilha de zinco-ar	Marca colorida na embalagem	Código IEC	Código ANSI
Phonak Virto				
B-10 NW O	10	amarelo	PR70	7005ZD
B-10 O	10	amarelo	PR70	7005ZD
B-10	10	amarelo	PR70	7005ZD
B-312 NW O	312	marrom	PR41	7002ZD
B-312	312	marrom	PR41	7002ZD
B-13	13	laranja	PR48	7000ZD

i Por favor, certifique-se de utilizar o modelo correto da bateria em seus aparelhos auditivos (zinco-ar). Leia também o capítulo 17.2 para mais informações sobre a segurança do produto.

6. Inserir o aparelho auditivo (todos os modelos)

1

Leve o aparelho auditivo na sua orelha e insira a ponta do molde em seu canal auditivo.




7. Retirar o aparelho

7.1 Retirar o aparelho auditivo com fio para remoção

1


Segure o fio para remoção e puxe delicadamente o aparelho auditivo para fora do ouvido.



7.2 Retirar o aparelho auditivo sem fio para remoção


1

Coloque o polegar atrás do lóbulo e pressione delicadamente para cima, para empurrar o aparelho auditivo para fora do canal. Para ajudá-lo a sair, faça movimentos de mastigação.



2



Segure o aparelho auditivo e remova-o.



8. Botão

Apenas modelos com esta opção:

O botão existente no seu aparelho auditivo pode ter diferentes funções ou estar desativado. Isto depende da programação do aparelho auditivo, que está indicado individualmente nas "Instruções do aparelho auditivo". Solicite ao seu profissional de saúde auditiva informações específicas sobre esta funcionalidade do botão no seu aparelho.




9. Controle de volume

Apenas modelos com esta opção:

Para aumentar o volume, gire o controle de volume para frente.

Para diminuir o volume, gire o controle de volume para trás.

O controle de volume pode ser desativado pelo profissional de saúde auditiva.



10. Ajustar Virto B-10 NW O com o Phonak MiniControl


O MiniControl contém um ímã que funciona como um controle remoto para alterar as configurações do seu aparelho auditivo Virto B-10 NW O.

O Virto B-10 NW O em combinação com o MiniControl pode ter diferentes funções ou estar desativado. Isto depende de sua programação individual, que está indicado nas "Instruções do aparelho auditivo". Para mais informações, solicite ao seu profissional de saúde auditiva.

Para utilizar o MiniControl, desconecte o chaveiro do ímã e posicione-o dentro do canal auditivo sem que o mesmo encoste no aparelho auditivo.



Enquanto o aparelho auditivo estiver ligado, mantenha o ímã dentro do canal auditivo, mas sem que o mesmo encoste no aparelho auditivo. Remova rapidamente o ímã assim que o aparelho Virto B-10 NW O estiver no programa desejado ou o volume atingir o nível desejado.



⚠ Se você utiliza um dispositivo médico como um marcapasso ou um desfibrilador automático implantável (ICD), por favor leia o guia do usuário (do dispositivo médico) para esclarecer eventuais alterações no campo magnético do seu dispositivo.

⚠ Não coloque o MiniControl (aberto ou fechado) no bolso próximo ao peito. Mantenha uma distância de pelo menos 15 cm entre o MiniControl e o seu dispositivo médico.

11. Cuidados e manutenção

O uso e cuidados adequados do seu aparelho auditivo contribuem para um excelente desempenho e um tempo de vida útil prolongado.

Utilize as seguintes especificações como diretrizes. Para mais informações sobre a segurança do produto, consulte o capítulo 17.2.

Informações gerais

Antes de usar spray de cabelo ou aplicar cosméticos, remova o aparelho auditivo do ouvido, pois esses produtos podem danificá-lo.

Diariamente

A limpeza diária e o uso de um sistema de secagem são altamente recomendados. A linha C&C da Phonak é um conjunto completo de produtos de limpeza. Seu profissional de saúde auditiva terá todo o prazer em instruí-lo. Nunca utilize produtos de limpeza domésticos (sabão em pó, sabonete, etc.) para limpar o aparelho auditivo.


Se o aparelho auditivo estiver fraco ou apresentar falhas, limpe ou troque o sistema de proteção contra cera. Se o aparelho auditivo deixar de funcionar mesmo depois de você limpar corretamente ou trocar o sistema de proteção contra cera ou colocar pilhas novas, entre em contato com o profissional de saúde auditiva.

Semanalmente

Para obter instruções de manutenção profunda ou de uma limpeza além da superficial, consulte o profissional de saúde auditiva.

Proteção contra cera

O SmartGuard é um exclusivo sistema de proteção contra cera, desenvolvido pela Phonak. O design da membrana é exclusivo e protege completamente o aparelho auditivo contra a cera e a umidade.




Os protetores de cera Cerustop também são comumente usados como sistema alternativo de proteção. Peça informações detalhadas ao seu profissional de saúde auditiva sobre o uso do sistema de proteção contra cera em seu aparelho auditivo.

12. Acessórios sem fio

12.1 Conectando a fontes de áudio e controle remoto

Está disponível uma variedade de acessórios Phonak para a utilização com o seu aparelho auditivo wireless.



* O Phonak ComPilot II com colar ou ComPilot Air II com clip para prender à roupa, também possuem as funcionalidades de controle remoto básicas. Para controle avançado, precisam ser usados com o Phonak RemoteControl App.

** Fontes de áudio (por exemplo, leitor de MP3, computador, laptop, tablet) podem ser conectadas ao dispositivo de transmissão via Bluetooth ou cabo de áudio.


*** Preso na roupa do interlocutor para um melhor entendimento de fala à distância.

A disponibilidade dos acessórios depende do país

12.2 Comunicação em ambientes ruidosos e à distância

O portfólio Roger fornece um desempenho extraordinário do microfone para ajudá-lo a compreender melhor em ambientes ruidosos e à distância. Com o Roger você pode:

- compreender cada palavra em situações ruidosas, por ex. restaurantes, áreas públicas e à distância
- usufruir de um design discreto
- perceber a transmissão da fala diretamente para os seus aparelhos auditivos com o receptor acoplado ou através do seu o receptor utilizado com um cordão, junto ao corpo



Opção de receptor junto ao corpo

Nota: Disponível apenas para modelos Virto B com bobina telefônica (T-Coil)

* Alguns microfones Roger também suportam entradas de áudio através do Bluetooth® ou cabo. Bluetooth® é uma marca registrada de propriedade de Bluetooth SIG, Inc.

13. Assistência e garantia

Garantia local

Por favor, pergunte para o seu profissional de saúde auditiva, onde você adquiriu o seu aparelho auditivo, sobre os termos da garantia local.

Garantia internacional

A Sonova AG oferece um ano de garantia internacional, válida a partir da data de compra do aparelho. Essa garantia limitada cobre defeitos no material e de fabricação no aparelho auditivo propriamente dito, mas não cobre acessórios, tais como bateria, tubos, moldes e receptores externos. A garantia só é válida se o comprovante de compra for apresentado.

A garantia internacional não afeta quaisquer direitos legais que você possa ter sob legislação nacional aplicável que rege a venda de bens de consumo.

Limitações de garantia

A garantia não cobre danos por uso ou cuidados inadequados, exposição a produtos químicos ou tensão exagerada. Danos causados por terceiros ou centros de serviço não autorizados tornam a garantia nula e sem validade legal. Essa garantia não cobre qualquer serviço desempenhado por um profissional de saúde auditiva em seu consultório.

Número de série
(lado esquerdo):

Profissional de saúde auditiva
autorizado (carimbo/assinatura):

Número de série
(lado direito):

Data de aquisição:

14. Informações sobre conformidade

Europa:

Declaração de conformidade

Por meio deste documento, a Sonova AG declara que este produto atende aos requisitos da Diretiva de Dispositivos Médicos 93/42/EEC, assim como a Diretiva relativa a Equipamentos de Rádio 2014/53/UE. O texto completo da Declaração de Conformidade da EU pode ser obtido por meio do fabricante ou com o representante local da Phonak, cujo endereço pode ser retirado da lista no site www.phonak.com (locais Phonak em todo o mundo).

Austrália/Nova Zelândia:



R-NZ

Indica a conformidade do dispositivo com as disposições regulamentares da RSM (Radio Spectrum Management) e da ACMA (Australian Communications and Media Authority) para

a venda legal na Nova Zelândia e Austrália.

O selo de conformidade R-NZ aplica-se a produtos de rádio fornecidos no mercado da Nova Zelândia sob o nível de conformidade A1.

Os modelos wireless descritos na página 2 estão certificados em:

Phonak Virto B-10 O, modelos M / P / SP

EUA	FCC ID: KWC-ITEV100
Canadá	IC: 2262A-ITEV100

Phonak Virto B-10, modelos M / P / SP

EUA	FCC ID: KWC-ITEV10
Canadá	IC: 2262A-ITEV10

Phonak Virto B-13 & B-312, modelos M / P / SP / UP

EUA	FCC ID: KWC-ITEV13
Canadá	IC: 2262A-ITEV13

Aviso 1:

Este aparelho está em conformidade com a seção 15 das regras da FCC e com a RSS-210 da Industry Canada.

O funcionamento está sujeito às duas condições a seguir:

- 1) este dispositivo pode não causar interferências nocivas, e
- 2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo as que possam causar funcionamento indesejado.

Aviso 2:

Alterações ou modificações feitas neste dispositivo que não sejam expressamente aprovadas pela Sonova AG podem anular a autorização da FCC para a operação deste dispositivo.

Aviso 3:

Este dispositivo foi testado e está em conformidade com os limites de dispositivo digital da Classe B, de acordo com a Seção 15 das regras da FCC e ICES-003 da Industry Canada. Esses limites foram desenvolvidos para fornecer proteção razoável contra interferência danosa em uma instalação residencial. Este dispositivo gera, usa e pode emitir energia

de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferência danosa às comunicações por rádio. Entretanto, não há garantia de que a interferência não ocorrerá em uma determinada instalação. Se este dispositivo causar interferência danosa à recepção de rádio e televisão, o que pode ser determinado ao ligar e desligar o equipamento, o usuário é encorajado a tentar corrigir a interferência com uma ou mais das medidas a seguir:

- Reoriente ou reposicione a antena de recepção.
- Aumente a separação entre o dispositivo e o receptor.
- Conecte o dispositivo a uma tomada de um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
- Consulte o representante ou um técnico de rádio/TV com experiência para obter auxílio.

Informações de rádio do seu aparelho auditivo sem fio

Tipo de antena	Antena de bobina de ferrite integrada (indutiva)
Frequência de operação	10,6 MHz
Largura de banda ocupada (99% BW)	Aprox. 500 kHz
Modulação	DQPSK
Canal	Rádio de canal único
Alcance operacional	18 cm
Caso de utilização	Transmissão de áudio ou sinal de comando para aparelho auditivo receptor no outro ouvido
Intensidade do campo magnético @ 3 m	-20.5 dB μ A/m

15. Informações e explicações sobre os símbolos



Com o símbolo da CE, a Sonova AG confirma que este produto – incluindo os acessórios – cumpre as exigências da Diretiva de Dispositivos Médicos 93/42/ EEC e da Diretiva relativa a Equipamentos de Rádio 2014/53/UE. Os números após o símbolo da CE correspondem ao código das instituições certificadas que foram consultadas sob as diretivas mencionadas acima.



Este símbolo indica que os produtos descritos neste manual do usuário cumprem as exigências de peça aplicada do tipo B segundo a norma EN 60601-1. A superfície do aparelho auditivo é especificada como peça aplicada do tipo B.



Este símbolo indica que o fabricante do dispositivo médico cumpre as exigências da Diretiva Europeia 93/42/CEE.



Manter seco durante o transporte.



Este símbolo indica que é importante que o usuário leia e leve em consideração as informações relevantes deste manual do usuário.



Este símbolo indica que é importante que o usuário preste atenção às advertências relevantes deste manual do usuário.



Informações importantes para a segurança do produto e manuseio.

Condições
de funciona-
mento

O produto foi desenvolvido para funcionar sem problemas ou restrições se utilizado para o efeito a que se destina, salvo indicação em contrário neste manual do usuário.



Indica o número de série do fabricante para que um dispositivo médico específico possa ser identificado.

REF

Indica o número de catálogo do fabricante para que o dispositivo médico possa ser identificado.



Temperatura durante o transporte e armazenamento: -20° à $+60^{\circ}$ Celsius



Umidade durante o transporte: até 90% (sem condensação).

Umidade durante o armazenamento: 0% à 70%, se não em uso. Veja as instruções no capítulo 17.2 sobre a secagem dos aparelhos auditivos após o uso.



Pressão atmosférica: 200 hPA à 1500 hPa



O símbolo com a lixeira riscada com um X destina-se a conscientizá-lo de que este aparelho auditivo não pode ser jogado fora como o lixo doméstico comum. Descarte aparelhos auditivos velhos ou sem uso em locais específicos para esse tipo de descarte, ou entregue o aparelho auditivo para um profissional de saúde auditiva para que ele os descarte. O descarte adequado protege a saúde e o meio ambiente.

16. Resolução de problemas

Problema

Aparelho auditivo não funciona

Aparelho auditivo com microfonia (apito)

Volume do aparelho auditivo está abaixo do comum ou o som está distorcido

Aparelho auditivo emite dois bipes

Aparelho auditivo liga e desliga (intermitente)

Causas

Bateria descarregada

Saída de som bloqueada

Bateria não inserida corretamente

Aparelho auditivo desligado

Aparelho auditivo não inserido corretamente

Cera no canal auditivo

Volume muito alto

Bateria fraca

Saída de som bloqueada

Volume muito baixo

Condição física auditiva alterou

Indicação de bateria fraca

Umidade na bateria ou no aparelho auditivo



Se o problema persistir, contate o seu profissional de saúde auditiva para obter assistência.

O que fazer

Substituir a bateria (capítulo 1 + 5)

Limpar abertura da saída de som

Inserir corretamente a bateria (capítulo 1 + 5)

Ligar o aparelho auditivo ao fechar completamente o compartimento da bateria (capítulo 4)

Inserir o aparelho auditivo corretamente (capítulo 6)

Contate o seu médico otorrinolaringologista ou profissional de saúde auditiva

Diminuir volume, se disponível (capítulo 8 + 9)

Substituir a bateria (capítulo 1 + 5)

Limpar abertura da saída de som

Aumentar o volume, se disponível (capítulo 8 + 9)

Entre em contato com o seu profissional de saúde auditiva

Substitua a bateria nos próximos 30 minutos (capítulo 1 + 5)






Limpe a bateria e o aparelho auditivo com um pano seco

17. Informações importantes sobre a segurança


Leia cuidadosamente antes de utilizar seu aparelho auditivo pela primeira vez.


Um aparelho auditivo não vai restaurar a audição normal, prevenir ou melhorar uma perda auditiva resultante de condições orgânicas. O uso pouco frequente de um aparelho auditivo impede que o usuário obtenha o benefício total oferecido. O uso do aparelho auditivo é apenas uma parte da reabilitação auditiva que poderá ser complementada por treinamento auditivo e orientação em leitura labial.

17.1 Avisos de perigo


-  Os aparelhos auditivos são destinados a amplificar e transmitir som aos ouvidos e compensar a deficiência auditiva. Os aparelhos auditivos (especialmente programados para cada tipo de perda auditiva) devem ser usados apenas pela pessoa pretendida. Eles não devem ser utilizados por qualquer outra pessoa, pois podem danificar a audição.
-  Não são permitidas alterações ou modificações no aparelho auditivo que não tenham sido explicitamente aprovadas pela Sonova AG. Essas alterações podem danificar o seu ouvido ou o aparelho auditivo.
-  Não use aparelhos auditivos em áreas explosivas (minas ou áreas industriais com perigo de explosão, ambientes ricos em oxigênio ou áreas de manuseio de anestésicos inflamáveis).
-  As baterias do aparelho auditivo causam intoxicação se ingeridas! Mantenha-as fora do alcance de crianças, pessoas com déficit cognitivo ou animais. Se as baterias forem ingeridas, consulte seu médico imediatamente!
-  Se você sentir dor dentro ou atrás da orelha, se elas inflamarem, se a pele ficar


irritada ou ocorrer acúmulo de cera na orelha, consulte um médico ou um profissional de saúde auditiva.


 Os programas auditivos no modo de microfone direcional reduzem os ruídos de fundo. Fique atento, pois os sinais de alerta ou ruídos que vêm de trás, por exemplo de um carro, são parcial ou totalmente suprimidos.

 Este aparelho auditivo não é recomendado para crianças com menos de 36 meses. O aparelho auditivo contém peças pequenas que podem

causar asfixia, se ingerido por crianças, pessoas com déficit cognitivo ou animais. Se ingerido, consulte um médico ou vá para um hospital imediatamente.

 Não faça conexões com fio entre o aparelho auditivo e qualquer fonte de áudio externa, como um rádio. Pois esta conexão poderá causar lesões no próprio corpo (risco de choque elétrico).

 As informações a seguir devem ser seguidas por pessoas com dispositivos médicos implantáveis ativados (ex.: marcapassos, desfibriladores, etc.):

- Mantenha os aparelhos auditivos wireless a pelo menos 15 cm de distância do dispositivo implantado. Caso perceba alguma interferência, não utilize os aparelhos auditivos wireless e entre em contato com o fabricante do implante ativo. Por favor, observe que a interferência também pode ser causada por linhas de energia, descarga eletroestática, detectores de metais de aeroportos, etc.
 - Mantenha ímãs (ex.: ferramenta de manipulação de bateria, ímã do EasyPhone, etc.), a pelo menos 15 cm de distância do implante ativo.
 - Se você usar um acessório sem fio para Phonak, consulte a seção "Informações importantes sobre a segurança" do manual do usuário do acessório sem fio.
-  Evite impactos físicos fortes no ouvido ao usar aparelhos auditivos intra-aurais. A estabilidade da caixa personalizada do intra-aural foi concebida para um uso normal. Um impacto físico forte no ouvido (por ex., praticando esporte) poderá provocar a quebra da caixa intra-aural. Isso poderá resultar no ferimento do conduto do ouvido ou perfuração da membrana timpânica.



Se o aparelho auditivo for submetido a tensão mecânica ou choque, certifique-se de que a respectiva caixa esteja intacta antes de o colocar no ouvido.

17.2 Notas de segurança

- i** Nunca mergulhe o seu aparelho auditivo na água! Proteja-o da umidade em excesso. Sempre remova o aparelho auditivo antes de tomar banho de chuveiro, banheira ou nadar, pois os aparelhos auditivos contém partes eletrônicas sensíveis.
- i** Proteja o seu aparelho auditivo do calor (nunca o deixe perto de uma janela ou dentro do carro). Nunca utilize um micro-ondas ou outros dispositivos de aquecimento para secar o aparelho auditivo. Pergunte ao seu profissional de saúde auditiva quais são os métodos adequados de secagem.
- i** Quando você não estiver usando o seu aparelho auditivo, deixe o compartimento da bateria aberto para permitir a evaporação de qualquer umidade. Certifique-se de sempre secar completamente o aparelho auditivo após o uso. Armazene o aparelho em um local seguro, seco e limpo.
- i** Não derrube o aparelho auditivo! Uma queda sobre uma superfície rígida pode danificá-lo.

- ① Utilize sempre baterias novas no seu aparelho auditivo. No caso de vazamento da bateria, substitua-a imediatamente para evitar irritação da pele. Você pode devolver as baterias usadas ao seu profissional de saúde auditiva.
- ① As baterias usadas nos aparelhos auditivos não excedem 1.5 Volts. Por favor, não utilize baterias recarregáveis de prata-zinco ou Li-ion (íon de lítio), pois podem causar sérios danos em seus aparelhos auditivos. A tabela no capítulo 5 mostra exatamente qual o tipo de bateria indicada para os seus aparelhos auditivos.
- ① Remova a bateria se não for usar o aparelho auditivo durante um período prolongado.

i Exames médicos ou odontológicos, incluindo a radiação, descritos abaixo, podem afetar desfavoravelmente o funcionamento correto dos seus aparelhos auditivos. Recomendamos removê-los antes dos procedimentos e mantê-los fora da sala/área:

- Exames médicos ou odontológicos com raio-X (incluindo Tomografia Computadorizada).
- Exames médicos como Ressonância Magnética (MRI) e Ressonância Magnética Nuclear (NMRI), geram campos magnéticos.
- Os aparelhos auditivos não precisam ser retirados ao

passar em portões de segurança (ex.: aeroportos, etc.). Caso o raio-X seja utilizado, será em doses muito baixas e não afetará os aparelhos auditivos.

i Não utilize o aparelho auditivo em áreas onde equipamentos eletrônicos não são permitidos.

Notas

**Fabricante:**

Sonova AG
Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa
Suíça

Importado e distribuído por:

Sonova do Brasil Produtos Audiológicos Ltda.
Av. Maria Coelho Aguiar, 215, Bloco A, 4º andar, conj. 02 e 03
Cep: 05804-900 - São Paulo/SP
Tel (11) 3747-7222 - Fax (11) 3747-7016
e-mail: sac.brasil@phonak.com.br
SAC: 0800 701 8105
CNPJ: 92.792.530/0001-38
Registro ANVISA nº: 10283310175
Resp. téc: Michelle Queiroz Zattoni - CRFa/SP: 10.327
SAC: 0800 701 8105 | www.phonak.com.br

sonova
HEAR THE WORLD



0459

