

Phonak Target-programmeringsguide



Syftet med programvaran Phonak Target är att hjälpa behöriga audiomer att konfigurera, programmera och anpassa hörapparater enligt klienternas specifika behov. Den här guiden ger en detaljerad introduktion till hörapparat Anpassning med Phonak Target. Du hittar också [News] (Nyheter) på startskärmen i Phonak Target.

För följande funktioner i Phonak Target finns det specifika programmeringsguider (*i utvalda länder):

- Juniorläge
- Phonak Remote Support*
- Phonak Target/ALPS*
- TargetMatch
- Tinnitusbalans
- Verifiering




Innehållsförteckning

Struktur och navigering	2
Förberedelse av hörapparater och CROS.....	2
Förberedelse av Phonak Trial™	3
Kontroll av hörtelefon.....	4
Kontrollera de akustiska parametrarna	4
Anpassning.....	5
Grundinställning.....	6
Fininställning	7
SoundRecover2.....	8
Enhetsalternativ	11
Att tänka på vid bimodal Anpassning.....	11
Information och symbolförklaring.....	14
Systemkrav	15

Struktur och navigering

De tre flikarna **[Client]** (Klient), **[Instruments]** (Hörapparater) och **[Fitting]** (Anpassning), samt instrumentpanelen ovanför, gör det lätt för dig att navigera och få statusinformation.

På instrumentpanelen visas Anpassningsstatus samt genvägar.

Client Target, Phonak			Connect 					
Client Target, Phonak			Instruments Audéo P90-312			Fitting Calm situation 		
All kundinformation, som t. ex. personliga data och audiogram, hittar du på den här fliken.	Här hittar du alla hörapparater, akustiska parametrar, fjärrkontroller och övriga tillbehör. Obs! Håll muspekaren över hörapparatikonen för att få mer information om batteriladdningstillstånd (endast för laddningsbara apparater) och Roger™-licens (endast för RogerDirect™).	Alla enhetsinställningar utförs här.						

Förberedelse av hörapparater och CROS

iCube II / Noahlink Wireless

Det behövs inga kablar till hörapparaterna. Sätt bara i batteriet och slå på hörapparaten genom att stänga batterifacket. För laddningsbara apparater, slå på hörapparaten.

Obs! Använd iCube II när du anpassar CROS II eller CROS B, eftersom den möjliggör snabbare finjustering och att du kan demonstrera CROS-systemet direkt.

CROS II kan endast anpassas med Venture-hörapparater.

CROS B kan endast anpassas med Belong-hörapparater (förutom laddningsbara apparater).

CROS B-R kan endast anpassas med Phonak Audéo B-R.

NOAHlink eller HI-PRO

Anslut programmeringskablarna till hörapparaterna och Anpassningsenheten.



Vid CROS-anpassningar är det inte möjligt att demonstrera CROS-funktioner med kablar anslutna.

Förberedelse av Phonak Trial™

Med Phonak Trial-hörapparater kan du ändra funktionsnivåerna i apparaten. Klicka på **[Trial & tools]** (Trial Et verktyg), välj **[Trial hearing aids]** (Trial-hörapparater) och klicka sedan på **[Configure]** (Konfigurera) för att komma igång.

Obs! Phonak Trial-hörapparater är inte tillgängliga i Phonak Virto-modeller.

Välj önskad funktionsnivå och tryck på **[Continue]** (Fortsätt). När processen är slutförd är apparaterna redo att anpassas i en anpassningssession.



Anslut hörapparaterna

Öppna anpassningssessionen och bekräfta att rätt anpassningsenhet visas. Använd nedåtpilen bredvid anpassningsenheten på kontrollpanelen för att ändra anpassningsenhet.


Klicka på **[Connect]** (Anslut) för att starta anpassningen. De anslutna hörapparaterna visas i instrumentpanelen. För enheter med direktanslutning visas enheter som finns tillgängliga för parkoppling automatiskt.

Obs!

- Om en apparat inte visas kan du öppna/stänga batteriluckan eller slå på/av de laddningsbara hörapparaterna för att växla till parkopplingsläge.
- Tryck på hörapparatsens tryckknapp eller multifunktionsknapp för att markera den i listan när det finns flera enheter tillgängliga eller för att bekräfta vilken sida som ska tilldelas en klient.
- Enheter som tidigare kopplats ihop detekteras som ett länkat par.

Vid alla nya anpassningar som använder preskriptionsmetoden Adaptive Phonak Digital kommer en erfarenhetsnivå, som bygger på information från anpassningssessionen, att föreslås.

Audiogramdata från NOAH importeras automatiskt till Phonak Target och tas med i beräkningen vid förhandsberäkningen. I en fristående version av Phonak Target, lägg in audiogrammet på fliken **[Audiogram]**.



Kontroll av hörtelefon

Phonak Target utför en kontroll när apparaterna först ansluts, oavsett om den anslutna hörapparatsens hörtelefonen matchar valen på skärmen **[Acoustic parameters]** (Akustiska parametrar).

Om det finns en felmatchning kommer Phonak Target att meddela detta och uppmana dig att kontrollera hörtelefonen. Du kan därefter byta ut hörtelefonen eller ändra valet av akustiska parametrar.

För att starta en ny kontroll av hörtelefonen klickar du på **[Check]** (Kontroll) på skärmen **[Acoustic parameters]** (Akustiska parametrar).

Obs! Gäller endast för RIC-hörapparater på plattformarna Belong, Marvel och Paradise.

Kontrollera de akustiska parametrarna

Phonak Target länkar automatiskt akustiska parametrar när de är likadana. Du kan visa, ändra eller avlänka de akustiska parametrarna när som helst.

Klicka på fliken **[Instruments]** (Hörapparater) > **[Acoustic parameters]** (Akustiska parametrar). Ange eller bekräfta korrekt akustisk information.

Ange den akustiska koden, om en sådan finns tillgänglig. Denna kod finns tryckt på klientens individuella öroninsatser från Phonak. Den akustiska koden fyller i klientens individuella akustiska parametrar.



Tillbehör

Beroende på de anslutna hörapparaterna, kan Phonak Target automatiskt identifiera anslutna tillbehör under anpassningssessionen. De kompatibla tillbehören visas på instrumentpanelen bredvid de anslutna hörapparaterna.

Tillbehör kan även väljas manuellt på fliken **[Instruments]** (Hörapparater) > **[Accessories]** (Tillbehör).

När du sparar sessionen, listas tillbehören i spara-dialogrutan.

Obs! Vid ljudstreaming från tillbehör kommer CROS att koppla från automatiskt. CROS kommer att återansluta automatiskt när streamingen stoppas.



Anpassning

Klicka på **[Fitting]** (Anpassning) för att komma åt **[Feedback & real ear test]** (Återkopplings- och Real Ear-test).

Återkopplingstestet kan köras i båda öronen eller i ett öra åt gången. Klicka på **[R]** (H) / **[Start both]** (Starta båda) / **[L]** (V) för att starta testet.

Obs! Återkopplingstestet kan inte utföras under en Phonak Remote Support-session.

För att använda testresultaten till att beräkna förväntad RECD och de akustiska parametrarna markerar du kryssrutan **[Use feedback test result to predict vent]** (Använd återkopplingstestresultat för att beräkna ventilation). Kryssrutan finns endast tillgänglig om systemet kan utföra ventilationsberäkningen.

Obs! Med Phonak Paradise är det möjligt att överinställa återkopplingströskeln för att öka förstärkningsgränsen ytterligare. Klicka på pilarna för att överinställa. Vid ökning av förstärkningsgränsen visas en lila skuggning för att indikera den ökade förstärkningsgränsen. Om en röd skuggning visas indikerar denna att området löper större risk för återkoppling och distorsion.




AudiogramDirect

AudiogramDirect är ett in-situ hörseltest i Phonak Target. Detta ersätter inte diagnostiska audiologiska bedömningar. Bekräfta att **[Feedback & real ear test]** (Återkopplings- och Real Ear-test) har körts innan AudiogramDirect används.

Klicka på **[AudiogramDirect]** > **[Start]** för att testa hörtrösklar för luftledning och obehagsnivåer med hjälp av de anslutna hörapparaterna. Mätningar av obehagsnivåer är inaktiverade under en Phonak Remote Support-session.

Tidigare hörseltest kan jämföras och granskas genom att klicka på **[History]** (Historik).

För att ändra standardbeteendet för luftlednings- och obehagsmätningar, gå till **[Startup]** (Setup) > **[Fitting session]** (Anpassningssession) > **[AudiogramDirect]**.



Grundinställning

Gå till **[Global tuning]** (Grundinställning) > **[Initial fitting]** (Inledande anpassning) om justeringar av förstärkningsnivå, ocklusionskompensationen eller kompressionen krävs. Inställningarna för förstärkningsnivå och kompression baseras på kundens erfarenhet och den valda preskriptionsmetoden.

Beroende på de anslutna hörapparaterna kan ytterligare verktyg som **[Tinnitus Balance]** (Tinnitusbalans) och **[CROS Balance]** (CROS-balans) nås via fliken i den nedre delen av skärmen. För att justera ljudstyrkans förhållande mellan CROS-enheten och hörapparaten, klicka på **[CROS Balance]** (CROS-balans).





autoAcklimatisering

Bekräfta att **[Feedback & real ear test]** (Återkopplings- och Real Ear-test) har körts innan autoAcklimatisering används.

Välj **[Auto acclimatization]** (autoAcklimatisering) i menyn för förstärkningsnivå på fliken **[Initial fitting]** (Inledande anpassning).

Klicka på **[...]** för att ange startnivå, slutnivå och varaktighet för när hörapparatsens förstärkning automatiskt ökar till inställd slutnivå.

Obs! Med Phonak Paradise är det inte nödvändigt att köra **[Feedback & real ear test]** (Återkopplings- och Real Ear-test) innan autoAcklimatisering aktiveras. För att aktivera autoAcklimatisering, markera kryssrutan. Ange en målförstärkning och det antal återstående dagar som klienten behöver för att nå målförstärkningen.



Real Time-visning

Klicka på kryssrutan **[Client view]** (Klientvy) i menyfältet högst upp på skärmen för att komma åt Real Time-visningen.

Real Time-visning är tillgängligt för alla hörapparater som ett alternativ för anpassningskurvor, som kan visas med en förstorad klientvänlig vy eller på en separat skärm.

Förbättringar av taluppfattning, förstärkning, utnivå, SoundRecover och kanalupplösning visas enkelt, framför allt med hjälp av de tillhandahållna ljudexemplen.

Fininställning

Vänster sida av skärmen [Fine tuning] (Fininställning) används för programhantering.

Klicka på [All programs] (Alla program) för att justera alla program samtidigt. Klicka på [AutoSense OS] för att modifiera alla akustiska, automatiska program eller [AutoSense OS (streaming)] för att modifiera AutoSense OS för streaming.

För att modifiera ett enskilda program klickar du på programmet, t.ex. [Calm situation] (Lugn situation), i listan och justerar efter behov.

Klicka på [+] -ikonen för att lägga till ytterligare ett manuellt program.

Du kan hantera programmen genom att klicka på [Program manager] (Programhanteraren) ovanför programmen. Här kan du ställa in startprogrammet, programstrukturen och streamingprogrammen. Ångra/gör om-pilarna finns bredvid [Fine tuning] (Fininställning) i menyfältet och kan användas för att ångra eller göra om steg på fininställningsskärmen.

Förstärkning & MPO

Välj förstärkningsvärden med markören för att justera dem. Förstärkningsvärdena är justerbara för svaga, måttliga och starka insignaler. Ett optimalt anpassningsområde kan erhållas om de enskilda obehagsnivåvärdena angetts i klientens audiogram.

För att ändra MPO i alla kanaler samtidigt, klickar du på [MPO], som visas till vänster om MPO-värdena. Du kan ändra den totala förstärkningen genom att klicka på [Gain] (Förstärkning).

Kompressionsförhållandet för varje kanal visas på raden direkt under förstärkningsvärdena.

Hörbarhetsfininställning

Valbara ljudexempel och den relaterade förstärkningen visas i kurvvyen. Ljudexemplen kan spelas upp för att simulera en specifik lyssningsmiljö.

Förstärkningsvärdena visas för svaga, måttliga och starka insignaler. Justeringarna påverkar endast förstärkningsnivåer och frekvenser som är relevanta för att förbättra hörbarheten av valda stimuli, indikerat av olika nyanser av rött/höger och blått/vänster.



Flikarna i den nedersta delen av skärmen gör det möjligt att komma till anpassningsverktygen. Varje verktyg har speciella modifierare för fininställning av hörrapparat.




Programalternativ

Programalternativ kan justeras från standardinställningarna. Funktionerna kan aktiveras, avaktiveras eller styrkejusteras individuellt för varje program. De tillgängliga intervallen inom varje skala är synliga och baserade på funktionsnivån.

För hörapparater med direktanslutning kan standardväxlingsbeteendet för att komma åt streaming ändras (TV Connector, Roger™, PartnerMic™):

- **[Automatic]** (Automatisk) - hörapparaterna växlar automatiskt och tar emot en streamad signal (standard).
- **[Manual]** (Manuell) -ingen signal hörs och programmet läggs till som det sista programmet.
- **[Manual (with beep)]** (Manuell (med signal)) - ett signal hörs i hörapparaterna och klienten godkänner manuellt att ta emot en streamad signal.



SoundRecover2


De individuella SoundRecover2-inställningarna ställs in av förberäkningen och kan finjusteras. För binaurala anpassningar beräknas värdena för brytfrekvens och frekvenskompressionsförhållande baserade på det bättre örat. Följande steg är avsedda för vuxenanpassningar. För pediatrika anpassningar, se den separata programmeringsguiden för Juniorläge och protokollet för bästa praxis: Pediatrisk verifiering av SoundRecover2.

SoundRecover2 är ett frekvenskompressionssystem med adaptivt beteende. Det definieras av två brytfrekvenser, CT1 och CT2.

SoundRecover2 är:

- På som standard för flata eller sluttande hörselnedsättningar där hörtröskeln 8 kHz är 45 dB HL eller sämre.
- Av som standard för basnedsättningar (8 kHz \geq 30 dB bättre än 3 kHz).

När SoundRecover2 är på som standard är det aktiverat i alla program. Det kan inaktiveras genom att klicka på kryssrutan **[Enable SoundRecover2]** (Aktivera SoundRecover2).



SoundRecover2-inställningar kan visas i kurvfenstret. Det skuggade området tillhandahåller information om i vilket frekvensområde SoundRecover2 är aktivt.

- Den första heldragna linjen är brytfrekvens 1 (CT1)
- Den streckade linjen är brytfrekvens 2 (CT2)
- Den tredje linjen är den maximala utnivåfrekvensen

Adaptiv kompression tillämpas på frekvenser i det skuggade området mellan CT1 och CT2. Detta frekvensområde komprimeras endast om insignalen domineras av högfrequensenergi.

Frekvenserna i det skuggade området mellan CT2 och den maximala utnivåfrekvensen komprimeras alltid. Frekvenser under CT1 är alltid okomprimerade. Det finns ingen utnivå vid frekvenser över den maximala utnivåfrekvensen.

För att finjustera SoundRecover2 klickar du på **[Fine tuning]** (Fininställning) > **[SoundRecover2]**. Om ett skjutreglage ändras påverkas brytfrekvenserna, kompressionsförhållandet och den maximala utnivåfrekvensen.

Skjut mot **[Audibility]** (Hörbarhet) för att öka förmågan att detektera /s/ och /sh/.

Skjut mot **[Distinction]** (Distinktion) för att öka förmågan att skilja mellan /s/ och /sh/.


Skjut mot **[Komfort]** (Komfort) för att öka naturligheten hos ljud, exempelvis manliga röster, den egna rösten eller musik.

Obs! Vid fininställning rekommenderas att skjutreglaget **[Audibility/Distinction]** (Hörbarhet/Distinktion) justeras först. Skjutreglaget **[Clarity/Komfort]** (Tydlighet/Komfort) återställs varje gång skjutreglaget **[Audibility/Distinction]** (Hörbarhet/Distinktion) justeras för att optimera ljudkvaliteten för ljud med låga och mellanfrekvenser.

Verifiering:

Följande verifieringsmetoder rekommenderas för vuxna och är rangordnade från god praxis till bästa praxis:

1. Bra: Levande röst /sh/ eller /s/ eller "Mississippi" för att kontrollera detektering. Ett ord som "måne" eller "namn" för att kontrollera vokaler.
2. Bättre: Mätboxverifiering
3. Bäst: Phoneme Perception Test – särskilt när fininställning behövs för vuxna med grav till mycket grav hörselnedsättning. (För ytterligare information, se bruksanvisningen för Phoneme Perception Test.)




TK/Förstärkning 35 dB

Förstärkning av mycket svaga insignaler (G35) kan justeras. En ökad förstärkning för mycket svaga insignaler sänker kompressionsknäpunkten (TK) och vice versa.

Välj värdena med markören för att justera dem. Nedanför förstärkningsvärdena visas TK-värdena för varje kanal. Förstärknings-/utnivåkurvan för mycket svaga insignaler visas i kurvvisningen.

Obs! Den här fliken är inte tillgänglig för Phonak Paradise. För att justera svaga ljud, använd Reducering av svagt buller i **[Program options]** (Programalternativ).



Automatisk fininställning

Detta är ett situationsbaserat fininställningsverktyg. De tillgängliga justeringarna beror på kundens uppskattning av ljudsituationen.

Fininställningsstegen visas tydligt innan åtgärden utförs. Ett rekommenderat ljudexempel förväls beroende på valt program.

Ljudexemplen kan spelas upp för att simulera lyssningsmiljön.




Phoneme Perception Test-resultat

Resultat från ett tidigare Phoneme Perception Test kan visas och tillämpas för att förbättra anpassningen. Skärmen **[PPT results]** (PPT-resultat) är endast tillgänglig om kompatibla test resultat finns tillgängliga i NOAH-sessionslistan.

Obs! Rekommendationer för fininställning tillhandahålls endast om preskriptionsmetoden Adaptive Phonak Digital används.

DataLogging

DataLogging tillhandahåller information om vilka lyssningsmiljöer användaren har befunnit sig i och under hur lång tid. För att komma åt DataLogging-information går du till **[Fitting]** (Anpassning) > **[DataLogging]**.



Enhetsalternativ

Klicka på **[Device options]** (Enhetsalternativ) för att konfigurera hörapparatalternativ som manuella kontroller, signaler och alarm, startbeteende eller DataLogging.

När hörapparaten är ansluten kan varje konfiguration demonstreras i hörapparaten via **[Signals & alerts]** (Signaler och alarm).

Endast för apparater med direktanslutning:

- Ytterligare inställningar, exempelvis konfiguration av Bluetoothnamn, sida och hantering av parkoppling, finns på fliken **[Bluetooth]**.
- Om RogerDirect™ är installerat går det att visa statusen för installationen genom att klicka på **[RogerDirect]** på den vänstra sidan av skärmen. Det går också att visa statusen genom att hålla muspekaren över hörapparatikonen i instrumentpanelen.

Endast för Phonak Paradise:

- Tryckkontroll kan konfigureras via **[Manual controls]** (Manuella kontroller). Tryckkontroll kan användas för att ta emot/avsluta telefonsamtal, pausa/återuppta streaming och starta/stoppa telefonens röstassistent.
- Klicka på **[Tap control training]** (Dubbeltryckningsträning) för att träna tryckkontroll.




Att tänka på vid bimodal anpassning

Hörapparaterna Naída Link M och Sky Link M kan anpassas i en bimodal konfiguration med en CI-ljudprocessor från Advanced Bionics. Link M-hörapparaten möjliggör binaurala funktioner med cochleaimplantatet, inklusive volymkontroll, programstruktur och streaming.

Phonak Link M

Hörapparaten Naída Link M är kompatibel med Naída CI Marvel-ljudprocessorn från Advanced Bionics. Hörapparaten Sky Link M är kompatibel med Sky CI Marvel-ljudprocessorn från Advanced Bionics. Se programmeringsguiden för Juniorläge för saker att tänka på vid bimodal anpassning för pediatriska klienter.

Öppna anpassningssessionen och bekräfta att Noahlink Wireless visas. Anslut både hörapparaten och cochleaimplantatet för att starta anpassningen. Enheter som finns tillgängliga för parkoppling visas automatiskt



När hörapparaten och cochleaimplantatet har anslutits till klientens anpassningssession justerar Phonak Target automatiskt programstrukturen och enhetsalternativen för Link-hörapparaten så att dessa matchar cochleaimplantatet.

Med en Naída Link-hörapparat kan preskriptionsmetoden Adaptive Phonak Digital Bimodal väljas i **[Global tuning]** (Grundinställning) under **[Fitting]** (Anpassning).

Cochleaimplantatet är i skrivskyddat läge. Inga ändringar kan göras eller sparas till cochleaimplantatet. Du kan visa CI-inställningarna och använda informationen för att matcha relevanta inställningar på hörapparatsidan.


För att slutföra anpassningen av Link-hörapparaten, fortsatt genom att använda Phonak Target på samma sätt som du skulle ha gjort under en vanlig anpassningssession. Tillgängliga funktioner som kan modifieras inkluderar: förstärkning och MPO, preskriptionsmetod, funktionsstyrka och mikrofonens riktverkan. Vid behov, se stegen ovan för ytterligare detaljer om varje funktion.

Du kan stänga sessionen när som helst genom att klicka på **[Save & close session]** (Spara och stäng session) i det övre högra hörnet på skärmen. Den trådlösa anslutningen mellan Link-hörapparaten och cochleaimplantatet startar automatiskt när de har kopplats bort från anpassningssessionen.

Phonak Naída Link Q

Hörapparaten Naída Link Q är kompatibel med CI Quest-ljudprocessorn från Advanced Bionics. När hörapparaten har anslutits till klientens anpassningssession, ange parkopplings-ID:t i Phonak Target för att låsa upp den bimodala kapaciteten i Naída Link Q. Parkopplings-ID:t genereras i SoundWave™, CI-anpassningsprogramvaran från Advanced Bionics. Det finns i den bimodala anpassningsrapporten.

Klicka på **[Pairing ID]** (Parkopplings-ID) och ange det klientspecifika parkopplings-ID:t. Preskriptionsmetoden Adaptive Phonak Digital Bimodal tillämpas på anpassningssessionen. För att ändra preskriptionsmetoden, avmarkera rutan eller ändra i **[Global tuning]** (Grundinställning) under **[Fitting]** (Anpassning).



För att redigera eller ändra parkopplings-ID:t, klicka på **[Instruments]** (Hörapparater). Under **[Instruments]** (Hörapparater) klickar du på **[trashcan icon]** (papperskorgsikonen) och anger parkopplings-ID:t igen. Att ange parkopplings-ID:t innebär inte att programstrukturen, programalternativen eller enhetsalternativen kommer att ställas in automatiskt. Dessa måste ställas manuellt i Phonak Target. Se programstrukturen som listas i den bimodala anpassningsrapporten för att skapa och modifiera nödvändiga program så att de matchar programmeringen av cochleaimplantatet.

Justeringar och ändringar av programmen kan göras under **[Fine tuning]** (Fininställning). Under **[Device options]** (Enhetsalternativ) ställer du in signalkonfigurationerna för hörapparaten, samt tillbehörsalternativen. Att programmera hörapparaten kommer inte att påverka programmeringen av CI-ljudprocessorn.



Obs: ComPilot kan endast konfigureras med CI-anpassningsprogramvaran SoundWave™. Parkopplingen som beskrivs ovan kommer automatiskt att parkoppla Naida Link Q med ComPilot. Försök inte ansluta eller ändra ComPilot-konfigurationen med Phonak Target.

Du kan stänga sessionen när som helst genom att klicka på **[Save & close session]** (Spara och stäng session) i det övre högra hörnet på skärmen. Den trådlösa anslutningen mellan Naida Link Q och cochleaimplantatet startar automatiskt när hörapparaten har kopplats bort från anpassningssessionen.

Avsluta anpassningssessionen

Du kan stänga sessionen när som helst genom att klicka på **[Save & close session]** (Spara och stäng session) i det övre högra hörnet på skärmen. Välj de objekt du vill spara. Phonak Trial-hörapparaterna kommer som standard att tillämpa en längsta Trial-period på 6 veckor.

Spara-dialogrutan bekräftar när hörapparaterna och tillbehören har sparats. När du har sparat vägleder Phonak Target dig till startskärmen. Om du arbetar under NOAH kan du gå tillbaka till NOAH genom att klicka på **[Back to NOAH]** (Tillbaka till NOAH) i det övre högra hörnet på startskärmen.



Information och symbolförklaring



Med CE-symbolen bekräftar Sovova AG att denna produkt uppfyller kraven i direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter. Siffrorna efter CE-symbolen motsvarar koden för det certifierade organ som konsulterats enligt ovannämnda direktiv.



Namn, adress,
datum

Kombinerad symbol för "tillverkare av medicinteknisk utrustning" och "datum för tillverkning", enligt EU-direktiv 93/42/EEG.



Anger tillverkarens katalognummer så att en specifik medicinsk enhet kan identifieras.



Se bruksanvisningen. Instruktioner finns på webbplatsen www.phonakpro.se.



Klargör en funktion ytterligare eller belyser den relevanta anpassningsinformation som tillämpas.



Indikerar en funktionsbegränsning som kan påverka brukarens upplevelse eller belyser viktig information som kräver din uppmärksamhet



HIMSA-certifieringscertifikat NOAHSEAL

Systemkrav

Operativsystem	<ul style="list-style-type: none">• Windows 10, Home / Pro / Enterprise / Education• Windows 8 / 8.1, Pro / Enterprise• Windows 7, senaste SP, Enterprise med utökad säkerhetsuppdatering.
Processor	Intel Core eller högre prestanda
RAM	4 GB eller mer
Hårddiskutrymme	3 GB eller mer
Skärmupplösning	1280 x 768 bildpunkter eller mer
Grafikkort	16 miljoner (24 bitar) skärmfärger eller mer
Enhet	DVD
Seriell COM-port	Endast om RS-232 HI-PRO används
USB-portar En för varje ändamål	<ul style="list-style-type: none">• Trådlös adapter med Bluetooth®-teknik*• Programmering av tillbehör• HI-PRO vid användning via USB-port• Noahlink Wireless
Programmeringsgränssnitt	Noahlink Wireless / iCube II / NOAHlink / RS-232 HI-PRO / HI-PRO USB / HI-PRO2
NOAHlink-drivrutin	Senaste tillgängliga version
Noahlink Wireless-drivrutin	Senaste tillgängliga version
Internetanslutning	Rekommenderas
Ljudkort	Stereo eller surround 5.1
Uppspelningssystem	20 Hz – 14 kHz (+/- 5 dB), 90 dB
NOAH-version	Senaste version (NOAH 4.4 eller senare) Kontrollera NOAH-begränsningarna för operativsystemet Windows 64-bit på http://www.himsa.com
TargetMatch	NOAH-version 4.4.0.2280 eller senare Otometrics Otosuite 4.81.00 eller senare Otometrics AURICAL FreeFit för REM & AURICAL HIT för mätboxmätningar.

*Bluetooth®-ordmärket är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc.

Säkerhetsmeddelande:

Patientuppgifter är privata och viktiga att skydda:

- Se till att ditt operativsystem är uppdaterat
- Ha Windows-användarinloggningsaktiverad, använd starka lösenord och håll inloggningsuppgifterna hemliga
- Använd adekvat och uppdaterat antiviruskydd och skydd mot skadlig kod.

Beroende på nationell lagstiftning kan du behöva kryptera all patientinformation för att inte hållas ansvarig vid dataförlust och/eller stöld. Du kan använda enhetskryptering (t.ex. kostnadsfria Microsoft BitLocker) för att skydda all information på din dator. Om du arbetar under Noah, överväg att använda Noah-databaskrypteringen.

Se till att hålla uppgifterna säkra i alla lägen:


När du överför data via osäkra kanaler, skicka antingen anonyma data eller kryptera dem. Skydda säkerhetskopior av data inte bara från dataförlust utan också från stöld. Ta bort alla data från datamedium som inte längre används eller ska kasseras.

Tänk på att denna lista inte är uttömmande.

CE-märkt 2021



Tillverkare
Sonova AG
Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa
Schweiz



Phonak Target 7.1 DVD