



Phonak Audéo™ Marvel

Amor ao primeiro som

Uma marca Sonova

PHONAK
life is on

Os aparelhos
auditivos Marvel
expressam o nosso
compromisso com a
boa audição sem
limitações



Por mais de 70 anos, a Phonak desenvolve aparelhos auditivos para proporcionar uma melhor qualidade de vida às pessoas. A cada novo produto, expandimos os limites da tecnologia auditiva e criamos soluções que oferecem excelente qualidade sonora, fácil manuseio e proporcionam uma verdadeira sensação de bem-estar.

O Marvel é o resultado de anos de pesquisa e desenvolvimento, uma maravilha da tecnologia em um só dispositivo. Focamos nossa atenção no que você quer e espera de um aparelho auditivo – uma experiência sonora clara e rica.

Com essa filosofia, combinada a uma tecnologia moderna, desenvolvemos um aparelho auditivo multifuncional capaz de fazer você se apaixonar à primeira experiência sonora.

Apresentando o Phonak Audéo Marvel:

- Som rico e claro;
- Conecta-se a smartphones (iOS® e Android™), TV e muito mais;
- Recarregável;
- Aplicativos inteligentes.



Amor ao primeiro som... todos os dias!

- Qualidade sonora excepcional desde o primeiro ajuste¹;
- Melhor compreensão da fala no ruído²;
- Redução do esforço auditivo no ruído³;
- Eleito o melhor em qualidade sonora na transmissão sem fio⁴.

Quando dizemos **amor ao primeiro som**, não se trata apenas da primeira vez que você experimenta o Marvel, mas todas as vezes!

No primeiro momento em que coloca seus aparelhos auditivos Marvel, você se depara com uma qualidade sonora incomparável. Conseguimos isso aprimorando o desempenho comprovado de nossa tecnologia sob todos os aspectos, para que o Marvel funcione da forma esperada, mesmo nos ambientes mais desafiadores.

Essa nova tecnologia Phonak reconhece e se adapta automaticamente para responder com precisão a uma quantidade de situações auditivas sem precedentes.⁵ Você pode ter uma melhor compreensão da fala no ruído², bem como um menor esforço auditivo³ e se surpreender com o desempenho dos seus aparelhos auditivos no seu dia a dia. Afinal, ao ouvir melhor você se torna mais participativo e se comunica mais, e por isso acaba se sentindo bem consigo mesmo! Associe isso a uma qualidade sonora nítida, tecnologia de bateria recarregável e à conectividade com smartphone e TV. Bem, essa é uma excelente razão para amar o Marvel...o dia todo, todos os dias!

O que torna o Marvel ainda mais maravilhoso?

A tecnologia atual é como uma paisagem em constante mudança. Telefonemas, mensagens, e-mails, TV e vários aplicativos estão presentes em nossas vidas. O Phonak Audéo Marvel foi projetado para se conectar facilmente aos seus dispositivos eletrônicos do dia a dia, ao mesmo tempo em que fornece um som rico e claro.

Conectividade com smartphone

Ao contrário de qualquer outro aparelho auditivo disponível, o Marvel pode se conectar diretamente ao seu smartphone iOS ou Android, ou a outros telefones habilitados com Bluetooth® e transmitir qualquer tipo de áudio para os seus ouvidos. Desfrute de chamadas telefônicas no modo mãos livres, pois os microfones do aparelho que captam a sua voz. As chamadas podem ser atendidas ou recusadas com um simples toque de botão, mesmo que o telefone esteja do outro lado da sala. Além disso, você também pode configurar as notificações do telefone para serem ouvidas pelos aparelhos auditivos Marvel. E não para por aí, pois o Marvel também oferece transmissão de som estéreo para música, vídeos, e-books, podcasts e muito mais!



Experiência com TV e multimídia

O Phonak Audéo Marvel também possui o exclusivo AirStream™ Technology para obter o melhor em qualidade sonora na transmissão sem fio a partir de qualquer TV e sistema estéreo.⁴ Desfrute de seus programas de TV e filmes favoritos com uma solução fácil "plugue e use", o TV Connector.

É como usar fones de ouvido sem fio – talvez ainda melhor, pois os aparelhos auditivos Marvel podem distinguir entre sinais transmitidos de música e fala e se ajustar automaticamente para proporcionar a você uma qualidade sonora otimizada.

O que você pode esperar:

- Conecta-se a smartphones – iOS e Android;
- Conecta-se a vários dispositivos eletrônicos de uso diário;
- Conecta-se a microfones Roger™ e acessórios Phonak;
- Utilizados como fones de ouvido estéreo sem fio;
- Tempo de transmissão extralongo graças à tecnologia AirStream.

Melhore o seu desempenho auditivo com a tecnologia Roger™

Nas situações em que o ruído e a distância aumentam, compreender o que se fala pode ser particularmente desafiador. É aqui que o Roger entra em cena para melhorar o seu desempenho auditivo.⁶

A tecnologia Roger foi desenvolvida em 2013 e atualmente é considerada uma referência na transmissão digital sem fio. Funciona captando a voz do interlocutor por meio de um microfone Roger e transmitindo-a sem fio para o ouvinte, reduzindo os efeitos do ruído de fundo.

Os aparelhos auditivos Marvel apresentam o RogerDirect™, que **possibilita a tecnologia Roger ser transmitida diretamente aos aparelhos auditivos Marvel sem a necessidade de conectar um receptor externo**. Com essa inovação exclusiva, você pode participar plenamente de conversas, mesmo em ambientes com bastante ruído como restaurantes, reuniões de trabalho e atividades escolares.

O que há para você:

- Marvel e Roger, a solução imbatível para situações auditivas desafiadoras;
- Desenvolvida para melhorar a compreensão de fala em situações de ruído e à distância;
- Solução discreta e atrativa.



O poder da tecnologia recarregável

A Phonak foi pioneira na tecnologia recarregável no mercado de aparelhos auditivos com a introdução de baterias recarregáveis de íons de lítio. Os aparelhos auditivos Marvel também possuem esta tecnologia, com recarga super rápida e alta duração da bateria. Isso significa o fim dos inconvenientes das pilhas descartáveis! Basta carregá-los e ir para onde quiser!



Tal como o seu celular, o Phonak Audéo Marvel está sempre pronto para uso assim que você os coloca. Eles ligam automaticamente quando são removidos do carregador e desligam quando são colocados de volta no estojo de carregamento. Graças ao poder da tecnologia recarregável, você usufrui de audição e transmissão sem fio ilimitadas ao longo do dia.

O que você pode esperar:

- Facilidade no uso – não há mais inconvenientes com pilhas descartáveis;
- Dia inteiro de audição, incluindo transmissão sem fio ilimitada;
- Recarga super rápida;
- Bateria projetada para durar 6 anos.

Carregadores de fácil uso, como o Phonak Charger BTE RIC e Phonak Charger Case com opção do Power Pack.



Absolutamente maravilhoso!

myPhonak app

Esse aplicativo de fácil uso é a forma mais inteligente de aproveitar ao máximo seus aparelhos auditivos Marvel. Graças às diferentes funções do aplicativo, você pode desfrutar da confiança e tranquilidade de que suas necessidades auditivas serão atendidas quando quiser.⁷



O que você pode esperar:

- Controle remoto: ajuste e controle o volume dos seus aparelhos auditivos selecionando um programa ou cenário, ou personalize o som ainda mais com os recursos avançados;
- Meus aparelhos auditivos: saiba o status da bateria, os programas personalizados e outras informações dos seus aparelhos auditivos.

Comunique-se com
qualquer pessoa,
em qualquer lugar
e nunca se preocupe
em perder a conversa.



O Audéo Marvel está disponível em dois modelos e diversas cores para atender as suas necessidades individuais

Modelo com pilha



Audéo M-312

Modelo recarregável



Audéo M-R

Cores



Bege Praia



Madeira Sândalo



Castanho



Champagne



Prata

Verifique a disponibilidade de cor no seu país.



Resistente à água e poeira, IP68



Branca



Grafite



Preto Veludo



Branco Alpino



Bege

Não é apenas um
aparelho auditivo.
É uma maravilha
multifuncional.

Life is on

Na Phonak, acreditamos que ouvir bem é essencial para aproveitar a vida ao máximo. Há mais de 70 anos somos fiéis à nossa missão, desenvolvendo soluções auditivas pioneiras que mudam a vida das pessoas e permitem o seu sucesso social e emocional.

Life is on.

www.phonak.com.br

fale.conosco@phonak.com

SAC 0800 701 8105

