



Soluções pediátricas Phonak

Explore o mundo com segurança



PHONAK
life is on

Porque a criança não é igual ao adulto

Sabemos o quanto os pais desejam o melhor para seus filhos. Sua saúde, bem estar, desenvolvimento social e educacional, são fundamentais para estabelecer uma base sólida para o futuro deles. Como líder em soluções auditivas pediátricas, nós nos esforçamos para lhe oferecer tranquilidade, pois sabemos que tanto crianças quanto adolescentes precisam de liberdade para explorar e fazer parte do mundo de sons em constante mudança no qual estão inseridos.

Com mais de 40 anos de conhecimento, experiência e contribuição dos profissionais de saúde auditiva do nosso conceituado comitê de consulta pediátrica internacional, nós continuamos a superar os limites da tecnologia para dar resposta às necessidades auditivas dos jovens.



Explore o mundo com segurança!

Sabemos que a criança não é um pequeno adulto, uma vez que elas enfrentam mais desafios auditivos que os adultos. As crianças interagem frequentemente com ambientes muito diferentes daqueles em que os adultos se inserem e, como tal, necessitam dos seus aparelhos auditivos para aprender, explorar e participar dessas situações de forma confiante.

Os ouvintes mais jovens estão frequentemente em contato com novos sons, através dos quais eles são capazes de aprender sobre o mundo que os rodeia. Ao contrário dos adultos, as crianças não possuem a experiência auditiva ou o entendimento da linguagem que nós usamos para preencher as lacunas quando certas palavras e frases não são claras. Essa é a razão pela qual se torna crucial que as crianças tenham acesso ao som da forma mais clara possível e o mais cedo possível, com o intuito de maximizar suas oportunidades de audição, fala e aprendizagem.

À medida que as crianças crescem, a capacidade de entender a fala com clareza e em qualquer situação é fundamental. Isso ajuda-os a interagir livremente com professores e colegas durante as aulas e os tempos livres, contribuindo para melhora em seu bem estar geral.





O céu é o limite

O Phonak Sky™ V é nosso aparelho auditivo mais recente concebido especificamente para crianças e adolescentes de todas as idades e graus de perda auditiva. Nessa nova tecnologia, levamos em conta tudo que compõe o estilo de vida de um jovem ouvinte para criar um aparelho especial.

Desempenho

- Melhor acesso à fala independentemente dos ambientes sonoros
- Totalmente automático – assegura o melhor desempenho, onde quer que estejam e necessitem
- Adaptada especificamente para o desenvolvimento infantil, a tecnologia Phonak Sky V potencializa o desenvolvimento da fala e da linguagem das crianças

Facilidade

- Mantenha os aparelhos auditivos no lugar e protegidos contra os dedinhos curiosos das crianças, graças a opção de travas de segurança invioláveis
- Os aparelhos auditivos de seu filho podem ser ligados com facilidade
- O Sky V vem com RogerReady e funciona automaticamente com um sistema Roger

Estilo

- 16 cores para combinar com todos os estilos e personalidades
- Aparelhos auditivos com design de tamanho reduzido e discreto
- Feito com composto de carbono de alta resistência, o Sky V é robusto o suficiente para acompanhar o ritmo das crianças e adolescentes mais ativos.



Concebido para oferecer o melhor desempenho

O Phonak Sky V funciona como um intérprete multifacetado. Ele ouve, responde e oferece a melhor qualidade sonora, graças ao seu sistema operacional pediátrico pioneiro, AutoSense Sky OS. Com a nova geração da tecnologia de compressão da frequência, o SoundRecover2, e o uso do microfone direcional com Roger, o Sky V aumenta a confiança dos jovens ouvintes e faz com que seja ainda mais simples para eles ouvirem o que necessitam, em uma variedade de situações.

Ouçã tudo, em qualquer lugar e a qualquer volume

As crianças e os adolescentes têm vidas ativas e passam grande parte de seu tempo em áreas que nem sempre são calmas, principalmente quando se movimentam de um lugar para o outro.

Desde salas de aula e recreios ruidosos, a shoppings e salas de palestras, eles estão expostos a diferentes sons provenientes de diferentes direções, por ex., vozes fortes ou gritos, música etc. Nós dedicamos uma atenção específica para lidar com essas situações, para que eles possam desfrutar do melhor desempenho e conforto possíveis.

O AutoSense Sky OS é um sistema operacional desenvolvido especificamente para crianças e adolescentes. Ele captura e analisa todos os sons que rodeiam a criança, em tempo real, antes de escolher automaticamente os ajustes ideais que melhor se adequam ao ambiente sonoro em uso. Graças a esse sistema operacional inteligente, os aparelhos auditivos reduzem o ruído de fundo para um entendimento de fala e um conforto auditivo aprimorados, proporcionando m som de qualidade em qualquer situação.



Desenvolvimento da linguagem e entendimento de fala ideais

Mais som, mais diversão!

A liberdade deve ser privilegiada, em todas as etapas desde bebês até a adolescência, pois grande parte de suas atividades é composta por brincadeiras, e pela interação com a família, amigos e até com seus animais de estimação. Por meio dessas atividades, são desenvolvidas competências sociais e comunicativas importantes. Ter a capacidade de ouvir e distinguir entre vários sons e vozes é um elemento essencial para aprimorar essas competências e para mantê-los confiantes.

O Phonak Sky V potencializa o desenvolvimento da fala e da linguagem graças à tecnologia SoundRecover2. Concebido para captar sons de frequências altas como /s/, /sh/, /f/ e /t/, o SoundRecover2 tornará mais fácil para as crianças distinguirem e compreenderem estes sons com clareza, enquanto todos os outros sons são percebidos com naturalidade. Isso é importante também para o desenvolvimento da fala em bebês e crianças, pois este depende de um acesso consistente a todos os sons. Com o SoundRecover2, o acesso aos sons agudos da fala é aprimorado significativamente, fazendo com que os ouvintes mais velhos, como adolescentes, sejam capazes de ouvir e interagir com o mundo ao seu redor com mais segurança.





Desempenho auditivo com dois ouvidos

Os modelos Sky V oferecem uma tecnologia conhecida pelo nome de Binaural VoiceStream Technology™, com ela ambos os aparelhos auditivos são capazes de comunicar e trabalhar entre si, com o intuito de melhorar a qualidade sonora e o entendimento de fala em situações auditivas difíceis.

Alô, sou eu...

Conversando pelo telefone por meio do DuoPhone, a voz captada pelo ouvido no qual o telefone foi posicionado, também é enviada ao outro ouvido. Com isso, falar com amigos e família é mais divertido e fácil, pois essa função permite uma melhora de 30% na audição quando ao telefone, comparado à audição com recurso a apenas um ouvido.¹



Ouvir melhor, mesmo quando o vento atrapalha

Em situações auditivas onde há vento, como num campo de futebol ou na praia, os jovens ouvintes poderão obter uma melhoria de 28% na compreensão de fala, com o programa exclusivo Speech in Wind.² Os aparelhos auditivos são capazes de detectar o lado com maior incidência de vento, reduzir o ruído causado e, ao mesmo tempo, enviar para o outro ouvido a fala captada, fazendo com que as atividades ao ar livre sejam mais agradáveis.

Zoom para captar melhor a fala

Em situações de ruído, as conversas podem tornar-se bem difíceis. Com o StereoZoom, os 4 microfones inteligentes num conjunto de aparelhos auditivos Sky V trabalham juntos para direccionar o zoom para a pessoa com a qual o adolescente ou a criança está voltada, possibilitando uma comunicação mais eficaz.

A fala ao redor

Ouvir pessoas falando quando estão situadas ao lado ou atrás, como no caso de um carrinho de bebê ou carro, pode ser um desafio para quem sofre de uma perda auditiva, principalmente porque, sem poder olhar para o interlocutor, não há pistas visuais. Com a possibilidade de mudar a direção na qual os aparelhos auditivos captam os sons, torna-se possível participar de qualquer conversa.



¹ Wolfe, Jace et al., (2015) Evaluation of the Benefits of Binaural Hearing on the Telephone for Children with Hearing Loss. Am Acad Audiol Volume 26: páginas 93–100.

² Evaluation of a Binaural Speech in Wind Feature, Part 2: Validation and Real-life Benefit. Publicado a 27 de agosto de 2013 por Matthias Latzel, PhD, e Jennifer Appleton, MSc – hearingreview.com/2013/.



Funcionalidade simples

Para pais e jovens ouvintes, um aparelho auditivo deve ser fácil de usar. Além de ter algumas das mais avançadas tecnologias auditivas, o Sky V, também foi projetado para ser simples e, ainda assim, eficaz.

Luz indicadora

Os aparelhos auditivos Sky V estão equipados com uma nova luz indicadora. Ela notifica o status do aparelho auditivo de maneira clara e fácil, confirmando visivelmente que o aparelho auditivo está ligado, que o programa Roger está ativo e também averte quando a bateria está fraca. Isso é particularmente importante no caso de uma criança que não tem idade suficiente para comunicar aquilo que ouve, como os sinais sonoros para substituição de bateria.

Caixa reforçada com opção de trava inviolável

Constituída por um material composto leve, o Sky V é robusto, resistente à água e está protegido contra poeira. Os modelos retroauriculares contam com a opção de trava inviolável para os compartimentos da bateria e ganchos mantendo esses locais protegidos de crianças com menos de 3 anos, permitindo-lhes, explorar livremente o universo ao seu redor com segurança.

Combine com o seu estilo

O Sky V está disponível em 4 modelos e 4 níveis de desempenho. Ou seja, existe um aparelho auditivo para necessidades específicas de qualquer criança ou adolescente. Não existem duas pessoas que sofrem com as mesmas dificuldades causadas pela perda auditiva, por isso, nós oferecemos um aparelho auditivo que se adapta perfeitamente a cada caso.



Sky V-M
Perdas auditivas leves a moderadamente severas



Sky V-P
Perdas auditivas leves a severas



Sky V-SP
Perdas auditivas severas



Sky V-UP
Perdas auditivas profundas

Misturar e Combinar

Criados para a criança e o adolescente, os aparelhos auditivos Sky V não possuem apenas um som excelente, como também contam com uma estética divertida! A criança pode escolher entre 16 cores de aparelhos auditivos e receptores Roger que podem ser misturadas e combinados com 7 ganchos coloridos. As crianças e os adolescentes podem escolher a combinação de cores perfeita para seu estilo.

www.phonak.com/mixmatch

*Verifique com seu profissional de saúde auditiva a disponibilidade dos produtos localmente.



Mantendo as crianças envolvidas

Para as crianças e os adolescentes inseridos no mundo digital dos dias de hoje, a interação com amigos e família, bem como a capacidade de se manterem conectados com seus dispositivos inteligentes é um elemento necessário.

A Phonak oferece uma gama de acessórios sem fio, incluindo o Roger, que possibilitam aos adolescentes e crianças, manterem-se envolvidos. Quer estejam em casa, na escola ou com amigos, estes dispositivos proporcionam aos seus usuários a confiança para ouvir e participar em qualquer lugar. Eles desfrutarão do som de qualidade no carro, ao telefone, enquanto praticam esportes ou em qualquer outra situação.

Portfólio de Comunicação Sem Fio da Phonak

Sala de aula



Roger™
Touchscreen

Interação social



Roger™ Pen



Roger™
Clip-On Mic

TV e música



TVLink II

Controle



RemoteControl
App

Telefone



ComPilot Air II



ComPilot II

Roger™ – Proporcionando novos caminhos para a compreensão

É fundamental para o dia a dia das crianças e dos adolescentes o uso de um sistema que os beneficie em situações auditivas ruidosas ou para ouvir alguém que está distante, como um professor em sala de aula por exemplo. É nesses casos que os produtos Roger são essenciais para melhorar o acesso à compreensão de fala.

RogerReady

O Sky V é compatível com nossa família de microfones e receptores Roger. Não é necessária qualquer programação adicional pelos profissionais de saúde auditiva para a conexão desses dispositivos, bem como não é necessário alternar entre qualquer programa requerido pela criança.

Tão perto, mesmo que à distância

Quando o Sky V e o Roger são usados em conjunto, os microfones direcionais do aparelho auditivo reagem a níveis de ruído próximos ao ouvinte, com o intuito de melhorar sua capacidade de conversar com outras pessoas. Os microfones e receptores Roger permitem que possam ouvi-los à distância.



Nós apoiamos sua família

Além do nosso portfólio dedicado às soluções para crianças, a Phonak oferece também diversos recursos de apoio.

Mundo do Leo

Leo, o filhote de leão com perda auditiva que é jovem e brincalhão, quer ter boas notas na escola, se superar nas atividades esportivas e se divertir muito – tal como seus amigos.

www.phonak.com.br

Livro de histórias do Leo – todas as crianças gostam de uma boa história:

Essas histórias cativantes, como "Leo recebe aparelhos auditivos" e "Leo recebe o sistema Roger", ajudam a diminuir o estigma da criança em relação à sua perda auditiva. Disponíveis em versão eletrônica para o iPad.

Desenhos para colorir do Leo – um mundo de magia!

Disponibilizamos dois desenhos do Leo para imprimir e colorir, podendo ser transformados em mundos 3D interativos através do aplicativo gratuito Quiver, disponível para tablets e smartphones.

Kit de cuidados pediátricos

Tudo o que é necessário para manter as soluções auditivas em bom estado e funcionando devidamente. Entre em contato com seu profissional de saúde auditiva local.



Visite-nos online



Mais som em sua vida

Criado especialmente para que os adolescentes possam se conectar com amigos e família, desfrutar de música como nunca antes, se superar em atividades esportivas e viver uma vida sem limites.

<http://pt.bringsoundtolife.com/>

Facebook

Descubra e compartilhe conteúdos virais e histórias pessoais sobre a perda auditiva para que você possa manter-se envolvido e expressar aquilo que mais lhe importa.

www.facebook.com/phonak

Twitter

Descubra as mais recentes informações relacionadas com a comunidade da perda auditiva.

www.twitter.com/phonak

YouTube

Um canal com vídeos educativos, inspiradores e que possibilitem conhecer melhor os produtos, conhecer, celebridades embaixadoras e ver os momentos emocionantes quando uma criança ouve pela primeira vez.

www.youtube.com/phonakofficial

Pinterest

Colete conteúdos interessantes para crianças e adolescentes dominarem a rotina da perda auditiva com orgulho, em todas as esferas da vida.

www.pinterest.com/phonakofficial

Instagram

Exiba, capture e compartilhe imagens genuínas e inspiradoras da vida com perda auditiva e todas as atividades possíveis.

www.instagram.com/phonak



Life is on

Na Phonak, acreditamos que ouvir bem é essencial para aproveitar a vida ao máximo. Há mais de 70 anos somos fiéis à nossa missão, desenvolvendo soluções auditivas pioneiras que mudam a vida das pessoas e permitem seu sucesso social e emocional. Life is on.

www.phonak.com.br

fale.conosco@phonak.com

SAC 0800 701 8105

