



Phonak Sky™ Marvel



Life is on

Na Phonak, acreditamos que ouvir bem é essencial para aproveitar a vida ao máximo. Há mais de 70 anos, somos fiéis à nossa missão, desenvolvendo soluções auditivas pioneiras que mudam a vida das pessoas e permitem o seu sucesso social e emocional. Life is on.

www.phonakpro.com

Transmissão direta a partir dos microfones Roger

Com o RogerDirect™, as crianças agora podem acessar a tecnologia Roger sem precisar conectar um receptor externo. Os receptores do Roger podem ser instalados sem fio nos aparelhos auditivos Sky Marvel, eliminando toda a complexidade da compatibilidade do receptor. Essa combinação imbatível é oferecida agora na menor embalagem de sempre, facilitando o acesso de crianças a mais palavras e conversas². O Sky com Roger é agora até 42% menor e 32% mais leve do que a geração anterior.*

Recarregável

Totalmente carregado em apenas 3 horas, o Sky M-PR oferece um dia inteiro de audição, incluindo 10 horas de uso do Roger ou transmissão de mídia.** Pais, cuidadores, professores e crianças podem ficar tranquilos porque os aparelhos auditivos estarão carregados durante todo o dia.

Design específico para crianças

Força líder na indústria

Com o Sky Marvel, as crianças estão livres para explorar e brincar, até quando a vida fica um pouco molhada. Os aparelhos auditivos Marvel são fabricados com caixas (para BTEs) robustas, tornando-os resistentes à água e protegendo-os contra poeira (classificação IP68).***

Características de segurança

Os pequenos ouvintes estão protegidos graças ao gancho acústico inviolável e à nova trava do compartimento da bateria, mantendo as baterias com segurança no aparelho auditivo e longe de mãos e bocas pequenas. A bateria recarregável de íons de lítio interna do Sky M-PR não pode ser removida e engolida.

Nova luz indicadora

O Sky Marvel possui uma luz indicadora com um novo design que é intuitiva, discreta e confirma precisamente o status do aparelho auditivo.

O Sky Marvel incorpora tecnologia de ponta para proporcionar um desempenho sonoro ideal, garantindo conforto, segurança e força em todos os aspectos da vida de uma criança.

Com o novo portfólio Sky Marvel, introduzimos uma combinação única de inovações tecnológicas pioneiras e recursos essenciais específicos para crianças. Nos esforçamos para oferecer às crianças somente as melhores soluções para o desenvolvimento da fala e da linguagem, para a inteligibilidade da fala e facilidade de utilização. Desenvolvido para maximizar tanto a quantidade como a qualidade da informação sonora, o Sky Marvel fornece o suporte necessário para o desenvolvimento social, emocional e cognitivo das crianças com amor desde o primeiro som.

Som rico e claro

O primeiro sistema operacional do mundo projetado especificamente para crianças

O AutoSense Sky OS 3.0 foi concebido para reconhecer as situações auditivas desafiadoras que as crianças vivem todos os dias e busca fornecer a combinação certa de gerenciamento adaptativo de ruídos para aumentar o conforto e reduzir a fadiga auditiva.¹ Com o Sky Marvel apresentamos o AutoSense Sky OS 3.0 que agora também classifica sinais transmitidos. Assim, as crianças recebem um som rico e claro ao transmitir a fala e uma qualidade sonora otimizada ao transmitir música.

Conexão com smartphones, microfones Roger™ e muito mais

Transmissão direta a partir do iOS® e Android™

Ao contrário de outros aparelhos auditivos pediátricos, o Sky Marvel conecta-se a praticamente todos os dispositivos smartphones com Bluetooth®. Ele é compatível com pareamento duplo e transmite áudio para ambos os ouvidos. Em um mundo onde os dispositivos modernos são parte da vida social e da educação das crianças, o Sky Marvel possibilita um acesso intuitivo e transmissão de qualidade de som estéreo para fala, aplicativos, música, e-books e muito mais.

Amor ao primeiro som

Para obter mais informações, visite www.phonakpro.com

017-18979-11302.00010200-01401 © 2020 Sonova AG. All rights reserved.

² Benitez-Barrera, C.R., Angley G., & Tharpe, A.M. (2018). Remote microphone system use at home: Impact on caregiver talk. *Journal of Speech, Language and Hearing Research*, Vol. 61, 399-409.
* Comparação do Sky M-M vs Sky B-P + Roger 18 (receptores específicos)
** O tempo de carga real depende da vida útil restante da bateria, mas não deverá exceder 3 horas.
*** IP68 indica que o aparelho auditivo é resistente à água e está protegido contra poeira. O aparelho resistiu a uma submersão contínua em água a 1 metro de profundidade durante 60 minutos e a 8 horas de exposição em uma câmara de poeira, tal como definido na norma IEC 60529.



Sonova AG · Laubisrütstrasse 28
CH-8712 Stäfa · Suíça



¹ Feilner, M., Rich, S., & Jones, C. (2016). Automatic and directional for kids - Scientific background and implementation of pediatric optimized automatic functions. Phonak Insight, retirado de www.phonakpro.com/evidence, acessado em 19/08/2019.
iOS é uma marca comercial da Cisco Technology, Inc./Android é uma marca comercial da Google, LLC.

Uma marca Sonova

