



Phonak Virto™ B


PHONAK
life is on

Uma marca Sonova

Bem-vindo ao mais alto nível de personalização


Personalizados para se adaptarem de forma perfeita ao seu ouvido, os aparelhos auditivos Phonak Virto B são os primeiros do mundo com Calibração Biométrica que levam em consideração a anatomia individual do seu ouvido e as suas necessidades auditivas.

O software de modelagem de aparelhos auditivos exclusivo da Phonak mede e analisa as características únicas da anatomia individual do seu ouvido. Após identificar mais de 1600 pontos de dados biométricos, ele calcula as configurações de calibração únicas de cada aparelho auditivo Virto B.



Salvas na memória do aparelho auditivo, essas configurações de calibração garantem uma maior exatidão e precisão. Deste modo, o Virto B é capaz de detectar de onde o som está vindo com um maior grau de confiabilidade, fornecendo a você acesso a um melhor desempenho auditivo.¹

Agora, você pode desfrutar de uma experiência auditiva fantástica e exclusivamente adaptada ao seu ouvido através de um aparelho auditivo verdadeiramente personalizado por dentro e por fora.



Apresentando os primeiros aparelhos auditivos do mundo com Calibração Biométrica: Phonak Virto B

Na Phonak, somos movidos pela paixão de criar tecnologias auditivas inovadoras capazes de mudar verdadeiramente a vida de nossos clientes. O Phonak Virto B é o primeiro aparelho auditivo do mundo com tecnologia de Calibração Biométrica especificamente personalizado para você e desenvolvido para lhe oferecer acesso a um melhor desempenho auditivo.

Personalização de alto nível

- Calibrado de forma precisa com base na anatomia individual da sua orelha para um melhor desempenho auditivo ¹
- Personalizado para se adaptar aos seus ouvidos

Novo AutoSense OS™

- Adapta-se facilmente a qualquer ambiente sonoro de forma automática – sem necessidade de ajustar manualmente os aparelhos auditivos ^{3,4}
- Desempenho auditivo incomparável em situações auditivas do cotidiano ²



Tamanho real


Adaptado às suas necessidades

O Virto B está disponível em quatro níveis de desempenho e em uma variedade de modelos e cores para atender às suas necessidades.

Modelos



Combinações de cores



Phonak Virto B-312



Phonak Virto B-10

Preto
(somente para IIC)

Azul
Transparente



Transparente

Vermelho
Transparente

Life is on

Na Phonak, acreditamos que ouvir bem é essencial para aproveitar a vida ao máximo. Há mais de 70 anos, somos fiéis à nossa missão, desenvolvendo soluções auditivas pioneiras que mudam a vida das pessoas e permitem seu sucesso social e emocional.

Life is on.

www.phonak.com.br

fale.conosco@phonak.com

SAC 0800 701 8105

