

Phonak Fast Facts



Phonak ComPilot II

O que é isso?

O Phonak ComPilot II é um acessório prático para os aparelhos Phonak Venture, com funcionalidades de transmissor e controle remoto. Ele pode receber fala e música de qualquer fonte de áudio habilitada com Bluetooth (como telefones, MP3, transmissores de TV, tabletes, sistemas de GPS, etc.), assim ele envia o áudio (sem fio) para ambos aparelhos auditivos com qualidade de som estéreo, resultando em uma melhor compreensão de fala e aumentando o prazer de ouvir. Ele também pode ser conectado com o receptor Roger/FM ou cabo de áudio de 3.5 mm.

A grande inovação do ComPilot II é a habilidade de suportar simultaneamente duas fontes de áudio mais um TVLink ou RemoteMic. O tempo de transmissão também foi aumentado para até 24 horas. Com isso, os pacientes podem desfrutar de um longo período assistindo um filme ou jogando videogame sem preocupação.

Por que usá-lo?

Com o ComPilot II os pacientes podem melhorar o desempenho dos aparelhos auditivos. O microfone direcional do ComPilot II oferece uma ótima inteligibilidade de fala ao ser usado no telefone, mesmo em chamadas telefônicas em situações ruidosas. Além disso tem uma excelente qualidade sonora estéreo para assistir TV ou para ouvir música.

Como posso usá-lo?

O ComPilot II vem pronto para ser usado assim que retirado da embalagem ou pode ser personalizado de acordo com as preferências do paciente, basta ser configurado através do software de programação Phonak Target 4.0 ou superior. Para usá-lo como controle remoto, ele também deve ser configurado no Phonak Target.

Para melhorar a utilização do paciente, as configurações do ComPilot II, incluindo mensagens de voz e Bluetooth, podem ser configuradas através do aplicativo gratuito Phonak RemoteControl App.

Os exemplos sonoros integrados do ComPilot II, permitem uma fácil demonstração no consultório. Você só precisa colocar o colar ao redor do pescoço do paciente e manter pressionado o botão principal enquanto liga o dispositivo. Seu paciente irá ouvir imediatamente os benefícios que o ComPilot II tem a oferecer.



Para mais informações detalhadas visite:
www.phonakpro.com/compilot

PHONAK
life is on