

Phonak Fast Facts



Phonak ComPilot Air II

O que é isso?

O Phonak ComPilot Air II é um acessório prático para os aparelhos Phonak Venture, inclui função de transmissor e controle remoto. Ele pode receber fala e música de qualquer fonte de áudio habilitada com Bluetooth (como telefones, MP3, transmissores de TV, tabletes, sistemas de GPS, etc.), assim ele envia o áudio (sem fio) para ambos aparelhos auditivos com qualidade de som estéreo, resultando em uma melhor compreensão de fala e aumentando o prazer de ouvir.

A nova antena integrada (interna), faz com que o ComPilot Air II seja menor que o ComPilot II sem que comprometa a estabilidade da transmissão.

O ComPilot Air II é ideal para os pacientes que não precisam de mais de 4 horas de transmissão de som contínua. Para tempos de transmissão por períodos prolongados, até 24 horas, o ComPilot II é a melhor solução.

Por que usá-lo?

Os pacientes podem melhorar o desempenho dos seus aparelhos auditivos com o ComPilot Air II. Ele oferece melhor compreensão de fala ao ser usado com o telefone.

Além disso tem uma excelente qualidade sonora estéreo para assistir TV (com TVLink II) ou para ouvir música.

Como posso usá-lo?

O ComPilot Air II está pronto para ser usado assim que retirado da caixa. Para usá-lo como controle remoto, o mesmo deve ser configurado com o Phonak Target 4.0 ou superior.

Graças aos seus 3 botões (botão principal, aumentar e diminuir volume), os pacientes podem utilizar facilmente o ComPilot Air II para uma transmissão prática e também para as funcionalidades de um controle remoto. Para pacientes que desejam mais funcionalidade, como entrada de áudio via cabo, ou acesso ao Roger/FM, o ComPilot II é a melhor solução.

As configurações do ComPilot Air II, incluindo mensagens de voz e Bluetooth, podem ser configuradas através do aplicativo gratuito Phonak RemoteControl App.

Os exemplos sonoros integrados do ComPilot Air II, permitem uma fácil demonstração no consultório. Você só precisa prendê-lo à roupa do paciente e manter pressionado o botão principal enquanto liga o dispositivo. Seu paciente irá ouvir imediatamente os benefícios que o ComPilot Air II tem a oferecer.



Para mais informações detalhadas visite:
www.phonakpro.com/compilotair

PHONAK
life is on