





Roger™ para situações auditivas desafiadoras

Uma marca Sonova

PHONAK
life is on









Proporcionando novos caminhos para a compreensão de fala

A tecnologia de aparelhos auditivos atual desempenha um excelente trabalho de melhoria da compreensão de fala. No entanto, 31% dos usuários de aparelho auditivo relatam que eles ainda enfrentam dificuldades para ouvir e entender a fala em situações ruidosas.¹



E é aí que as soluções Roger se destacam. Estes microfones sem fio de última geração foram desenvolvidos para aumentar o desempenho dos aparelhos auditivos e proporcionar novos caminhos para a compreensão de fala.

Ouvir melhor em situações de ruído e à distância

Os microfones Roger funcionam captando a voz de um interlocutor e a transmitem sem fio para o ouvinte, reduzindo os efeitos do ruído de fundo.

Quer você esteja num restaurante, no trabalho ou relaxando em casa, a tecnologia Roger torna a audição prazerosa, independente do ruído de fundo ou da distância do interlocutor.

¹ Abrams, H. B., & Kihm, J. (2015). An Introduction to MarkeTrak IX: A New Baseline for the Hearing Aid Market. *Hearing Review*, 22(6), 16.





Recursos exclusivos do Roger

Compreensão de fala melhorada²

A tecnologia Roger mede continuamente o nível de ruído do ambiente e adapta o volume do microfone automaticamente. Se o nível de ruído aumenta, o Roger se adapta de acordo com o ambiente, mantendo a voz do interlocutor acima do ruído de fundo.

Melhorando a experiência de ouvir a fala num grupo³

A MultiBeam Technology permite que você experiencie uma compreensão de fala excepcional nas conversas em grupo. Usando múltiplos microfones em seis direções, é possível calcular e comparar a fala em um raio de 360 graus. A direção com a melhor clareza da fala é automaticamente selecionada.

Acesso a múltiplos interlocutores

Exclusiva do Roger e totalmente automática, a Rede MultiTalker permite que vários microfones Roger sejam usados ao mesmo tempo, permitindo o acesso a múltiplos interlocutores em qualquer situação.

² Thibodeau, L. (2014). Comparison of speech recognition with adaptive digital and FM wireless technology by listeners who use hearing aids. *American Journal of Audiology*, 23(2), 201-210

³ Based on preliminary data. Peer-reviewed article and Field Study News in preparation, available end of 2019 at www.phonakpro.com/evidence.

O Roger certo para você

A Phonak desenvolveu uma variedade de microfones Roger para que você possa encontrar uma solução adequada para as suas necessidades específicas.




Roger Select™

Um microfone versátil ideal para situações com presença de ruído de fundo. Quando colocado no centro de uma mesa, seleciona discreta e automaticamente a pessoa que está falando e, sem interrupções, muda de um interlocutor para outro. Se estiverem decorrendo várias conversas, o ouvinte poderá selecionar manualmente quem pretende ouvir.



Roger Pen™

Um microfone conveniente para várias situações auditivas. Graças ao seu design portátil, pode ser usado para ouvir melhor à distância e no ruído, seja no modo apontar, preso ao colar ou sobre uma superfície.



Apresentando o melhor dos dois mundos

Levar a tecnologia Roger diretamente a um aparelho auditivo Marvel é agora possível graças ao RogerDirect™.

O RogerDirect da Phonak é uma inovação da indústria que permite que os microfones Roger transmitam diretamente para os seus aparelhos auditivos Marvel. Sem a necessidade de conectar um receptor externo, ele oferece uma solução discreta e atraente.*

* Para outros aparelhos auditivos e implantes, existem vários tipos de receptores disponíveis. Leia mais sobre o assunto na página 11 e em www.phonak.com

A versatilidade do Roger



Jantar com amigos

Jantares em casa e em restaurantes geralmente possuem uma complexa mistura de sons e ruído de fundo. Com o Roger Select, os ruídos perturbadores são eliminados para que você possa captar cada palavra e manter-se a par da conversa.




Reuniões sociais

O Roger Pen é ideal para reuniões sociais, especialmente quando há música tocando e pessoas falando. Basta apontá-lo na direção da conversa e o Roger transmite a fala diretamente para os seus aparelhos auditivos.



TV e multimídia

Os microfones Roger podem ser facilmente conectados a TVs, videoconferências e outras fontes multimídia para ajudá-lo a se manter conectado.



Reuniões e apresentações

Como os apresentadores geralmente ficam a uma certa distância dos participantes, o uso de microfones Roger junto ao apresentador permitirá que você ouça todos os participantes com clareza.

No carro

O Roger vence os desafios comunicativos do caminho. O ruído de fundo é reduzido e a voz do interlocutor é transmitida diretamente para os seus aparelhos auditivos. Isso permite acompanhar conversas no carro enquanto se mantém atento no mundo ao seu redor.







O Roger para você

Os sistemas Roger são compatíveis com os aparelhos auditivos e implantes da maioria dos fabricantes. Consulte o seu profissional de saúde auditiva para encontrar uma solução Roger que conecte ao seu aparelho auditivo e às suas necessidades comunicativas.

Saiba mais sobre o Roger em www.phonak.com



Life is on

Na Phonak, acreditamos que ouvir bem é essencial para aproveitar a vida ao máximo. Há mais de 70 anos somos fiéis à nossa missão, desenvolvendo soluções auditivas pioneiras que mudam a vida das pessoas e permitem o seu sucesso social e emocional. Life is on.

www.phonak.com.br
fale.conosco@phonak.com
SAC 0800 701 8105



sonova
HEAR THE WORLD



0459

028-1903-12|V1.00|2019-04|NLG| © 2018 Sonova AG All rights reserved 22939