


# Accesorios inalámbricos de Phonak Marvel™

Información del producto



El TV Connector de Phonak es una solución sencilla lista para usar con los audífonos Phonak Marvel. Con la tecnología exclusiva Phonak AirStream™, ofrece calidad sonora de nivel superior para transmitir desde cualquier televisor y sistema estéreo. Además, gracias a la conectividad directa a teléfonos iOS y Android, la aplicación intuitiva Phonak Remote app permite al usuario sacar aún más partido de sus audífonos Marvel.

# TV Connector: el dispositivo de transmisión fácil de utilizar para TV y música



El **TV Connector** es la interfaz lista para usar para la televisión y otras fuentes de audio compatible con la conectividad directa para audífonos Phonak Marvel. El objetivo de su diseño es simplificar su configuración y uso; además, ofrece un sonido en estéreo con una calidad excelente mediante la tecnología AirStream™. TV Connector puede transmitir señales de audio a una distancia de hasta 15 metros a una cantidad ilimitada de oyentes conectados al mismo tiempo.


## Descripción general de las funciones

- Transmisión a ambos audífonos con sonido estéreo
- Tecnología AirStream para obtener una mejor calidad sonora, la menor latencia de transmisión y un método de conexión más sencillo
- Un solo clic para conectar todos los audífonos compatibles dentro del radio de alcance sin necesidad de tocar el audífono.
- Transmisión simultánea a una cantidad ilimitada de usuarios al mismo tiempo
- Para una mayor discreción, puede instalarse detrás de la televisión

## Compatibilidad

- El TV Connector es compatible con todos los audífonos de conectividad directa Phonak.

## Utilización



Para ver vídeos sobre cómo utilizar y configurar TV Connector, visite [www.phonakpro.es/tvconnector](http://www.phonakpro.es/tvconnector)

## Datos técnicos



- 1 Botón de conexión
- 2 Indicador luminoso (LED)
- 3 Toma de alimentación micro-USB
- 4 Conexión de audio para cable óptico (Toslink) o cable analógico (con clavija de 3,5 mm)
- 5 Botón de encendido
- 6 Botones de subir y bajar el volumen (calibración)

Tamaño de caja pequeño (L.: 63 mm × an.: 63 mm × al.:12 mm)

# Phonak Remote: la aplicación de mando a distancia simplificada




La aplicación **Phonak Remote** está diseñada para mejorar la capacidad de uso para una mayor comodidad al utilizar un mando a distancia. Se trata de un fácil control de las funciones del audífono visualizadas en el teléfono inteligente sin la necesidad de un dispositivo intermedio en el cuerpo.


## Descripción general de las funciones

- Ajuste de volumen de los audífonos en ambos lados o cada uno de manera individual
- Lista de programas con selección directa de los programas de audífonos disponibles
- Posibilidad de personalizar el nombre de los programas de audífonos disponibles en la aplicación
- Selección de fuentes de audio disponibles conectadas a los audífonos
- Fácil ajuste de la función de equilibrio ambiental del audífono durante una transmisión desde una fuente de audio
- Ajuste independiente de la intensidad de ruido de Tinnitus, si está disponible en el audífono
- Comprobación del tiempo de uso medio de los audífonos conectados en la aplicación
- Estado de carga de la batería (audífonos recargables)
- Configuración del encendido automático sin cargador (audífonos recargables)


Para ver vídeos sobre cómo utilizar y configurar la aplicación Phonak Remote app en su teléfono, visite [www.phonakpro.es/remoteapp](http://www.phonakpro.es/remoteapp)




Ajuste de volumen en cada lado



Equilibrio ambiental de una transmisión de audio



Selección y personalización de programas



Intensidad de ruido Tinnitus

## Compatibilidad

- La aplicación Phonak Remote app es compatible con los audífonos Phonak con conectividad Bluetooth®.
- Phonak Remote puede utilizarse en teléfonos con la función de baja energía Bluetooth® (BT-LE, por sus siglas en inglés) y es compatible con los iPhone 5s o superiores con iOS 10.2 o una versión posterior.
- Phonak Remote puede utilizarse en dispositivos Android certificados con los servicios móviles de Google (GMS) que sean compatibles con Bluetooth 4.2 y el sistema operativo Android 6.0 y posteriores.

Apple, el logotipo de Apple, iPhone e iOS son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y en otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. Android, Google Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google Inc.

La palabra de la marca y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas de Bluetooth SIG, Inc.

# Life is on

En Phonak, creemos que una buena audición es fundamental para poder disfrutar al máximo de la vida. Durante más de 70 años hemos permanecido fieles a nuestro objetivo y, para ello, hemos desarrollado soluciones auditivas avanzadas que pueden mejorar la vida social y emocional de las personas. Life is on.

[www.phonak.es](http://www.phonak.es)