



Phonak Audéo™ Marvel

אהבה מצליל ראשון

A Sonova brand

PHONAK
life is on

מכשירי השמיעה החדשים מסדרת Marvel מביאים לידי ביטוי את המחויבות שלנו לשיפור השמיעה ללא מגבלות

מכשירי השמיעה החדשים של פונאק, יצרנית מכשירי שמיעה מעל ל - 70 שנה, הינם פרי מחקר ופיתוח שנמשכו שנים רבות. מיקדנו את תשומת ליבנו במה שהייתם רוצים ומצפים ממכשירי שמיעה מהמדרגה הראשונה – חוויה של צליל ברור ועשיר, במכשירי שמיעה נוחים וקלים לשימוש.

בזכות פילוסופיה זו, משולבת עם טכנולוגיה פורצת דרך, פיתחנו מכשירי שמיעה מולטי פונקציונליים המאפשרים חוויה של אהבה מצליל ראשון.

הכירו את Audéo™ Marvel:

- שמע צלול ועשיר.
- קישוריות ישירה לטלפון החכם (iOS ואנדרואיד), טלוויזיה ועוד.
- דגמים נטענים.
- אפליקציות חכמות.

אהבה מצליל ראשון... בכל יום!



כשאנו אומרים אהבה מצליל ראשון אנחנו לא מתכוונים רק לפעם הראשונה בה תשתמשו במכשירי Audéo™ Marvel, אלא בכל יום ויום בו תרכיבו אותם. מהרגע בו יתאימו לכם לראשונה את מכשירי ה - Marvel שלכם, תוכלו לצפות **איכות שמיעה שאין דומה לה.**

הדור החדש של טכנולוגיית פונאק מזהה ומסתגל אוטומטית על מנת להתאים את עצמו באופן מדויק ליותר סביבות שמיעה מאי פעם¹.

דגשים עיקריים:

- איכות שמיעה יוצאת דופן החל מההתאמה הראשונה²
- הבנת דיבור טובה יותר ברעש³
- פחות מאמץ שמיעתי ברעש⁴
- איכות שמיעה לצלילים מוזרמים מקבלת את הדירוג הגבוה ביותר⁵

1. Rodrigues, T. & Liebe, S. (2018). Phonak AutoSense OS™ 3.0. The new & enhanced automatic operating system. Phonak Insight, retrieved from www.phonakpro.com/evidence, accessed October 17th, 2018.

2. Jansen, S. & Woodward, J. (2018). Love at first sound: the new Phonak precalculation. Phonak Insight, retrieved from www.phonakpro.com/evidence, accessed October 17th, 2018.


3. Field Study News about Phonak StereoZoom in preparation, available by end of 2018 at www.phonakpro.com/evidence

4. Winneke, A., Latzel, M. & Appleton-Huber (2018). Less listening- and memory effort in noisy situations with StereoZoom, Phonak Field Study News, retrieved from www.phonakpro.com/evidence, accessed October 17th, 2018.

5. Legarth, S., Latzel, M. & Rodrigues, T. (2018). Media streaming: The sound quality wearers prefer, Phonak Field Study News, retrieved from www.phonakpro.com/evidence, accessed October 17th, 2018.

מה הופך את מכשירי ה-Marvel למופלואים?

הטכנולוגיה בחיי היום יום שלנו היא כמו נוף שלא מפסיק להשתנות. שיחות טלפון, הודעות, מיילים, טלוויזיה ומגוון אפליקציות נוכחים באופן קבוע. מכשירי Marvel™ Audéo תוכננו על מנת להתחבר לטכנולוגיה ללא מאמץ ולספק חוויה של צליל ברור ועשיר.



חיבור לטלפון החכם

בשונה מכל מכשירי השמיעה המתחרים, מכשירי ה-Marvel מתחברים ישירות לכמעט כל טלפון חכם מסוג iOS או אנדרואיד*, על מנת לשדר אודיו היישר לאוזניים. תוכלו ליהנות משיחות טלפון אלחוטיות ללא צורך להחזיק את הטלפון צמוד לאוזן, (Hands Free) בזכות קליטת קולכם ע"י המיקרופונים של מכשירי השמיעה. ניתן לקבל או לדחות שיחות באמצעות לחיצה פשוטה על מתג ההפעלה של מכשיר השמיעה, גם אם הטלפון בצדו השני של החדר. ניתן להגדיר שהתראות הטלפון יישמעו במכשירי ה-Marvel שלכם. בנוסף, תיהנו מצליל איכותי של מכשירי ה-Marvel כשתאזינו למוזיקה, סרטונים, ספרים אלקטרוניים, פודקסטים ועוד!

* המכשירים מתחברים ללמעלה מ-90% מסוגי הסמארטפונים הקיימים בעולם.

חווית טלוויזיה מולטימדיה

בשילוב עם קישוריות בלוטוס אוניברסלית, Audéo™ Marvel מכיל גם את טכנולוגיית AirStream™ המשדרת איכות צליל שקיבלה את הדירוג הגבוה ביותר⁵, וזאת מכל טלוויזיה, מערכת סטריאו או מקור קול אחר. תוכלו ליהנות מתוכניות הטלוויזיה והסרטים האהובים עליכם באמצעות חיבור אביזר פשוט להפעלה הנקרא Phonak TV Connector.

למה ניתן לצפות:

- קישוריות לטלפונים חכמים – iOS ואנדרואיד.
- קישוריות למכשירים אלקטרוניים יומיומיים.
- מכשירי שמיעה המשמשים כאוזניות סטריאו אלחוטיות.
- זמן הזרמה ארוך במיוחד תודות לטכנולוגיית AirStream.

דגשים עיקריים:

- קלות השימוש – ללא התעסקות בהחלפת סוללות.
- יום שלם של שמיעה, כולל הזרמה.
- טעינה מהירה ביותר.
- הסוללה הנטענת מתוכננת להחזיק 6 שנים. קיימות אפשרויות טעינה קלות לשימוש, כולל ה - Mini Charger Case החדש עם חיבור USB-C סטנדרטי.

סדרת Audéo™ Marvel כוללת 5 דגמים במספר רמות על מנת להתאים לצרכים האישיים שלכם!

דגמים הפועלים עם סוללות:



Audéo M-312



Audéo M-312T



Audéo M-13T

דגמים נטענים:



Audéo M-R



Audéo M-RT

* זמינות בסוף שנת 2019

עמידות למים ואבק IP68 מופלא בהחלט!

כוחה של טכנולוגיה נטענת

פונאק הייתה החלוצה של טכנולוגיית ההטענה בתעשיית מכשירי שמיעה, עם הצגתן של סוללות ליתיום-יון נטענות. טכנולוגיה זו קיימת גם במכשירי שמיעה Marvel - הטענה של 3 שעות בלבד מספקת יום שלם של שמיעה מצוינת!



Life is on

אנו בפונאק מאמינים ששמיעה טובה היא תנאי חיוני על מנת למצות מה שיש לחיים להציע. כבר למעלה מ-70 שנה, אנו פועלים בהתאם למשימה שלקחנו על עצמנו, על ידי פיתוח פתרונות שיקום שמיעה פורצי דרך המשנים את חייהם של אנשים ומאפשרים להם לשגשג רגשית וחברתית.

<https://www.phonak.com/us/en.html>

פונאק ישראל

נתיב האור, פארק מדעי החיים, חיפה, מיקוד 3508510

info@steiner.co.il | www.steiner.co.il

1-700-500-315

PHONAK
life is on

sonova
HEAR THE WORLD