

フォナック スリム。

プロダクトインフォメーション

フォナック スリムは、軽度から重度難聴の方を対象とした、幅広くご利用になれる RICタイプの補聴器です。フォナック スリムは4クラスのパフォーマンスレベルと3種類のレシーバが用意されています。

フォナック スリムは、ルミティプラットフォームの革新的な技術を搭載し、エレガントで独創性の高い補聴器をお求めの顧客にお勧めのソリューションです。



製品概要



スリム L-R

L90/L70/L50/L30/トライアル

多機能ボタン		●
T コイル		
Bluetooth®		●
ナノ コーティング		●
国際保護等級 IP		IP68 ¹
サイズ	縦 x 幅 x 奥行	42.2 x 14.1 x 7.4 mm
	重さ	2.8 g

充電時間 ²	0%~100%	3時間
	30分フィッティング	15分

S レシーバ

最大出力音圧(OSPL90)(+3dB以下)	2cc	111
最大音響利得(ピーク)(+3dB以下)	2cc	47
帯域幅(Hz)		<200 - >5000

M レシーバ

最大出力音圧(OSPL90)(+3dB以下)	2cc	114
最大音響利得(ピーク)(+3dB以下)	2cc	51
帯域幅(Hz)		<200 - >5000

P レシーバ

最大出力音圧(OSPL90)(+3dB以下)	2cc	122
最大音響利得(ピーク)(+3dB以下)	2cc	59
帯域幅(Hz)		<200 - >5000

ハウジング カラー



2A シルバー／
ブラック

3A グラファイト
／ブラック

4A カッパー／
ブラック

6A サンドルウッド／
ブラック

¹ IP68は、防塵・防水の国際保護等級で、水深1mの淡水に長時間(60分)入れた後や、粉塵試験装置に8時間入れた後でも、修理が必要なダメージが発生しないことを示しています(IEC60529規格による)。
² 実際の充電時間は、電池残量によって変わりますが、3時間を超えることはありません。

パフォーマンスレベル

オートセンス OS 5.0	プレミアム	アドバンス	スタンダード	エッセンシャル
	L90	L70	L50	L30
反響する環境での快適性	●			
車の中でのことば	●			
非常に騒がしい中でのことば	●			
音楽	●	●		
騒音下での快適性	●	●	●	
騒音下でのことば	●	●	●	●
静かな環境	●	●	●	●
メディア ことば+マイク	●	●	●	●
メディア 音楽+マイク	●	●	●	●
追加プログラム				
最大プログラム数	4	4	4	4
反響する環境での快適性	●			
非常に騒がしい中でのことば	●	●		
全方向(360°)からのことば	●	●		
騒音下でのことば	●	●	●	●
静かな環境	●	●	●	●
騒音下での快適性	●	●	●	●
音楽	●	●	●	●
電話	●	●	●	●
カスタムプログラム	●	●	●	●
ストリーミングプログラム				
ロジャーダイレクト+マイク	●	●	●	●
パートナーマイク+マイク	●	●	●	●
通話+マイク	●	●	●	●

機能	プレミアム	アドバンス	スタンダード	エッセンシャル
	L90	L70	L50	L30
スピーチセンサー	●			
スピーチエンハンサー	●			
ステレオズーム 2.0	●	●		
ダイナミックノイズキャンセル	●	●		
モーションセンサーヒアリング	●	●	●	
ロジャーダイレクト	●	●	●	●
ロジャーと指向性	●	●	●	●
ウルトラズーム	●	●	●	●
エコブロック	●			
タップコントロール				
- Siri/Google アシスタント	●	●		
- ストリーミングの一時停止/再生	●	●		
- 通話開始/通話終了	●	●		
サウンドリラックス	●	●		
デュオフォン	●	●	●	
リアルイヤーサウンド	●	●	●	
ヘルス機能	●	●	●	●
ウインドブロック	●	●	●	●
ユーザー志向のチューニング	●	●	●	●
耳鳴りバランス	●	●	●	●
自動順応マネージャ	●	●	●	●
環境音バランス	●	●	●	●
サウンドリカバー2	●	●	●	●
ホイッスルブロック	●	●	●	●
ノイズブロック	●	●	●	●
クイックシンク	●	●	●	●
AOV	●	●	●	●
微調整チャンネル	20	20	16	12

フォナック
スマートスピーチテクノロジー




フィッティング

	オーディオ L-R オーディオ L-R トライアル
Phonak Target	9.0以上
Noahlink Wireless	●

音響カプリング

長さ	S レシーバ	M レシーバ	P レシーバ
左右の異なる4つの長さで利用可(0、1、2、3)	●	●	●
耳せん			
キャップ型耳せん	●	●	●
オープン型耳せん 3種類のサイズ(S, M, L)を用意	●	●	●
ベント付き耳せん 3種類のサイズ(S, M, L)を用意	●	●	●
パワー型耳せん 3種類のサイズ(S, M, L)を用意	●	●	●
スリムチップ*			
アクリル	●	●	●
シリコン	●	●	●
フィッティングレンジ			

*外耳延長オプションが利用可能



個性的、エレガント、つながる。それがフォナック スリム。

フォナック スリムは、顧客の**ライフスタイルと快適性**を考慮してデザインされています。スマートスピーチテクノロジーを利用すれば、顧客は難しい状況における**ことばの理解の改善**を体験できるでしょう¹。

フォナック ソリューションのユニバーサルコネクティビティは、顧客を周囲の世界とシームレスにつなげることができます。マイフォナック アプリを使うと聞こえを自分で制御したりヘルス データを追跡したりできます。また、販売店にリモートで接続できるため、販売店がより身近な存在になります。

¹Appleton, J. (2020). AutoSense OS 4.0- significantly less listening effort and preferred for speech intelligibility. Phonak Field Study News retrieved from <https://www.phonak.com/en-int/professionals/guides/evidence-library>

Thibodeau L. M. (2020). Benefits in Speech Recognition in Noise with Remote Wireless Microphones in Group Settings. *Journal of the American Academy of Audiology*, 31(6), 404-411.

フォナック スリムの充電器



フォナック スリム チャージャー

フォナック スリム チャージャーはコンパクトな充電器で、フォナック スリムが簡単に出し入れできるように充電スロットに磁石が入っています。USB-C 充電ポートを備えたコンパクトなデザインのフォナック スリム チャージャーは、ハンディな保管および充電ソリューションを提供します。

フォナック スリム Bluetooth® バージョン

ハンズフリー通話/音声ストリーミング Bluetooth® 4.2のワイヤレステクノロジーと、多くの旧式 Bluetooth 電話に対応

Bluetooth® のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標です。Sonova AGは、使用許可を得てこれらのマークを使用しています。

ワイヤレスコミュニケーションポートフォリオ

		スリム L-R L90/L70/L50/L30/トライアル
ワイヤレスアクセサリ	テレビコネクターD	•
	フォナック パートナーマイク	•
	フォナック リモートコントロール	•
ロジャー	ロジャー ダイレクト	•
アプリ	マイフォナック	•

life is on

フォナックは1947年以来、新しい音響の世界を切り開くことによって、人々の人生を豊かにする取り組みに熱意を傾けてきました。私たちは創業当初から「良い聞こえは健康で充実したしあわせな毎日に欠かせないものである」という信念に基づき活動してきました。聞こえは、社会的・感情的、認知的、身体的なウェルビーイングに深くつながっています。私たちは、現在もそしてこれからも聴覚専門家とともに、「ことばの理解を高めること」、「人々の暮らしを豊かにすること」そして「社会全体により良い効果をもたらすこと」を大切に、革新的な聞こえのソリューションを幅広くご提供できるような力を注いでまいります。

www.phonak.com



027-0633-17/V3.00/2023-02/NLG © 2023 Sonova AG All rights reserved