

製品名	チャージャーケース Go	ライフ チャージャー	フォナック チャージャーケース Combi 2	チャージ アンド ケア	チャージャー BTE RIC	フォナック チャージャー Combi BTE 2	フォナック チャージャー Ease	フォナック スリム チャージャー	
品番	075-3017-10	075-3023-10	075-0063-10	075-0041-10	075-3016-10	075-0065-10	075-0080-10	075-3024-10	
イメージ									
希望小売価格 (税込) ※ 2022年8月時点	31,900円	14,300円	12,606円	17,325円	12,606円	12,650円	15,400円	15,400円	
サイズ (幅 x 奥行 x 高さ)	94 x 51 x 62 mm		101.3 x 76.1 x 49 mm	102 x 78 x 52 mm	95 x 61 x 73 mm	101.3 x 76.1 x 49 mm	69 x 40 x 58 mm	75 x 75 x 34 mm	
USB 種類	USB Type-C		USB Type-B	USB Type-B	USB Type-C	USB Type-B	USB Type-C	USB Type-C	
補聴器の充電時間	フル充電：約3時間 80%充電：約120分 50%充電：約75分 30%充電：約45分			フル充電：約3時間 80%充電：約90分 50%充電：約60分 30%充電：約30分					
動作時環境温度	5°C~30°C			5°C~40°C					
充電の仕組み	非接触充電 (補聴器の出し入れが容易)			接触充電 (補聴器を手前に引っ張ってから取り出すリーンプック式)			接触充電 (マグネット式)		
特徴	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ライフ用。</li> <li>● リチウムイオン電池内蔵で、両耳3回分の充電が可能。</li> <li>● 外出が多い方・移動時に充電して補聴器の装用時間を延ばしたい方などにオススメ。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ライフ用。</li> <li>● 外出や移動が少なく、主に毎日夜に充電して使う生活スタイルに最適。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● RIC標準タイプ。</li> <li>● 充電・乾燥・保管ができる便利な充電器。</li> <li>● 初回購入時、ドライカプセル (6個入) 付き。</li> <li>● パワーパック (別売) を使えばモバイルバッテリーのように使えて便利。両耳4回分の充電が可能。</li> <li>● 電圧ブースター搭載。より安定した充電が可能。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● RIC用。</li> <li>● 除菌・換気乾燥・充電・保管ができる便利な充電器。</li> <li>● UV-Cライトを使った4分間の除菌とベンチレーターを使った換気乾燥が可能なので、常に清潔に補聴器を使いたい方にオススメ。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 旧BTE標準タイプ。</li> <li>● 充電・乾燥・保管ができる便利な充電器。</li> <li>● 初回購入時、ドライカプセル (6個入) 付き。</li> <li>● 耳せん収納部が深いので大きいイヤモールド・長いチューブを使用する方に便利。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 新BTE標準タイプ。</li> <li>● 充電・乾燥・保管ができる便利な充電器。</li> <li>● 初回購入時、ドライカプセル (6個入) 付き。</li> <li>● パワーパック (別売) を使えばモバイルバッテリーのように使えて便利。両耳4回分の充電が可能。</li> <li>● 電圧ブースター搭載。より安定した充電が可能。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ルミティ用。</li> <li>● 初回購入時、乾燥ケース、詰め替え用シリカゲル (1個ずつ) 付き。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● スリム用</li> <li>● 持ち運びに便利なコンパクトデザイン。</li> </ul>	
換性	ルミティ	スリム	×	×	×	×	×	○	
		ライフ	○	×	×	×	×	×	
		オーディオ	×	×	×	×	×	○	×
		BTE	×	×	×	○	○	×	×
		CROS	×	×	×	×	×	○	×
	パラダイス	ライフ	○	×	×	×	×	×	×
		オーディオ	×	○	○	○	×	×	×
		BTE	×	×	×	×	○	×	×
		CROS	×	○	○	○	×	×	×
	マーベル	RIC	×	○	○	○	×	×	×
BTE		×	×	×	○	○	×	×	
ピロング	RIC	×	○	×	×	×	×	×	
	BTE	×	○	×	×	×	×	×	
ロジャー フォーカス II	×	×	×	×	○	○	×	×	