

プラットフォーム	機種名	種類	発売時価格	クラス	ch	指向性	自動環境適応機能	両耳間通信技術	ハウリング抑制機能	騒音抑制機能	その他機能	調整ソフト	出荷開始日	販売終了日	修理対応終了日	
	クラロ 耳かけ型	- 111 dAZ - 211 dAZ - 311 dAZ	¥265,000 ¥270,000 ¥280,000	★★★★★	20	・デジタルオーディオズーム ^(dAZ) ・無指向性	オートセレクト	×	×	ノイズキャンセラー	×	PFG	2000年	2005年3月31日	2011年3月31日	
	クラロ 耳あな型	- 11 - 21 dAZ - 22	¥325,000 ¥318,000 ¥263,000													
	アエロ 耳かけ型	- 211 - 211 AZ - 311 フォルテ - 311 AZ フォルテ	¥170,000 ¥195,000 ¥190,000 ¥215,000	★★★★★	15	・オーディオズーム ^(AZ) ・無指向性	×	×	ハウリングマネージャ	ノイズキャンセラー	×	PFG	2001年	2005年3月31日	2011年3月31日	
	アエロ 耳あな型	- 11 - 22 - 23 - 33	¥250,000 ¥225,000 ¥250,000 ¥245,000													
	スーペロ 耳かけ型	- 411 - 412 - 413 AZ	¥175,000 ¥205,000 ¥245,000	★★★	5	・オーディオズーム ^(AZ) ・無指向性	×	×	ハウリングマネージャ	ノイズキャンセラー	×	PFG	2002年	2008年3月31日	2013年3月31日	
	ベルセオ 耳かけ型	- 111 dAZ - 211 dAZ - 311 dAZ フォルテ - 111 dAZ オープン	¥290,000 ¥300,000 ¥310,000 ¥310,000	★★★★★	20	・デジタルオーディオズーム ^(dAZ) ・無指向性	パーソナルロジック	×	ハウリングマネージャ	ファインスケール ノイズキャンセラー	×	PFG	2003年10月1日	2007年6月30日	2012年6月30日	
	ベルセオ 耳あな型	- 11 - 12 - 22 - 23 dAZ - 12 オープン	¥355,000 ¥345,000 ¥295,000 ¥330,000 ¥345,000													
	マックス 耳かけ型	- 211 - 211 D - 311 フォルテ	¥95,000 ¥105,000 ¥150,000	★★	6	・指向性 ^(D) ・無指向性	×	×	ハウリングマネージャ	ノイズキャンセラー	×	PFG	2003年10月1日	2007年12月31日	2012年12月31日	
	マックス 耳あな型	- 11 - 22	¥200,000 ¥160,000													
	パワーマックス 耳かけ型	411	¥175,000	★★	5	無指向性	×	×	ハウリングマネージャ	ノイズキャンセラー	×	PFG	2004年11月1日	2008年3月31日	2013年3月31日	
	ヴァレオ 耳かけ型	- 211 - 211 AZ - 311 フォルテ - 311 AZ フォルテ - ミニ 101 AZ	¥190,000 ¥220,000 ¥210,000 ¥240,000 ¥220,000	★★★	15	・オーディオズーム ^(AZ) ・無指向性	×	×	ハウリングマネージャ	ノイズキャンセラー	×	PFG	2004年11月1日	2007年6月30日	2012年6月30日	
	ヴァレオ 耳あな型	- 11 - 22 - 23 AZ - 33 フォルテ	¥285,000 ¥245,000 ¥270,000 ¥265,000													
dB	ソヴィア 耳かけ型	- 111 dSZ - 211 dSZ - 311 dSZ	¥340,000 ¥350,000 ¥360,000	★★★★★	20	・デジタルサウンドズーム ^(dSZ) ・無指向性	サウンドナビゲーション	×	ハウリングフェーズインバータ	ファインスケール ノイズキャンセラー	・ウインドノイズ ・エコブロック ・リアライザーサウンド	IPFG	2005年4月1日	2008年3月31日	2013年3月31日	
	ソヴィア 耳あな型	- マイクロ 100 dSZ - 11 - 22 - 22 dSZ - 33 - 33 dSZ	¥350,000 ¥410,000 ¥385,000 ¥400,000 ¥385,000 ¥400,000													
dB	エレヴァ 耳かけ型	- 211 dAZ - 311 dAZ フォルテ - 411 dAZ パワー - マイクロ 100 dAZ	¥250,000 ¥260,000 ¥280,000 ¥260,000	★★★★★	16	・デジタルオーディオズーム ^(dAZ) ・無指向性	トリバイロット	×	ハウリングフェーズインバータ	ファインスケール ノイズキャンセラー	×	IPFG	2006年5月1日	2009年12月31日	2014年12月31日	
	エレヴァ 耳あな型	- 11 - 22 - 22 dAZ - 33 - 33 dAZ - 33 パワー	¥300,000 ¥280,000 ¥290,000 ¥280,000 ¥290,000 ¥290,000													
dB	エクストラ 耳かけ型	- 211 AZ - 311 AZ フォルテ - 411 AZ パワー - マイクロ 100 AZ	¥140,000 ¥150,000 ¥170,000 ¥150,000	★★★	6	・オーディオズーム ^(AZ) ・無指向性	サウンドマネージャ	×	ハウリングフェーズインバータ	ノイズキャンセラー	×	IPFG	2006年5月1日	2009年12月31日	2014年12月31日	
	エクストラ 耳あな型	- 11 - 22 - 22 AZ - 33 - 33 AZ - 33 パワー	¥210,000 ¥190,000 ¥200,000 ¥190,000 ¥200,000 ¥200,000													
dB	マイクro パワー 耳かけ型	300 dSZ	¥360,000	IX	20	デジタルサウンドズーム	オートバイロット	×	ハウリングフェーズインバータ	ノイズキャンセラー	・ウインドノイズマネージメント ・エコブロック	IPFG	2007年4月2日	2009年8月31日	2014年8月31日	
		300 dAZ	¥248,000	V	16	デジタルオーディオズーム	トリバイロット						×			2006年7月1日
		300 Az	¥175,000	III	6	オーディオズーム	サウンドマネージャ									2007年8月1日
dB	ソロ T+ 耳かけ型	- 311 dWDRc - 411 dLim	¥50,000 ¥75,000	★	2	無指向性	×	×	×	×	・トリマー式 ・アナログボリューム	不要	2007年	2009年12月31日	2014年12月31日	

プラットフォーム	機種名	種類	発売時価格	クラス	ch	指向性	自動環境適応機能	両耳間通信技術	ハウリング抑制機能	騒音抑制機能	その他機能	調整ソフト	出荷開始日	販売終了日	修理対応終了日						
dB	サヴィア アート 耳かけ型	・ 211 dSZ ・ 311 dSZ フォルテ ・ 411 dSZ パワー ・ マイクロ 100 dSZ ・ マイクロ CRT dSZ	¥360,000 ¥370,000 ¥380,000 ¥360,000 ¥370,000	★★★★★	20	・ デジタルサラウンドズーム ^(dSZ) ・ 無指向性	オートバイロット	×	ハウリングフェーズインバータ	ファインスケール ノイズキャンセラー	・ ウィンドノイズマネージメント ・ エコーブロック ・ リアルイヤーサウンド ・ サウンドリラックス	IPFG	2007年2月1日	2010年9月31日	2015年9月31日						
	サヴィア アート 耳あな型	・ 11 ・ 22 ・ 22 dSZ ・ 33 ・ 33 dSZ ・ 33 パワー	¥430,000 ¥400,000 ¥420,000 ¥400,000 ¥420,000 ¥420,000																		
dB	ウナ 耳かけ型	・ M ・ M AZ ・ SP ・ SP AZ	¥95,000 ¥105,000 ¥140,000 ¥150,000	★★	4	・ オーディオズーム ^(AZ) ・ 無指向性	×	×	ハウリングフェーズインバータ	ノイズキャンセラー	×	IPFG	2007年8月1日	2014年3月31日	2019年3月31日						
	ウナ 耳あな型	・ CIC ・ ITC ・ ITC AZ ・ FS ・ FS パワー ・ FS AZ	¥130,000 ¥120,000 ¥130,000 ¥120,000 ¥130,000 ¥130,000																		
dB	オーディオ 耳かけ型	IX dSZ	¥350,000	IX	20	デジタルサラウンドズーム	オートバイロット	×	ノーホイスルテクノロジー	ノイズキャンセラー	・ リアルイヤーサウンド ・ サウンドリラックス ・ ウィンドノイズマネージメント ・ エコーブロック	IPFG	2007年12月1日	2009年12月31日	2014年12月31日						
		V dAZ	¥250,000													V	16	デジタルオーディオズーム	トリバイロット	ハウリングフェーズインバータ	×
		III AZ	¥170,000													III	6	オーディオズーム	サウンドマネージャ		
コア	ナイーダ 耳かけ型	・ IX UP ・ IX SP	¥400,000 ¥380,000	IX	20	・ ボイスズーム ^(Z) ・ デジタルオーディオズーム ^(Z) ・ 無指向性 ^(Z)	サウンドフロー ^(Z)	・ ズームコントロール ^(Z) ・ デュオフォン ^(Z) ・ クイックシンク ^(Z)	ホイスルブロック	ノイズブロック	・ エコーブロック ^(Z) ・ ウィンドブロック ^(Z) ・ サウンドリラックス ^(Z) ・ リアルイヤーサウンド ^(Z) ・ サウンドリカバ ^(Z) ・ リニア/ノンリニア切替 ^(Z) ・ ジュニアタイプ ^(V/B)	IPFG	・ 2008年4月21日 ^(Z) ・ 2008年9月1日 ^(Z) ・ 2009年10月8日 ^(Z)	2013年12月31日	2018年12月31日						
		・ V SP ・ III SP	¥250,000 ¥220,000													V	16				
		・ I UP ・ I SP	¥150,000 ¥140,000													I	6				
		・ V UP ・ III UP	¥270,000 ¥190,000													V	16				
コア	エクセリア 耳かけ型	・ マイクロ ・ M ・ P ・ SP	¥420,000 ¥410,000 ¥420,000 ¥430,000	★★★★★	20	ボイスズーム	サウンドフロー	・ ズームコントロール ・ デュオフォン ・ クイックシンク	ホイスルブロック	ノイズブロック	・ サウンドリカバ ^(Z) ・ ホイスルブロック ^(Z) ・ リアルイヤーサウンド ・ ブチタイプ選択可 ^(ITCOn)	IPFG	・ 2008年5月12日 ・ 2008年9月1日 ^(Z)	2009年12月31日	2014年12月31日						
	エクセリア 耳あな型	・ CIC ・ ITC ・ ITC VZ ・ FS VZ ・ FS P	¥450,000 ¥460,000 ¥480,000 ¥480,000 ¥480,000																		
コア	ベルサータ 耳かけ型	・ マイクロ ・ M ・ P ・ SP	¥240,000 ¥230,000 ¥240,000 ¥250,000	★★★★	16	ボイスズーム	サウンドフロー	クイックシンク	ホイスルブロック	ノイズブロック	・ ウィンドブロック ・ サウンドリラックス ・ リアルイヤーサウンド ・ ブチタイプ選択可 ^(ITCOn)	IPFG	・ 2009年2月20日 ・ 2009年8月3日 ^(FS P)	2010年12月31日	2015年12月31日						
	ベルサータ 耳あな型	・ CIC ・ CIC P ・ ITC ・ ITC VZ ・ FS VZ ・ FS P	¥260,000 ¥260,000 ¥270,000 ¥270,000 ¥270,000																		
コア	セルティナ 耳かけ型	・ マイクロ ・ M ・ P ・ SP	¥170,000 ¥160,000 ¥170,000 ¥190,000	★★★	6	デジタルオーディオズーム	サウンドフロー	クイックシンク	ホイスルブロック	ノイズブロック	ブチタイプ選択可 ^(ITCOn)	IPFG	・ 2009年2月20日 ・ 2009年8月3日 ^(FS P)	2010年12月31日	2015年12月31日						
	セルティナ 耳あな型	・ CIC ・ CIC P ・ ITC ・ ITC dAZ ・ FS dAZ ・ FS P	¥200,000 ¥200,000 ¥205,000 ¥210,000 ¥210,000 ¥210,000																		
コア	オーディオ 耳かけ型	SMART(M/P)	プ ¥380,000 ア ¥270,000 ス ¥190,000	IX V III	20 16 6	・ ボイスズーム ^(Z) ・ デジタルオーディオズーム ^(Z)	サウンドフロー	・ ズームコントロール ^(Z) ・ デュオフォン ^(Z) ・ クイックシンク	ホイスルブロック	ノイズブロック	・ エコーブロック ^(Z) ・ ウィンドブロック ^(Z) ・ サウンドリラックス ^(Z) ・ リアルイヤーサウンド ^(Z) ・ サウンドリカバ ^(Z)	IPFG	2010年5月12日	2013年6月30日	2018年6月30日						
		Yes(M/P)	プ ¥370,000 ア ¥260,000 ス ¥180,000																		
		MINI(M/P)	プ ¥360,000 ア ¥250,000 ス ¥170,000																		

プラットフォーム	機種名	種類	発売時価格	クラス	ch	指向性	自動環境適応機能	両耳間通信技術	ハウリング抑制機能	騒音抑制機能	その他機能	調整ソフト	出荷開始日	販売終了日	修理対応終了日
コア	エクセリア アート 耳かけ型	・マイクロ ・M ・P ・SP	¥350,000	★★★★★	20	ボイスズーム	サウンドフロー	・ズームコントロール ・デュオフォン ・クイックシンク	ホイッスルブロック	ノイズブロック	・エコブロック ・ウインドブロック ・サウンドリラックス ・リアルイヤーサウンド ・サウンドリカパー	IPFG	2009年10月8日	2013年3月31日	2018年3月31日
	エクセリア アート 耳あな型	・CIC ・CIC P ・ITC ・ITC VZ ・ITC P VZ ・FS P ・FS VZ	¥400,000												
コア	オーケー! プラス 耳かけ型	・M ・SP ・UP	¥50,000	★	2	無指向性	×	×	ホイッスルブロック	ノイズキャンセラー	トリマー式	不要	2010年2月2日	2014年3月31日	2019年3月31日
コア	ミロ 耳かけ型	・マイクロ ・SP ・UP	¥100,000	★★	2	無指向性	×	×	ホイッスルブロック	ノイズキャンセラー	×	IPFG	2010年2月2日	2013年12月31日	2018年12月31日
コア	ミロ プラス 耳かけ型	・マイクロ ・SP ・UP	¥130,000	★★	4	デジタルオーディオズーム	×	×	ホイッスルブロック	ノイズブロック	×	IPFG	2010年2月2日	2013年12月31日	2018年12月31日
	ミロ プラス 耳あな型	・CIC ・ITC dAZ ・FS dAZ ・FS P dAZ	¥160,000												
コア	ベルサータ アート 耳かけ型	・マイクロ ・M ・P ・SP	¥250,000	★★★★	16	ボイスズーム	サウンドフロー	クイックシンク	ホイッスルブロック	ノイズブロック	・ウインドブロック ・サウンドリラックス ・リアルイヤーサウンド ・プチタイプ選択可 ^(TCOP)	IPFG	2010年10月8日	2013年12月31日	2018年12月31日
	ベルサータ アート 耳あな型	・CIC ・CIC P ・ITC ・ITC VZ ・ITC P VZ ・FS VZ ・FS P VZ	¥290,000												
コア	セルティナ アート 耳かけ型	・マイクロ ・M ・P ・SP	¥170,000	★★★	6	デジタルオーディオズーム	サウンドフロー	クイックシンク	ホイッスルブロック	ノイズブロック	プチタイプ選択可 ^(TCOP)	IPFG	2010年10月8日	2013年12月31日	2018年12月31日
	セルティナ アート 耳あな型	・CIC ・CIC P ・ITC ・ITC dAZ ・ITC P dAZ ・FS dAZ ・FS P dAZ	¥210,000												
コア	オーディオ シップ 耳あな型	×	¥130,000	III	6	無指向性	サウンドフロー	×	ホイッスルブロック	ノイズブロック	・サウンドリカパー ・フレキシブル・ジョイント	IPFG	2010年10月20日	2013年12月31日	2017年8月15日
スパイス	オーディオ S 耳かけ型	SMART(M/P/SP)	ブ ¥400,000 ア ¥300,000 ス ¥200,000	IX V III	20 16 6	ウルトラズーム	サウンドフロー ^(ア/ス)	・ステレオズーム ^(ア) ・ズームコントロール ^(ア/ア) ・デュオフォン ^(ア) ・クイックシンク ^(ア/ス)	ホイッスルブロック	ノイズブロック	・フレックスコントロール ^(ア) ・フレックスボリューム ^(ア/ア) ・エコブロック ^(ア) ・ウインドブロック ^(ア/ア) ・サウンドリカパー ・サウンドリラックス ^(ア/ア) ・リアルイヤーサウンド ^(ア/ア)	Target 1.0	2011年2月22日	2016年12月31日	2021年12月28日
			エ ¥128,000	I	4							Target 2.1	2012年2月20日		
			ブ ¥400,000 ア ¥300,000 ス ¥200,000	IX V III	20 16 6							ウルトラズーム	サウンドフロー	・ステレオズーム ^(ア) ・ズームコントロール ^(ア/ア) ・デュオフォン ^(ア)	ホイッスルブロック
ブ ¥400,000 ア ¥300,000 ス ¥200,000	IX V III	20 16 6	ウルトラズーム	サウンドフロー	・エコブロック ^(ア) ・ウインドブロック ^(ア/ア) ・サウンドリカパー ・サウンドリラックス ^(ア/ア) ・リアルイヤーサウンド ^(ア/ア)	Target 1.0	2011年2月22日	2015年12月31日	2020年12月31日						
スパイス	フォナック アンブラ 耳かけ型	・M H2O ・microM ・microP ・SP	¥400,000	★★★★★	20	ウルトラズーム	サウンドフロー	・ステレオズーム ^{※1} ・ズームコントロール ^{※1} ・デュオフォン ^{※2} ・クイックシンク ^{※2}	ホイッスルブロック	ノイズブロック	・フレックスコントロール ・フレックスボリューム ・エコブロック ・ウインドブロック ・サウンドリカパー ・サウンドリラックス ・リアルイヤーサウンド ^{(※4)(TCOP)}	Target 2.0	2012年2月20日		
	フォナック アンブラ 耳あな型	・10 プチ(M/P) ・312(M/P/SP) ・312 UZ(M/P/SP) ・13 UZ(M/P/SP/UP) ・nano(M)	¥450,000									Target 1.0	2011年2月22日	2016年12月31日	2021年12月28日
						※以下機種は無指向性 nano/10 プチ/312		※1 nano/10 プチ/312を除く ※2 nano/10 プチを除く				Target 2.1	2012年8月22日		

プラットフォーム	機種名	種類	発売時価格	クラス	ch	指向性	自動環境適応機能	再耳間通信技術	ハウリング抑制機能	騒音抑制機能	その他機能	調整ソフト	出荷開始日	販売終了日	修理対応終了日
スバイス	フォナック ソラナ 耳かけ型	・ M H2O ・ microM ・ microP ・ SP	¥300,000	★★★★	16	ウルトラズーム	サウンドフロー		ホイスルブロック	ノイズブロック	・フレックスボリューム ・ウインドブロック ・サウンドリカパー ・サウンドリラックス ・リアルイヤーサウンド <small>(※併付時のみ)</small>	Target 2.0	2012年2月20日	2016年12月31日	2021年12月28日
	フォナック ソラナ 耳あな型	・ 10 プチ(M/P) ・ 312(M/P/SP) ・ 312 UZ(M/P/SP) ・ 13 UZ(M/P/SP/UP) ・ nano(M)	¥350,000									Target 1.1.1	2011年6月10日		
スバイス	フォナック カッシーア 耳かけ型	・ M H2O ・ microM ・ microP ・ SP	¥200,000	★★★	6	ウルトラズーム	サウンドフロー	クイックシンク	ホイスルブロック	ノイズブロック	サウンドリカパー	Target 2.0	2012年2月20日	2016年12月31日	2021年12月28日
	フォナック カッシーア 耳あな型	・ 10 プチ(M/P) ・ 312(M/P/SP) ・ 312 UZ(M/P/SP) ・ 13 UZ(M/P/SP/UP) ・ nano(M)	¥250,000									Target 1.1.1	2011年6月10日		
スバイス	ナイーダ S 耳かけ型	・ SP ・ UP	ブ ¥420,000 ア ¥320,000 ス ¥220,000	IX V III	20 16 6	ウルトラズーム	サウンドフロー <small>(27/1/1)</small>		ホイスルブロック	ノイズブロック	・フレックスコントロール <small>(27)</small> ・フレックスボリューム <small>(27/1)</small> ・エコーブロッグ <small>(27)</small> ・ウインドブロック <small>(27/1)</small> ・サウンドリカパー ・サウンドリラックス <small>(27/1)</small> ・リアルイヤーサウンド <small>(27/1)</small>	Target 1.2.3	2011年10月19日	2016年12月31日	2021年12月28日
			エ ¥148,000	I	4							Target 2.1	2012年8月22日		
スバイス	ナイーダ S CRT 耳かけ型	・ M ・ P ・ SP	ブ ¥420,000 ア ¥320,000 ス ¥220,000	IX V III	20 16 6	ウルトラズーム	サウンドフロー		ホイスルブロック	ノイズブロック	・フレックスコントロール <small>(27)</small> ・フレックスボリューム <small>(27/1)</small> ・エコーブロッグ <small>(27)</small> ・ウインドブロック <small>(27/1)</small> ・サウンドリカパー ・サウンドリラックス <small>(27/1)</small> ・リアルイヤーサウンド <small>(27/1)</small>	Target 2.0	2012年5月16日	2016年12月31日	2021年12月28日
												Target 2.1	2012年8月22日		
スバイス	ニオス S 耳かけ型	H2O	ア ¥300,000 ス ¥200,000	V III	16 6	ウルトラズーム	サウンドフロー		ホイスルブロック	ノイズブロック	・フレックスボリューム <small>(27)</small> ・ウインドブロッグ <small>(27)</small> ・サウンドリカパー ・サウンドリラックス <small>(27)</small> ・リアルイヤーサウンド <small>(27)</small>	Target 2.0	2012年5月16日	2016年12月31日	2021年12月28日
スバイス	フォナック ダリア 耳かけ型	・ M H2O ・ microM ・ microP ・ SP	¥128,000	★★	4	ウルトラズーム	x	x	ホイスルブロック	ノイズブロック	サウンドリカパー	Target 2.1	2012年8月22日	2016年12月31日	2021年12月28日
	フォナック ダリア 耳あな型	・ 10 プチ(M/P) ・ 312 UZ(M/P/SP) ・ 13 UZ(M/P/SP/UP)	¥158,000									※10 プチを除く			
クエスト	フォナック パート Q 耳あな型	・ nano(S/M) ・ 10(M/P) ・ 312(M/P/SP) ・ 13(M/P/SP/UP)	ブ ¥468,000 ア ¥298,000 ス ¥258,000	90 70 50	20 16 12	ウルトラズーム <small>(312/13)</small> 無指向性 <small>(nano/10)</small>	サウンドフロー		ホイスルブロック	ノイズブロック	・フレックスコントロール <small>(27)</small> ・フレックスボリューム <small>(27/1)</small> ・エコーブロッグ <small>(27)</small> ・ウインドブロッグ <small>(27/1)</small> ・サウンドリカパー ・サウンドリラックス <small>(27/1)</small> ・ミニコントロール <small>(nanoのみ)</small> ・プチタイプ選択可 <small>(312/20)</small>	Target 3.0	2013年1月21日	2018年3月31日	2023年3月31日
			エ ¥158,000	30	8							エブリディオートマッチ	x		
クエスト	フォナック ボレロ Q 耳かけ型	・ M312 ・ M13 ・ P ・ SP	ブ ¥428,000 ア ¥278,000 ス ¥228,000	90 70 50	20 16 12	ウルトラズーム	サウンドフロー		ホイスルブロック	ノイズブロック	・フレックスコントロール <small>(27)</small> ・フレックスボリューム <small>(27/1)</small> ・エコーブロッグ <small>(27)</small> ・ウインドブロッグ <small>(27/1)</small> ・サウンドリカパー ・サウンドリラックス <small>(27/1)</small>	Target 3.0	2013年1月21日	2018年3月31日	2023年3月31日
			エ ¥138,000	30	8							エブリディオートマッチ	x		
クエスト	フォナック オーデオ Q 耳かけ型	・ 10(M/P/SP) ・ 312(M/P/SP) ・ 312T(M/P/SP)	ブ ¥428,000 ア ¥278,000 ス ¥228,000 エ ¥138,000	90 70 50 30	20 16 12 8	ウルトラズーム	・サウンドフロー <small>(27/1)</small> ・エブリディオートマッチ <small>(27)</small>		ホイスルブロック	ノイズブロック	・フレックスコントロール <small>(27)</small> ・フレックスボリューム <small>(27/1)</small> ・エコーブロッグ <small>(27)</small> ・ウインドブロッグ <small>(27/1)</small> ・サウンドリカパー ・サウンドリラックス <small>(27/1)</small> ・リアルイヤーサウンド <small>(27/1)</small> ※Q10を除く	Target 3.1	2013年6月4日	2018年3月31日	2023年3月31日
クエスト	フォナック ナイーダ Q 耳かけ型	・ SP ・ UP ・ RIC(M/P/SP)	ブ ¥428,000 ア ¥278,000 ス ¥228,000 エ ¥138,000	90 70 50 30	20 16 12 8	ウルトラズーム	・サウンドフロー <small>(27/1)</small> ・エブリディオートマッチ <small>(27)</small>		ホイスルブロック	ノイズブロック	・フレックスコントロール <small>(27)</small> ・フレックスボリューム <small>(27/1)</small> ・エコーブロッグ <small>(27)</small> ・ウインドブロッグ <small>(27/1)</small> ・サウンドリカパー ・サウンドリラックス <small>(27/1)</small> ・リアルイヤーサウンド <small>(27/1)</small>	Target 3.1	2013年6月4日	2018年9月30日	2023年9月29日
クエスト	フォナック ボレロ バセオ Q 15 耳かけ型	・ M ・ P ・ SP	¥88,000	15	4	指向性：固定	x	x	ホイスルブロック	ノイズブロック	x	Target 3.2	2014年1月6日	2019年12月27日	2024年12月27日

プラットフォーム	機種名	種類	発売時価格	クラス	ch	指向性	自動環境適応機能	再耳間通信技術	ハウリング抑制機能	騒音抑制機能	その他機能	調整ソフト	出荷開始日	販売終了日	修理対応終了日
クエスト	フォナック パートオ Q 15 耳あな型	・ 10(M/P) ・ 312(M/P/SP) ・ 13(M/P/SP/UP)	¥98,000	15	4	・ 指向性：固定 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾ ・ 無指向性 ⁽¹⁰⁾	x	x	ホイッスルブロック	ノイズブロック	x	Target 3.2	2014年1月6日	2020年2月28日	2025年2月28日
ベンチャー	フォナック オーディオ V 耳かけ型	・ 312(M/P/SP) ・ 312T(M/P/SP) ・ 13(M/P/SP)	ブ ¥460,000 ア ¥320,000 ス ¥230,000 エ ¥150,000	90 70 50 30	20 16 12 8	ウルトラズーム	オートセンス OS	・ 風の中でのことば ⁽²⁾ ・ 非常に騒がしい中での言葉 ⁽²⁾⁽⁷⁾ ・ 全方向(360°)からのことば ⁽²⁾⁽⁷⁾ ・ デュオフォン ⁽²⁾⁽⁷⁾⁽⁸⁾ ・ クイックシンク	ホイッスルブロック	ノイズブロック	・ フレックスコントロール ⁽²⁾⁽⁷⁾⁽⁸⁾ ・ フレックスボリューム ⁽²⁾⁽⁷⁾⁽⁸⁾ ・ エコーブロッグ ⁽⁷⁾ ・ ウィンドブロッグ ⁽⁷⁾⁽⁷⁾ ・ サウンドリカバリー ・ サウンドリラックス ⁽⁷⁾⁽⁷⁾ ・ リアルイヤースウンド ⁽²⁾⁽⁷⁾⁽⁸⁾	Target 4.0	2015年2月2日	2020年2月28日	2025年2月28日
ベンチャー	フォナック ボレロ V 耳かけ型	・ M ・ P ・ SP	ブ ¥460,000 ア ¥320,000 ス ¥230,000 エ ¥150,000	90 70 50 30	20 16 12 8	ウルトラズーム	オートセンス OS	・ 風の中でのことば ⁽²⁾ ・ 非常に騒がしい中での言葉 ⁽²⁾⁽⁷⁾ ・ 全方向(360°)からのことば ⁽²⁾⁽⁷⁾ ・ デュオフォン ⁽²⁾⁽⁷⁾⁽⁸⁾ ・ クイックシンク	ホイッスルブロック	ノイズブロック	・ フレックスコントロール ⁽²⁾⁽⁷⁾⁽⁸⁾ ・ フレックスボリューム ⁽²⁾⁽⁷⁾⁽⁸⁾ ・ エコーブロッグ ⁽⁷⁾ ・ ウィンドブロッグ ⁽⁷⁾⁽⁷⁾ ・ サウンドリカバリー ・ サウンドリラックス ⁽⁷⁾⁽⁷⁾ ・ リアルイヤースウンド ⁽²⁾⁽⁷⁾⁽⁸⁾	Target 4.1	2015年7月21日	2020年2月28日	2025年2月28日
ベンチャー	フォナック パート V 耳あな型	・ nano(M) ・ 10 NW O(M/P) ・ 10 O(M/P) ・ 10(M/P/SP) ・ 312(M/P/SP/UP) ・ 13(M/P/SP/UP)	ブ ¥520,000 ア ¥360,000 ス ¥270,000 エ ¥180,000	90 70 50 30	20 16 12 8	・ ウルトラズーム ⁽³⁾⁽²⁾⁽³⁾ ・ 無指向性 ^{(nano)10 NW O/10 O}	オートセンス OS	・ 風の中でのことば ⁽²⁾⁽⁷⁾⁽⁸⁾² ・ 非常に騒がしい中での言葉 ⁽²⁾⁽⁷⁾⁽⁸⁾² ・ 全方向(360°)からのことば ⁽²⁾⁽⁷⁾⁽⁸⁾² ・ デュオフォン ⁽²⁾⁽⁷⁾⁽⁸⁾² ・ クイックシンク ^{※1}	ホイッスルブロック	ノイズブロック	・ フレックスコントロール ⁽²⁾⁽⁷⁾⁽⁸⁾ ・ フレックスボリューム ⁽²⁾⁽⁷⁾⁽⁸⁾ ・ エコーブロッグ ⁽⁷⁾ ・ ウィンドブロッグ ⁽⁷⁾⁽⁷⁾ ・ サウンドリカバリー ・ サウンドリラックス ⁽⁷⁾⁽⁷⁾ ・ ミニコントロール ^{(nano)50}	Target 4.2	2015年11月2日	2020年6月30日	2025年6月30日
ベンチャー	フォナック ナイダー V 耳かけ型	・ SP ・ UP ・ RIC(M/P/UP)	ブ ¥460,000 ア ¥320,000 ス ¥230,000 エ ¥150,000	90 70 50 30	20 16 12 8	ウルトラズーム	オートセンス OS	・ 風の中でのことば ⁽²⁾ ・ 非常に騒がしい中での言葉 ⁽²⁾⁽⁷⁾ ・ 全方向(360°)からのことば ⁽²⁾⁽⁷⁾ ・ デュオフォン ⁽²⁾⁽⁷⁾⁽⁸⁾ ・ クイックシンク	ホイッスルブロック	ノイズブロック	・ フレックスコントロール ⁽²⁾⁽⁷⁾⁽⁸⁾ ・ フレックスボリューム ⁽²⁾⁽⁷⁾⁽⁸⁾ ・ エコーブロッグ ⁽⁷⁾ ・ ウィンドブロッグ ⁽⁷⁾⁽⁷⁾ ・ サウンドリカバリー ・ サウンドリラックス ⁽⁷⁾⁽⁷⁾ ・ リアルイヤースウンド ⁽²⁾⁽⁷⁾⁽⁸⁾ ・ イージーRoger II ⁽²⁾⁽⁷⁾⁽⁸⁾ ・ ロジャーと指向性 ⁽²⁾⁽⁷⁾⁽⁸⁾ ・ 広帯域ブースター	Target 4.3	2016年7月20日	2020年2月28日	2025年2月28日
ベンチャー	フォナック スカイ V 耳かけ型	・ P ・ SP ・ UP ・ RIC(M/P/UP)	ブ ¥391,000 ア ¥272,000 ス ¥195,500 エ 総合支払対象	90 70 50 30	20 16 12 8	ウルトラズーム	オートセンス スカイ OS	・ 風の中でのことば ⁽²⁾ ・ 非常に騒がしい中での言葉 ⁽²⁾⁽⁷⁾ ・ 全方向(360°)からのことば ⁽²⁾⁽⁷⁾ ・ デュオフォン ⁽²⁾⁽⁷⁾⁽⁸⁾ ・ クイックシンク	ホイッスルブロック	ノイズブロック	・ フレックスコントロール ⁽²⁾⁽⁷⁾⁽⁸⁾ ・ フレックスボリューム ⁽²⁾⁽⁷⁾⁽⁸⁾ ・ エコーブロッグ ⁽⁷⁾ ・ ウィンドブロッグ ⁽⁷⁾⁽⁷⁾ ・ サウンドリカバリー ・ サウンドリラックス ⁽⁷⁾⁽⁷⁾ ・ リアルイヤースウンド ⁽²⁾⁽⁷⁾⁽⁸⁾ ・ イージーRoger II ⁽²⁾⁽⁷⁾⁽⁸⁾ ・ ロジャーと指向性 ⁽²⁾⁽⁷⁾⁽⁸⁾	Target 4.3	2016年7月20日	2020年2月28日	2025年2月28日
ピロング	フォナック オーディオ B 耳かけ型	・ 312(M/P/UP) ・ 312T(M/P/UP) ・ 13(M/P/UP)	ブ ¥500,000 ア ¥350,000 ス ¥250,000 エ ¥180,000	90 70 50 30	20 16 12 8	ウルトラズーム	オートセンス OS	・ 風の中でのことば ⁽²⁾ ・ 非常に騒がしい中での言葉 ⁽²⁾⁽⁷⁾ ・ 全方向(360°)からのことば ⁽²⁾⁽⁷⁾ ・ デュオフォン ⁽²⁾⁽⁷⁾⁽⁸⁾ ・ クイックシンク	ホイッスルブロック	ノイズブロック	・ フレックスコントロール ⁽²⁾⁽⁷⁾⁽⁸⁾ ・ フレックスボリューム ⁽²⁾⁽⁷⁾⁽⁸⁾ ・ エコーブロッグ ⁽⁷⁾ ・ ウィンドブロッグ ⁽⁷⁾⁽⁷⁾ ・ サウンドリカバリー ・ サウンドリラックス ⁽⁷⁾⁽⁷⁾ ・ リアルイヤースウンド ⁽²⁾⁽⁷⁾⁽⁸⁾ ・ イージーRoger II ⁽²⁾⁽⁷⁾⁽⁸⁾ ・ ロジャーと指向性 ⁽²⁾⁽⁷⁾⁽⁸⁾ ・ お知らせLEDランプ ⁽⁸⁾⁽⁸⁾⁽⁸⁾	Target 5.0	2016年12月20日	2020年3月31日	2025年3月31日
														・ 01ページ ・ P3サンダルウッド ・ P4チエストナット ・ T7リアルバイホワイト	・ 01ページ ・ P3サンダルウッド ・ P4チエストナット ・ T7リアルバイホワイト
														2022年6月30日	2027年6月30日
ピロング	フォナック オーディオ B 耳かけ型	R(M/P/UP)	ブ ¥568,000 ア ¥418,000 ス ¥308,000	90 70 50	20 16 12	ウルトラズーム	オートセンス OS	・ 風の中でのことば ⁽²⁾ ・ 非常に騒がしい中での言葉 ⁽²⁾⁽⁷⁾ ・ 全方向(360°)からのことば ⁽²⁾⁽⁷⁾ ・ デュオフォン ⁽²⁾⁽⁷⁾⁽⁸⁾ ・ クイックシンク	ホイッスルブロック	ノイズブロック	・ フレックスコントロール ・ フレックスボリューム ⁽²⁾⁽⁷⁾⁽⁸⁾ ・ エコーブロッグ ⁽⁷⁾ ・ ウィンドブロッグ ⁽⁷⁾⁽⁷⁾ ・ サウンドリカバリー ・ サウンドリラックス ⁽⁷⁾⁽⁷⁾ ・ リアルイヤースウンド ・ リチャージブル	Target 5.0	2016年12月20日	2020年3月31日	2025年3月31日
														・ 01ページ ・ P3サンダルウッド ・ P4チエストナット ・ T7リアルバイホワイト	・ 01ページ ・ P3サンダルウッド ・ P4チエストナット ・ T7リアルバイホワイト
														2022年6月30日	2027年6月30日
ピロング	フォナック オーディオ B 耳かけ型	ダイレクト(M/P/UP)	ブ ¥520,000 ア ¥370,000 ス ¥270,000	90 70 50	20 16 12	ウルトラズーム	オートセンス OS	クイックシンク	ホイッスルブロック	ノイズブロック	・ フレックスコントロール ・ フレックスボリューム ⁽²⁾⁽⁷⁾⁽⁸⁾ ・ エコーブロッグ ⁽⁷⁾ ・ ウィンドブロッグ ⁽⁷⁾⁽⁷⁾ ・ サウンドリカバリー ・ サウンドリラックス ⁽⁷⁾⁽⁷⁾ ・ リアルイヤースウンド ・ リモートアプリ	Target 5.2	2018年1月18日	2019年5月31日	2024年5月31日

プラットフォーム	機種名	種類	発売時価格	クラス	ch	指向性	自動環境適応機能	両耳間通信技術	ハウリング抑制機能	騒音抑制機能	その他機能	調整ソフト	出荷開始日	販売終了日	修理対応終了日
ピロング	フォナック ホレロ B 耳かけ型	- M - P - SP	ブ ¥500,000 ア ¥350,000 ス ¥250,000 エ ¥180,000	90 70 50 30	20 16 12 8	ワルトラズーム	オートセンス OS		ホイッスルブロック	ノイズブロック	・フレックスコントロール ^(フ/ア/ス) ・フレックスボリューム ^(フ/ア/ス) ・エコブロッグ ^(フ) ・ウインドブロッグ ^(フ/ア) ・サウンドリカバ-2 ・サウンドリラックス ^(フ/ア) ・リアライザー-サウンド ^(フ/ア/ス) ・イージーRoger II ^(フ/ア/ス) ・ロジャーと指向性 ^(フ/ア/ス)	Target 5.1	2017年7月12日	2020年3月31日 ・01ベージュ ・P3サンダルウッド ・P4チエスタナット ・T7リアルバイホワイト 2022年10月31日 ^(M/SP) ・P1サンダーベージュ ・P5シャンパン ・P6シルバーグレー ・P7グラファイトグレー ・P8ベルベットブラック	2025年3月31日 ・01ベージュ ・P3サンダルウッド ・P4チエスタナット ・T7リアルバイホワイト 2027年10月29日 ^(M/SP) ・P1サンダーベージュ ・P5シャンパン ・P6シルバーグレー ・P7グラファイトグレー ・P8ベルベットブラック
			ブ ¥568,000 ア ¥418,000 ス ¥308,000	90 70 50 12	90 16 12	ワルトラズーム	オートセンス OS		ホイッスルブロック	ノイズブロック	・フレックスコントロール ・フレックスボリューム ・エコブロッグ ^(フ) ・ウインドブロッグ ^(フ/ア) ・サウンドリカバ-2 ・サウンドリラックス ^(フ/ア) ・リアライザー-サウンド	Target 5.1	2017年7月12日	2020年3月31日 ・01ベージュ ・P3サンダルウッド ・P4チエスタナット ・T7リアルバイホワイト 2022年10月31日 ・P1サンダーベージュ ・P5シャンパン ・P6シルバーグレー ・P7グラファイトグレー ・P8ベルベットブラック	2025年3月31日 ・01ベージュ ・P3サンダルウッド ・P4チエスタナット ・T7リアルバイホワイト 2027年10月29日 ・P1サンダーベージュ ・P5シャンパン ・P6シルバーグレー ・P7グラファイトグレー ・P8ベルベットブラック
ピロング	フォナック ハート B 耳あな型	チタン(M/P/SP)	ブ ¥550,000 ア ¥390,000	90 70	20 16	無指向性	オートセンス OS	クイックシンク	ホイッスルブロック	ノイズブロック	・フレックスコントロール ・フレックスボリューム ・エコブロッグ ^(フ) ・ウインドブロッグ ^(フ/ア) ・サウンドリカバ-2 ・サウンドリラックス ・ミニコントロール	Target 5.1.1	2017年7月12日	2022年10月31日	2027年10月29日
		・10 NW O(M/P/SP) ・10 O(M/P/SP) ・10(M/P/SP) ・312 NW O(M/P/SP) ・312(M/P/SP/UP) ・13(M/P/SP/UP)	ブ ¥540,000 ア ¥370,000 ス ¥280,000 エ ¥188,000	90 70 16 30	20 12 8	・ワルトラズーム ^(10/312/13) ・無指向性 ^(10 NW O/10 O/312 NW O)	オートセンス OS	・風の中でのことば ^{(フ)※2} ・非常に騒がしい中での言葉 ^(フ/ア) ・全方向(360°)からのことば ^{(フ/ア)※2} ・デュオフォン ^{(フ/ア/ス)※2} ・クイックシンク ^{※1} ^{※1} 10 NW O/312 NW Oを除く ^{※2} 10 NW O/10 O/312NW Oを除く	ホイッスルブロック	ノイズブロック	・フレックスコントロール ^(フ/ア/ス) ・フレックスボリューム ^(フ/ア/ス) ・ウインドブロッグ ^(フ/ア) ・サウンドリカバ-2 ・エコブロッグ ^(フ) ・サウンドリラックス ^(フ/ア) ・ミニコントロール ^(10 NW O)	Target 5.2	2018年1月18日	2022年2月28日 ホワイト 2022年10月31日 ^(13除く) ・ブルー ・レッド ・ベージュ ・クリア 2024年2月29日 ^(13除く) ・ブルー ・レッド ・ベージュ ・クリア	2027年10月29日 ^(13除く) ・ブルー ・レッド ・ベージュ ・クリア 2029年2月28日 ^(13除く) ・ブルー ・レッド ・ベージュ ・クリア
ピロング	フォナック ウィータス 耳かけ型	・ BTE-micro ・ BTE-P ・ BTE-UP	¥88,000	15	4	ワルトラズーム	x	x	ホイッスルブロック	ノイズブロック	Roger 使用可	Target 5.3.3	2018年5月22日		
ピロング	フォナック ウィータス+ 耳かけ型	・ RIC-312T(M/P/UP) ・ BTE-micro ・ BTE-P ・ BTE-UP	¥118,000	15	6	・ワルトラズーム ・無指向性 ^(10 NW O)	エブリディオートマッチク	クイックシンク	ホイッスルブロック	ノイズブロック	・サウンドリカバ- ・Roger 使用可	Target 5.3.3	2018年5月22日		
		・ ITE-10 NW O(M/P/SP) ・ ITE-312(M/P/SP/UP) ・ ITE-13(M/P/SP/UP)	¥128,000												
ピロング	フォナック ナイダ B-R 耳かけ型	- SP - UP	ブ ¥500,000 ア ¥350,000 ス ¥250,000 エ ¥180,000	90 70 50 30	20 16 12 8	ワルトラズーム	オートセンス OS		ホイッスルブロック	ノイズブロック	・フレックスコントロール ^(フ/ア/ス) ・フレックスボリューム ^(フ/ア/ス) ・エコブロッグ ^(フ) ・ウインドブロッグ ^(フ/ア) ・サウンドリカバ-2 ・サウンドリラックス ^(フ/ア) ・リアライザー-サウンド ^(フ/ア/ス) ・イージーRoger II ^(フ/ア/ス) ・ロジャーと指向性 ^(フ/ア/ス) ・広帯域ブースター ・拡張されたMPO [®]	Target 5.3.3	2018年8月2日	2020年3月31日 ・01ベージュ ・P3サンダルウッド ・P4チエスタナット ・T7リアルバイホワイト 2022年10月31日 ・P1サンダーベージュ ・P5シャンパン ・P6シルバーグレー ・P7グラファイトグレー ・P8ベルベットブラック	2025年3月31日 ・01ベージュ ・P3サンダルウッド ・P4チエスタナット ・T7リアルバイホワイト 2027年10月29日 ・P1サンダーベージュ ・P5シャンパン ・P6シルバーグレー ・P7グラファイトグレー ・P8ベルベットブラック
			ブ ¥568,000 ア ¥418,000 ス ¥308,000	90 70 50 12	20 16 12	ワルトラズーム	オートセンス OS		ホイッスルブロック	ノイズブロック	・フレックスコントロール ・フレックスボリューム ・エコブロッグ ^(フ) ・ウインドブロッグ ^(フ/ア) ・サウンドリカバ-2 ・サウンドリラックス ^(フ/ア) ・リアライザー-サウンド ・広帯域ブースター ・リチャーシブル ・拡張されたMPO [®]	Target 5.3.3	2018年8月2日	2020年3月31日 ・01ベージュ ・P3サンダルウッド ・P4チエスタナット ・T7リアルバイホワイト 2022年10月31日 ・P1サンダーベージュ ・P5シャンパン ・P6シルバーグレー ・P7グラファイトグレー ・P8ベルベットブラック	2025年3月31日 ・01ベージュ ・P3サンダルウッド ・P4チエスタナット ・T7リアルバイホワイト 2027年10月29日 ・P1サンダーベージュ ・P5シャンパン ・P6シルバーグレー ・P7グラファイトグレー ・P8ベルベットブラック

※ 帯域と狭帯域のMPOを別々に計算させることで、限られたダイナミックレンジを最大限に活用させるナイダ専用のMPO

プラットフォーム	機種名	種類	発売時価格	クラス	ch	指向性	自動環境適応機能	両耳間通信技術	ハウジング抑制機能	騒音抑制機能	その他機能	調整ソフト	出荷開始日	販売終了日	修理対応終了日
ピロング	フォナック スカイ B 耳かけ型	・ P ・ SP ・ UP ・ RIC(M/P/UP)	ブ ¥400,000 ア ¥280,000 ス ¥200,000 エ ¥137,000	90 70 50 30	20 16 12 8	ウルトラズーム	オートセンス スカイ OS	・ 風の中でのことば ^(フ) ・ 非常に騒がしい中での言葉 ^(ア) ・ 全方向(360°)からのことば ^(ア) ・ デュオフォン ^(ア) ・ クイックシンク	ホイッスルブロック	ノイズブロック	・ フレックスコントロール ^(フ) ・ フレックスボリューム ^(ア) ・ エコーブロック ^(フ) ・ ウィンドブロック ^(ア) ・ サウンドリカバ2 ・ サウンドリラックス ^(ア) ・ リアルイヤーサウンド ^(ア) ・ イージーRoger II ^(ア) ・ ロジャーと指向性 ^(ア) ・ お知らせLEDランプ ^(ACRC)	Target 5.3.3	2018年8月2日		下記表参照

機種名	ハウジングカラー	種類	クラス	販売終了日	修理対応終了日
フォナック スカイ B	・ 01 ベージュ	・ P ・ SP ・ UP ・ RIC	90	2020年3月31日	2025年3月31日
	・ P3 サンドルウッド		70		
	・ P4 チェストナット		50		
	・ P5 シャンパン		30		
	・ Q2 エレクトリックグリーン				
	・ T7 アルパインホワイト				
	・ P1 サンドベージュ	・ P ・ SP ・ RIC	90	2020年12月25日	2025年12月25日
	・ P6 シルバーグレー		70		
	・ P8 ベルベットブラック		50		
	・ Q3 カリビアンバイレーツ	UP	30	2023年9月29日	2028年9月29日
・ M6 ラバレット	90				
・ M7 ブルーオーシャン	70				
・ M8 マジスティーパーブル	50				
・ T3 プレシヤスピंक	30				

マーベル	フォナック オーデオ M 耳かけ型	R(S/M/P/UP)	ブ ¥550,000 ア ¥400,000 ス ¥290,000 エ ¥200,000	90 70 50 30	20 16 12 8	ウルトラズーム	オートセンス OS 3.0	・ 非常に騒がしい中での言葉 ^(ア) ・ 全方向(360°)からのことば ^(ア) ・ デュオフォン ^(ア) ・ クイックシンク	ホイッスルブロック	ノイズブロック	・ エコーブロック ^(フ) ・ ウィンドブロック ^(ア) ・ サウンドリカバ2 ・ サウンドリラックス ^(ア) ・ リアルイヤーサウンド ^(ア) ・ 多機能ボタン ・ ロジャーダイレクト ・ ロジャーと指向性 ^(ア) ・ お知らせLEDランプ ・ リチャージブル ・ オート電源オン ・ マイフォナック アプリ ・ マイフォナック ジュニアアプリ	Target 6.0	2019年6月6日		下記表参照
	フォナック オーデオ M 耳かけ型	・ 312(S/M/P/UP) ・ 312T(S/M/P/UP) ・ 13(S/M/P/UP)	ブ ¥530,000 ア ¥380,000 ス ¥270,000 エ ¥180,000	90 70 50 30	20 16 12 8	ウルトラズーム	オートセンス OS 3.0	・ 非常に騒がしい中での言葉 ^(ア) ・ 全方向(360°)からのことば ^(ア) ・ デュオフォン ^(ア) ・ クイックシンク	ホイッスルブロック	ノイズブロック	・ エコーブロック ^(フ) ・ ウィンドブロック ^(ア) ・ サウンドリカバ2 ・ サウンドリラックス ^(ア) ・ リアルイヤーサウンド ^(ア) ・ 多機能ボタン ・ ロジャーダイレクト ・ ロジャーと指向性 ^(ア) ・ マイフォナック アプリ ・ マイフォナック ジュニアアプリ	Target 6.0	2019年6月6日		下記表参照

機種名	ハウジングカラー	クラス	販売終了日	修理対応終了日
フォナック オーデオ M ・ R ・ 312 ・ 312T ・ 13	・ H0 ベージュ	90	2022年7月29日	2027年7月29日
	・ P4 チェストナット	70		
	・ P8 ベルベットブラック	50		
	・ T7 アルパインホワイト	30	2023年9月29日	2028年9月29日
	・ P1 サンドベージュ	90		
・ P3 サンドルウッド	70	50		
・ P5 シャンパン				
・ P6 シルバーグレー				
・ P7 グラファイトグレー	30			

プラットフォーム	機種名	種類	発売時価格	クラス	ch	指向性	自動環境適応機能	両耳間通信技術	ハウリング抑制機能	騒音抑制機能	その他機能	調整ソフト	出荷開始日	販売終了日	修理対応終了日
マーベル	フォナック ボレロ M 耳かけ型	PR	ブ ¥550,000 ア ¥400,000 ス ¥290,000 エ ¥200,000	90 70 50 30	20 16 12 8	ウルトラズーム	オートセンス OS 3.0		ホイスルブロック	ノイズブロック	・エコーブロッグ ^(フ) ・ウィンドブロッグ ^(ア) ・サウンドリカパー2 ・サウンドリラクセス ^(ア) ・リアライザーサウンド ^(ア) ・多機能ボタン ・ロジャーダイレクト ・ロジャーと指向性 ^(ア) ・お知らせLEDランプ ・リチャージブル ・オート電源オン ・マイフォナック アプリ ・マイフォナック ジュニアアプリ	Target 6.1	2020年1月15日	2023年7月31日	2028年7月31日
		M	ブ ¥530,000 ア ¥380,000 ス ¥270,000 エ ¥180,000	90 70 50 30	20 16 12 8	ウルトラズーム	オートセンス OS 3.0		ホイスルブロック	ノイズブロック	・エコーブロッグ ^(フ) ・ウィンドブロッグ ^(ア) ・サウンドリカパー2 ・サウンドリラクセス ^(ア) ・リアライザーサウンド ^(ア) ・多機能ボタン ・ロジャーダイレクト ・ロジャーと指向性 ^(ア) ・お知らせLEDランプ ・リチャージブル ・オート電源オン ・マイフォナック アプリ ・マイフォナック ジュニアアプリ	Target 6.1	2020年1月15日		
マーベル	フォナック パート M 耳あな型	チタン(M/P/SP)	ブ ¥575,000 ア ¥405,000	90 70	20 16	無指向性	オートセンス OS 3.0	x	ホイスルブロック	ノイズブロック	・エコーブロッグ ^(フ) ・ウィンドブロッグ ^(ア) ・サウンドリカパー2 ・サウンドリラクセス ^(ア) ・ミニコントロール	Target 6.2	2020年5月20日		
		・ 10 NW O(M/P/SP) ・ 312 NW O(M/P/SP)	ブ ¥555,000 ア ¥385,000 ス ¥295,000 エ ¥198,000	90 70 50 30	20 16 12 8	無指向性	オートセンス OS 3.0	x	ホイスルブロック	ノイズブロック	・エコーブロッグ ^(フ) ・ウィンドブロッグ ^(ア) ・サウンドリカパー2 ・サウンドリラクセス ^(ア) ・ミニコントロール ^(18 NW O)	Target 6.2	2020年5月20日	2022年2月28日 ホワイトのみ	2022年12月28日 ホワイトのみ
		312(M/P/SP/UP)	ブ ¥570,000 ア ¥400,000 ス ¥310,000 エ ¥218,000	90 70 50 30	20 16 12 8	ウルトラズーム	オートセンス OS 3.0		ホイスルブロック	ノイズブロック	・エコーブロッグ ^(フ) ・ウィンドブロッグ ^(ア) ・サウンドリカパー2 ・サウンドリラクセス ^(ア) ・ロジャーダイレクト ・ロジャーと指向性 ^(ア) ・マイフォナック アプリ	Target 6.2	2020年5月20日	2022年2月28日 ホワイトのみ	2022年12月28日 ホワイトのみ
マーベル	フォナック ナイダ M 耳かけ型	SP	ブ ¥530,000 ア ¥380,000 ス ¥270,000 エ ¥180,000	90 70 50 30	20 16 12 8	ウルトラズーム	オートセンス OS 3.0		ホイスルブロック	ノイズブロック	・エコーブロッグ ^(フ) ・ウィンドブロッグ ^(ア) ・サウンドリカパー2 ・サウンドリラクセス ^(ア) ・リアライザーサウンド ^(ア) ・多機能ボタン ・ロジャーダイレクト ・ロジャーと指向性 ^(ア) ・マイフォナック アプリ ・マイフォナック ジュニアアプリ ・広帯域ブースター ・拡張されたMPO [®]	Target 6.2	2020年10月14日		
マーベル	フォナック スカイ M 耳かけ型	・ M ・ SP	ブ ¥430,000 ア ¥310,000 ス ¥240,000 エ ¥160,000	90 70 50 30	20 16 12 8	ウルトラズーム	オートセンス スカイ OS 3.0		ホイスルブロック	ノイズブロック	・エコーブロッグ ^(フ) ・ウィンドブロッグ ^(ア) ・サウンドリカパー2 ・サウンドリラクセス ^(ア) ・リアライザーサウンド ^(ア) ・多機能ボタン ・ロジャーダイレクト ・ロジャーと指向性 ^(ア) ・お知らせLEDランプ ・マイフォナック ジュニアアプリ	Target 6.2	2020年10月14日		
		PR	ブ ¥450,000 ア ¥330,000 ス ¥260,000 エ ¥180,000	90 70 50 30	20 16 12 8	ウルトラズーム	オートセンス スカイ OS 3.0		ホイスルブロック	ノイズブロック	・エコーブロッグ ^(フ) ・ウィンドブロッグ ^(ア) ・サウンドリカパー2 ・サウンドリラクセス ^(ア) ・リアライザーサウンド ^(ア) ・多機能ボタン ・ロジャーダイレクト ・ロジャーと指向性 ^(ア) ・お知らせLEDランプ ・リチャージブル ・オート電源オン ・マイフォナック ジュニアアプリ	Target 6.2	2020年10月14日		

※ 帯域と狭帯域のMPOを別々に計算することで、限られたダイナミックレンジを最大限に活用させるナイダ専用のMPO

プラットフォーム	機種名	種類	発売時価格	クラス	ch	指向性	自動環境適応機能	両耳間通信技術	ハウリング抑制機能	騒音抑制機能	その他機能	調整ソフト	出荷開始日	販売終了日	修理対応終了日
バラダイス	フォナック オーディオ P 耳かけ型	R(S/M/P/UP)	ブ ¥568,000 ア ¥410,000 ス ¥295,000 エ ¥202,000	90 70 50 30	20 20 16 12	ウルトラズーム	オートセンス OS 4.0	・非常に騒がしい中での言葉 ^(2/1) ・全方向(360°)からのことば ^(2/1) ・デュオフォン ^(2/1) ・クイックシンク	ホイッスルブロック	ノイズブロック	・ダイナミックノイズキャンセル ⁽²⁾ ・スピーチエンハンサー ⁽²⁾ ・エコブロッグ ⁽²⁾ ・ウインドブロッグ ^(2/1) ・モーションセンサーヒアリング ^(2/1) ・サウンドリカバリー ・サウンドリラックス ^(2/1) ・リアライザーサウンド ^(2/1) ・タックコントロール ^(2/1) ・多機能ボタン ・ロジャーダイレクト ・ロジャーと指向性 ^(2/1) ・お知らせLEDランプ ・リチャージブル ・オート電源オン ・マイフォナック アプリ ・マイフォナック ジュニアアプリ	Target 7.0	2020年12月16日		
		・312(S/M/P/UP) ・13T(S/M/P/UP)	ブ ¥538,000 ア ¥382,000 ス ¥272,000 エ ¥182,000	90 70 50 30	20 20 16 12	ウルトラズーム	オートセンス OS 4.0	・非常に騒がしい中での言葉 ^(2/1) ・全方向(360°)からのことば ^(2/1) ・デュオフォン ^(2/1) ・クイックシンク	ホイッスルブロック	ノイズブロック	・ダイナミックノイズキャンセル ⁽²⁾ ・スピーチエンハンサー ⁽²⁾ ・エコブロッグ ⁽²⁾ ・ウインドブロッグ ^(2/1) ・サウンドリカバリー ・サウンドリラックス ^(2/1) ・リアライザーサウンド ^(2/1) ・タックコントロール ^(2/1) ・多機能ボタン ・ロジャーダイレクト ・ロジャーと指向性 ^(2/1) ・マイフォナック アプリ ・マイフォナック ジュニアアプリ	Target 7.0	2020年12月16日		
		RL(S/M/P/UP)	ブ ¥619,000 ア ¥453,000 ス ¥332,000 エ ¥235,000	90 70 50 30	20 20 16 12	ウルトラズーム	オートセンス OS 4.0	・非常に騒がしい中での言葉 ^(2/1) ・全方向(360°)からのことば ^(2/1) ・デュオフォン ^(2/1) ・クイックシンク	ホイッスルブロック	ノイズブロック	・ダイナミックノイズキャンセル ⁽²⁾ ・スピーチエンハンサー ⁽²⁾ ・エコブロッグ ⁽²⁾ ・ウインドブロッグ ^(2/1) ・モーションセンサーヒアリング ^(2/1) ・サウンドリカバリー ・サウンドリラックス ^(2/1) ・リアライザーサウンド ^(2/1) ・タックコントロール ^(2/1) ・多機能ボタン ・ロジャーダイレクト ・ロジャーと指向性 ^(2/1) ・完全防水(水深最大50cmまで) ・お知らせLEDランプ ・リチャージブル ・オート電源オン ・マイフォナック アプリ ・マイフォナック ジュニアアプリ	Target 7.3	2022年7月20日	2023年9月29日	2028年9月29日
バラダイス	フォナック ナイター P 耳かけ型	PR	ブ ¥568,000 ア ¥410,000 ス ¥295,000 エ ¥202,000	90 70 50 30	20 20 16 12	ウルトラズーム	オートセンス OS 4.0	・非常に騒がしい中での言葉 ^(2/1) ・全方向(360°)からのことば ^(2/1) ・デュオフォン ^(2/1) ・クイックシンク	ホイッスルブロック	ノイズブロック	・ダイナミックノイズキャンセル ⁽²⁾ ・スピーチエンハンサー ⁽²⁾ ・エコブロッグ ⁽²⁾ ・ウインドブロッグ ^(2/1) ・モーションセンサーヒアリング ^(2/1) ・サウンドリカバリー ・サウンドリラックス ^(2/1) ・リアライザーサウンド ^(2/1) ・タックコントロール ^(2/1) ・多機能ボタン ・ロジャーダイレクト ・ロジャーと指向性 ^(2/1) ・お知らせLEDランプ ・リチャージブル ・オート電源オン ・マイフォナック アプリ ・マイフォナック ジュニアアプリ	Target 7.1	2021年4月14日		
		UP	ブ ¥538,000 ア ¥382,000 ス ¥272,000 エ ¥182,000	90 70 50 30	20 20 16 12	ウルトラズーム	オートセンス OS 4.0	・非常に騒がしい中での言葉 ^(2/1) ・全方向(360°)からのことば ^(2/1) ・デュオフォン ^(2/1) ・クイックシンク	ホイッスルブロック	ノイズブロック	・ダイナミックノイズキャンセル ⁽²⁾ ・スピーチエンハンサー ⁽²⁾ ・エコブロッグ ⁽²⁾ ・ウインドブロッグ ^(2/1) ・サウンドリカバリー ・サウンドリラックス ^(2/1) ・リアライザーサウンド ^(2/1) ・多機能ボタン ・ロジャーダイレクト ・ロジャーと指向性 ^(2/1) ・マイフォナック アプリ ・マイフォナック ジュニアアプリ ・広帯域ブースター ・拡張されたMPO [®]	Target 7.1	2021年4月14日		

プラットフォーム	機種名	種類	発売時価格	クラス	ch	指向性	自動環境適応機能	両耳間通信技術	ハウリング抑制機能	騒音抑制機能	その他機能	調整ソフト	出荷開始日	販売終了日	修理対応終了日
パラダイス	フォナック パート P 耳あな型	チタン(M/P/SP)	プ ¥616,000 ア ¥434,000	90 70	20 16	無指向性	オートセンス OS 4.0	×	ホイッスルブロック	ノイズブロック	・スピーチエンハンサー ^(フ) ・エコブロック ^(フ) ・ウィンドブロック ・サウンドリカバ-2 ・サウンドリラックス ・ミニコントロール	Target 7.3	2022年7月20日		
		・ 10 NW O(M/P/SP) ・ 312 NW O(M/P/SP)	プ ¥595,000 ア ¥413,000 ス ¥316,000 エ ¥212,000	90 70 50 30	20 16 12 8	無指向性	オートセンス OS 4.0	×	ホイッスルブロック	ノイズブロック	・スピーチエンハンサー ^(フ) ・エコブロック ^(フ) ・ウィンドブロック ^(フ/ア) ・サウンドリカバ-2 ・サウンドリラックス ^(フ/ア) ・ミニコントロール ^(18 NW O)	Target 7.3	2022年7月20日		
		312(M/P/SP/UP)	プ ¥611,000 ア ¥429,000 ス ¥332,000 エ ¥233,000	90 70 50 30	20 16 12 8	ウルトラズーム	オートセンス OS 4.0	・非常に騒がしい中での言葉 ^(フ/ア) ・全方向(360°)からのことば ^(フ/ア) ・デュオフォン ^(フ/ア/ス) ・クイックシンク	ホイッスルブロック	ノイズブロック	・ダイナミックノイズキャンセリング ^(フ) ・スピーチエンハンサー ^(フ) ・エコブロック ^(フ) ・ウィンドブロック ^(フ/ア) ・サウンドリカバ-2 ・サウンドリラックス ^(フ/ア) ・ロジャーダイレクト ・ロジャーと指向性 ^(フ/ア/ス) ・マイフォナック アプリ	Target 7.3	2022年7月20日		
ルミディ	フォナック オーデオ L 耳かけ型	R(S/M/P/UP)	プ ¥645,000 ア ¥465,000 ス ¥335,000 エ ¥230,000	90 70 50 30	20 20 16 12	ウルトラズーム	オートセンス OS 5.0	・非常に騒がしい中での言葉 ^(フ/ア) ・全方向(360°)からのことば ^(フ/ア) ・デュオフォン ^(フ/ア/ス) ・クイックシンク ・ステレオズーム 2.0 ^(フ/ア) ・スピーチセンサー ^(フ)	ホイッスルブロック	ノイズブロック	・ダイナミックノイズキャンセリング ^(フ/ア) ・スピーチエンハンサー ^(フ) ・エコブロック ^(フ) ・ウィンドブロック ・モーションセンサーヒアリング ^(フ/ア/ス) ・サウンドリカバ-2 ・サウンドリラックス ^(フ/ア) ・リアライザーサウンド ^(フ/ア/ス) ・タップコントロール ^(フ/ア) ・多機能ボタン ・ロジャーダイレクト ・ロジャーと指向性 ・お知らせLEDランプ ・リチャージフル ・オート電源オン ・マイフォナック アプリ ・マイフォナック ジュニアアプリ	Target 8.0	2022年11月9日		
		RL(S/M/P/UP)	プ ¥668,000 ア ¥488,000 ス ¥358,000 エ ¥253,000	90 70 50 30	20 20 16 12	ウルトラズーム	オートセンス OS 5.0	・非常に騒がしい中での言葉 ^(フ/ア) ・全方向(360°)からのことば ^(フ/ア) ・デュオフォン ^(フ/ア/ス) ・クイックシンク ・ステレオズーム 2.0 ^(フ/ア) ・スピーチセンサー ^(フ)	ホイッスルブロック	ノイズブロック	・ダイナミックノイズキャンセリング ^(フ/ア) ・スピーチエンハンサー ^(フ) ・エコブロック ^(フ) ・ウィンドブロック ・モーションセンサーヒアリング ^(フ/ア/ス) ・サウンドリカバ-2 ・サウンドリラックス ^(フ/ア) ・リアライザーサウンド ^(フ/ア/ス) ・タップコントロール ^(フ/ア) ・多機能ボタン ・ロジャーダイレクト ・ロジャーと指向性 ・完全防水(水深最大50cmまで) ・お知らせLEDランプ ・リチャージフル ・オート電源オン ・マイフォナック アプリ ・マイフォナック ジュニアアプリ	Target 8.1	2023年9月27日 2023年6月7日	2023年9月27日 ・Q2エレクトリックグリーン ・Q3カリビアンバイレーツ ・T3アレスヤスピンク	
ルミディ	フォナック スリム L 耳かけ型	R(S/M/P)	プ ¥668,000 ア ¥488,000 ス ¥358,000 エ ¥253,000	90 70 50	20 20 16	ウルトラズーム	オートセンス OS 5.0	・非常に騒がしい中での言葉 ^(フ/ア) ・全方向(360°)からのことば ^(フ/ア) ・デュオフォン ^(フ/ア/ス) ・クイックシンク ・ステレオズーム 2.0 ^(フ/ア) ・スピーチセンサー ^(フ)	ホイッスルブロック	ノイズブロック	・ダイナミックノイズキャンセリング ^(フ/ア) ・スピーチエンハンサー ^(フ) ・エコブロック ^(フ) ・ウィンドブロック ・モーションセンサーヒアリング ^(フ/ア/ス) ・サウンドリカバ-2 ・サウンドリラックス ^(フ/ア) ・リアライザーサウンド ^(フ/ア/ス) ・タップコントロール ^(フ/ア) ・多機能ボタン ・ロジャーダイレクト ・ロジャーと指向性 ・お知らせLEDランプ ・リチャージフル ・オート電源オン ・マイフォナック アプリ	Target 8.1	2023年6月7日		
			エ ¥253,000	30	12						Target 9.0	2023年9月27日			

プラットフォーム	機種名	種類	発売時価格	クラス	ch	指向性	自動環境適応機能	両耳間通信技術	ハウリング抑制機能	騒音抑制機能	その他機能	調整ソフト	出荷開始日	販売終了日	修理対応終了日
ルミディ	フォナック サイドL 耳かけ型	PR	ブ ¥645,000 ア ¥465,000 ス ¥335,000 エ ¥230,000	90 70 50 30	20 20 16 12	ウルトラズーム	オートセンス OS 5.0		ホイッスルブロック	ノイズブロック	・ダイナミックノイズキャンセル ^(フ) ・スピーチエンハンサー ^(ア) ・エコブロック ^(ス) ・ウィンドブロック ・モーションセンサーヒ어링 ^(エ) ・サウンドリカバ2 ・サウンドリラックス ^(フ) ・リアライザーサウンド ^(エ) ・タップコントロール ^(フ) ・多機能ボタン ・ロジャーダイレクト ・ロジャーと指向性 ・お知らせLEDランプ ・リチャージブル ・オート電源オン ・マイフォナック アプリ ・マイフォナック ジュニアアプリ	Target 9.0	2023年9月27日		
		UP	ブ ¥624,000 ア ¥444,000 ス ¥314,000 エ ¥209,000	90 70 50 30	20 20 16 12	ウルトラズーム	オートセンス OS 5.0		ホイッスルブロック	ノイズブロック	・ダイナミックノイズキャンセル ^(フ) ・スピーチエンハンサー ^(ア) ・エコブロック ^(ス) ・ウィンドブロック ・サウンドリカバ2 ・サウンドリラックス ^(フ) ・リアライザーサウンド ^(エ) ・多機能ボタン ・ロジャーダイレクト ・ロジャーと指向性 ・広帯域ブースター ・マイフォナック アプリ ・マイフォナック ジュニアアプリ	Target 9.0	2023年9月27日		
ルミディ	フォナック スカイL 耳かけ型	PR	ブ ¥549,000 ア ¥396,000 ス ¥285,000 エ ¥196,000	90 70 50 30	20 20 16 12	ウルトラズーム	オートセンス スカイ OS 5.0		ホイッスルブロック	ノイズブロック	・ダイナミックノイズキャンセル ^(フ) ・スピーチエンハンサー ^(ア) ・エコブロック ^(ス) ・ウィンドブロック ・モーションセンサーヒ어링 ^(エ) ・サウンドリカバ2 ・サウンドリラックス ^(フ) ・リアライザーサウンド ^(エ) ・タップコントロール ^(フ) ・多機能ボタン ・ロジャーダイレクト ・ロジャーと指向性 ・お知らせLEDランプ ・リチャージブル ・オート電源オン ・マイフォナック ジュニアアプリ	Target 9.0	2023年9月27日		
		UP	ブ ¥528,000 ア ¥375,000 ス ¥264,000 エ ¥175,000	90 70 50 30	20 20 16 12	ウルトラズーム	オートセンス スカイ OS 5.0		ホイッスルブロック	ノイズブロック	・ダイナミックノイズキャンセル ^(フ) ・スピーチエンハンサー ^(ア) ・エコブロック ^(ス) ・ウィンドブロック ・サウンドリカバ2 ・サウンドリラックス ^(フ) ・リアライザーサウンド ^(エ) ・多機能ボタン ・ロジャーダイレクト ・ロジャーと指向性 ・お知らせLEDランプ ・マイフォナック ジュニアアプリ	Target 9.0	2023年9月27日		