



# Phonak Slim™ L-R

# テクニカルデータ

## フォナック スリム L-R


## (L90/L70/L50/L30)

JIS C 5512:2015 (2cm<sup>3</sup>カプラで測定) による公称値

### 2cm<sup>3</sup> カプラ 周波数レスポンス


S レシーバ

#### 90dB入力最大出力音圧レベル



帯域幅	f1 < 200 Hz f2 > 5000 Hz
規準利得 (RTG)	29 dB

#### 最大音響利得



全高調波ひずみ (最大許容値)	500Hz	1.5 + 3 % 以下
	800Hz	2.0 + 3 % 以下
	1600Hz	2.0 + 3 % 以下
使用電池	リチウムイオン二次電池	
期待動作時間*	18 時間	
等価入力雑音レベル	19 + 3 dB 以下	


#### 耳鳴マスカ機能使用時

最大出力音圧レベル (ピーク値)	67 + 5 dB 以下
広帯域最大出力音圧レベル	79 ± 5 dB

### 2cm<sup>3</sup> カプラ 周波数レスポンス


M レシーバ

#### 90dB入力最大出力音圧レベル



帯域幅	f1 < 200 Hz f2 > 5000 Hz
規準利得 (RTG)	34 dB

#### 最大音響利得



全高調波ひずみ (最大許容値)	500Hz	1.5 + 3 % 以下
	800Hz	2.0 + 3 % 以下
	1600Hz	2.0 + 3 % 以下
使用電池	リチウムイオン二次電池	
期待動作時間*	18 時間	
等価入力雑音レベル	19 + 3 dB 以下	

#### 耳鳴マスカ機能使用時

最大出力音圧レベル (ピーク値)	67 + 5 dB 以下
広帯域最大出力音圧レベル	84 ± 5 dB



※ 期待動作時間は自社規定の測定値からの参考値です。実際の動作時間は、使用環境や聴力レベル、ワイヤレス機能の使用、電池の使用経過年月により変化します。





# Phonak Slim™ L-R

テクニカルデータ

## フォナック スリム L-R


L90/L70/L50/L30

JIS C 5512:2015 (2cm<sup>3</sup>カプラで測定) による公称値

### 2cm<sup>3</sup> カプラ 周波数レスポンス


P レシーバ

#### 90dB入力最大出力音圧レベル



帯域幅	f1 < 200 Hz f2 > 5000 Hz
規準利得 (RTG)	43 dB

#### 最大音響利得



全高調波ひずみ (最大許容値)	500Hz	1.0 + 3 % 以下
	800Hz	1.5 + 3 % 以下
	1600Hz	1.0 + 3 % 以下
使用電池	リチウムイオン二次電池	
期待動作時間*	18 時間	
等価入力雑音レベル	19 + 3 dB 以下	

#### 耳鳴マスカ機能使用時

最大出力音圧レベル (ピーク値)	67 + 5 dB 以下
広帯域最大出力音圧レベル	89 ± 5 dB



※ 期待動作時間は自社規定の測定値からの参考値です。実際の動作時間は、使用環境や聴力レベル、ワイヤレス機能の使用、電池の使用経過年月により変化します。

**PHONAK**  
life is on