

# フォナック スリムチャージャー



## テクニカルデータ

サイズ (奥行 x 幅 x 縦)	75 x 75 x 34 mm
重さ	53 g
カラー	シャンパンゴールド
動作可能温度	+5°C~+40°C
輸送・保管温度	-20°C~+60°C
輸送時における湿度	最大 70% (結露しないこと)
保管時における湿度	最大 70% (結露しないこと)
使用時における湿度	最大 85% (結露しないこと)
使用時における気圧	500hPa~1060hPa
輸送・保管時における気圧	500hPa~1060hPa
同梱品	AC アダプタ USB-C ケーブル(充電専用)
外部インターフェース	USB-C ポート
入力	タイプ: DC、安定化 5V±10% 最大電流: 1A



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28  
CH-8712 Stäfa · Switzerland  
www.phonak.com

A Sonova brand

**PHONAK**  
life is on