

충전기 호환성 가이드 (2023.11)



	포낙 슬림 충전기	포낙 충전기 이즈(Ease)	포낙 라이프 충전기	포낙 충전 케이스 콤비 & 파워팩	포낙 충전기 콤비 BTE	
특징	슬림L 전용 충전기	오데오L 전용 충전기	라이프 전용 충전기	충전 & 건조 동시 가능 (드라이 캡슐 삽입)	BTE 전용 충전기	
보청기 호환성	슬림 L-R	오데오 L-R	오데오 L-RL 오데오 P-RL	오데오 P-R 오데오 P-R Fit 크로스 P-R 오데오 M-R	나이다 P-PR 스카이 M-PR	
충전 방식*	접촉식 (galvanic) 이나, 자석이 내장되어 손쉽게 사용	접촉식 (galvanic) 이나, 자석이 내장되어 손쉽게 사용	유도식 (inductive)	접촉식 (galvanic)	접촉식 (galvanic)	
충전기 USB 케이블	USB-C	USB-C	USB-C	micro-USB	micro-USB	
자동 ON/OFF 보청기 삽입 및 제거 시 보청기 전원 자동 켜짐/꺼짐	●	●	●	●	●	
보조 배터리	-	-	-	파워팩 사용 시 양쪽 보청기 7번 충전 가능	-	
규격	크기 : 길이 x 너비 x 높이	75 X 75 X 34 mm	69 X 40 X 58 mm	94 X 51 X 62 mm	<ul style="list-style-type: none"> 포낙 충전 케이스 콤비 : 101 X 76 X 49 mm 파워팩: 84.8 X 59 X 22 mm 	101 X 76 X 49 mm
	무게	53g	52g	145g	<ul style="list-style-type: none"> 포낙 충전 케이스 콤비: 90g 파워팩: 37g 	90g

* 충전 방식
 - 접촉식 (galvanic): 충전기 단자와 보청기 단자가 접촉하여 충전되는 방식
 - 유도식 (inductive): 단자 없이 자기유도식으로 충전되는 방식

* 단종된 충전기(구입 불가)



		포낙 충전 케이스 고(Go)	포낙 미니 충전 케이스	포낙 충전 케이스 BTE/RIC
보청기 호환성		오데오 L-RL 오데오 P-RL	오데오 P-R 오데오 M-R	나이다 P-PR 스카이 M-PR 오데오 P-R 오데오 M-R
충전 방식*		유도식(inductive)	접촉식(galvanic)	접촉식(galvanic)
충전기 USB 케이블		USB-C	USB-C	USB-C
자동 ON/OFF 보청기 삽입 및 제거 시 보청기 전원 자동 켜짐/꺼짐		●	●	●
보조 배터리		충전기에 보조 배터리 내장 전원 케이블이 없어도 양쪽 보청기 3번 충전 가능	-	-
규격	크기 :길이x너비x높이	94 X 51 X 62 mm	65 X 42 X 47 mm	95 X 61 X 73 mm
	무게	145g	33g	103g
특징		라이프 전용 충전기 충전기에 상태표시등(보조배터리 잔여량 표시) 있음	오픈형 전용 충전기로 작은 사이즈가 특징	귀걸이형, 오픈형 보청기 모두 호환 가능

* 충전 방식
- 접촉식(galvanic): 충전기 단자와 보청기 단자가 접촉하여 충전되는 방식
- 유도식(inductive): 단자 없이 자기유도식으로 충전되는 방식