

Phonak Audéo™ L.

포낙 오데오 L 제품 정보

Love at first sound

자세한 정보는 다음 사이트를 참고하시기 바랍니다: www.phonakpro.com



제품 상세 정보



Audéo L-R
L90/L70/L50/L30



Audéo L-RL
L90/L70/L50/L30

멀티-기능 버튼		•	•
텔레코일			
블루투스®		•	•
나노 코팅된 하우징		•	•
IP 등급		IP68 ¹	IP68 ¹
규격	세로x너비x가로	27.7 x 12 x 8.1 mm	29.5 x 12.9 x 9 mm
	무게	2.2 g	2.8 g
충전 시간 ²	0% ~ 100%	3 시간	3 시간
	0% ~ 80%	1.5 시간	2 시간
	30분 피팅	15 분	20 분
S 리시버			
최대 출력 (dB SPL)	2 cc coupler	111	111
최대 이득 (dB)	2 cc coupler	47	47
주파수 범위 (Hz)		<100 - >8000	<100 - >8000
M 리시버			
최대 출력 (dB SPL)	2 cc coupler	114	114
최대 이득 (dB)	2 cc coupler	51	51
주파수 범위 (Hz)		<100 - >8000	<100 - >8000
MAV 리시버			
최대 출력 (dB SPL)	2 cc coupler	119	119
최대 이득 (dB)	2 cc coupler	50	50
주파수 범위 (Hz)		<100 - >8000	<100 - >8000
P 리시버			
최대 출력 (dB SPL)	2 cc coupler	122	122
최대 이득 (dB)	2 cc coupler	59	59
주파수 범위 (Hz)		<100 - 6300	<100 - 6300
UP 리시버			
최대 출력 (dB SPL)	2 cc coupler	132	132
최대 이득 (dB)	2 cc coupler	71	71
주파수 범위 (Hz)		<100 - 6100	<100 - 6100

하우징 색상



P1
샌드 베이지



HO
베이지



P3
샌달 우드



P4
체스트넛



P5
샴페인



P6
실버 그레이



P7
그래파이트 그레이



P8
벨벳 블랙

1 IP68은 방진 방수 등급으로, IEC60529에 따라 먼지 챔버에서 8시간, 1m의 수압에서 60분을 견디는 것을 의미합니다.
2 배터리 충전 시간은 배터리 잔량 및 수명에 따라 상이하지만, 최대 3시간을 초과하지 않습니다.

제품 기능표

오토센스 OS™ 5.0	프리미엄 L90	어드밴스드 L70	스탠다드 L50	에센셜 L30
반향음 환경	•			
차 안에서의 대화 환경	•			
큰 소음 속 어음 환경	•			
음악 환경	•	•		
소음 환경	•	•	•	
소음 속 어음 환경	•	•	•	•
조용한 환경	•	•	•	•
스트리밍-어음+마이크	•	•	•	•
스트리밍-음악+마이크	•	•	•	•
추가 프로그램				
추가 가능한 프로그램 수	4	4	4	4
반향음 환경	•			
큰 소음 속 어음 환경	•	•		
스피치 인 360°	•	•		
소음 속 어음 환경	•	•	•	•
조용한 환경	•	•	•	•
소음 환경	•	•	•	•
음악 환경	•	•	•	•
음향 전화	•	•	•	•
사용자 프로그램	•	•	•	•
스트리밍 프로그램				
RogerDirect + 마이크	•	•	•	•
PartnerMic + 마이크	•	•	•	•
블루투스® 전화 통화 + 마이크	•	•	•	•

기능	프리미엄 L90	어드밴스드 L70	스탠다드 L50	에센셜 L30
채널	20	20	16	12
스피치센서	•			
어음 향상	•			
스테레오줌 2.0	•	•		
다이나믹 소음 제거	•	•		
모션 센서 히어링	•	•	•	
로저 다이렉트™	•	•	•	•
로저와 방향성	•	•	•	•
울트라줌	•	•	•	•
에코블럭	•			
탭 컨트롤(더블 탭)				
- 음성 인식 : Siri/구글 어시스턴트	•	•		
- 스트리밍 일시중지/재시작	•	•		
- 전화 수신/종료	•	•		
사운드릴렉스	•	•		
듀오폰	•	•	•	
리얼 이어 사운드	•	•	•	
건강 기능	•	•	•	•
윈드블럭	•	•	•	•
사용자 선호 조절	•	•	•	•
이명 적응용 잠음발생기	•	•	•	•
자동 적응 관리자	•	•	•	•
환경음 조절	•	•	•	•
사운드리커버2	•	•	•	•
휘슬블럭	•	•	•	•
노이즈블럭	•	•	•	•
퀵싱크	•	•	•	•
AOV 벤트	•	•	•	•


스마트스피치™ 테크놀로지

피팅

	Audéo L-R	Audéo L-RL
Phonak Target	8.0 이상	8.0 이상
Noahlink Wireless	•	•

음향 변수

길이	S 리시버	M 리시버	MAV 리시버	P 리시버	UP 리시버
4가지 길이(0, 1, 2, 3), 좌/우 선택 가능	•	•	•	•	•
돔					
캡돔(Cap dome)	•	•		•	
오픈돔(Open dome)	•	•		•	
벤티드돔(Vented dome)	•	•		•	
파워돔(Power dome)	•	•		•	
슬림팁					
아크릴	•	•		•	
티타늄 슬림팁 AV			•		
유니버설 슬림팁 AV			•		
cShell					
아크릴	•	•		•	•
피팅 범위					



스마트스피치™ 테크놀로지

스마트스피치는 다양한 청취 환경에서 말소리 이해를 향상시키고 청취 노력을 줄여주는 포낙의 기술입니다¹. 여기에는 어음 향상, 다이내믹 소음 제거, 모션 센서 히어링 등이 포함되며, 오데오 루미티에는 스테레오줌 2.0과 스피치센서 기능이 새롭게 추가되었습니다.

포낙 오데오 L Trial™

오데오 L Trial 보청기는 고객의 요구사항에 맞게 설정하여 사용 가능합니다. Trial 보청기는 고객의 첫 방문 시 시연할 수 있으며, 수리로 인한 불편함을 해소할 수 있습니다.

¹ Appleton, J. (2020) AutoSense OS 4.0 - significantly less listening effort and preferred for speech intelligibility. Phonak Field Study News retrieved from www.phonakpro.com/evidence, accessed February, 2022. Latzel, M. & Hobi, S. (2022) Receiver with mechanical vent provides benefit of open and closed acoustics for better speech understanding in noise and naturalness of own voice perception. Phonak Field Study News in preparation. Expected mid of 2022. Thibodeau L. M. (2020) Benefits in Speech Recognition in Noise with Remote Wireless Microphones in Group Settings. Journal of the American Academy of Audiology, 31 (6), 404 - 411.

포낙 오데오 L 충전기 옵션



포낙 충전기 이즈(Ease)

포낙 충전기 이즈는 오데오 루미티 전용 충전기로 C타입의 USB 케이블을 사용합니다. 충전 내부 공간에 자석이 있어 보청기를 간편하게 삽입 및 제거할 수 있는 충전기입니다.



포낙 라이프 충전기

포낙 라이프 충전기는 오데오 라이프 전용 충전기로 C타입의 USB 케이블을 사용합니다. 충전 단자가 없는 유도식 충전 방식을 사용하여 간편하게 삽입 및 제거할 수 있습니다.

포낙 오데오 L 블루투스® 버전

다이렉트전화/오디오스트리밍

블루투스® 4.2 무선 기술 및 블루투스가 탑재된 대부분의 휴대전화

블루투스® 표기 및 로고는 Bluetooth SIG, Inc.의 상표입니다.

무선 통신 포트폴리오

	Audéo L-R L90/L70/L50/L30	Audéo L-RL L90/L70/L50/L30
무선 액세스서리		
TV 커넥터	•	•
파트너마이크	•	•
리모트컨트롤	•	•
로저		
로저 다이렉트™	•	•
앱		
마이포낙	•	•

life is on

포낙은, 다양한 환경, 상황, 사용자의 난청정도, 연령, 성별에 상관없이
모든 사람들이 잘 듣고 제약 없는 삶을 사는 세상을 위해 노력하고 있습니다.

www.phonak.com



027-0667-02/V3.00/2022-08/na © 2022 Sonova AG All rights reserved

Phonak Slim™

포낙 슬림 L 제품 정보

Love at first sound

자세한 정보는 다음 사이트를 참고하시기 바랍니다: www.phonakpro.com





제품 상세 정보



Slim L-R
L90/L70/L50/L30/Trial

멀티-기능 버튼		•
텔레코일		
블루투스®		•
나노 코팅된 하우징		•
IP 등급		IP68 ¹
충전 시간 ²	0% ~ 100%	3 시간
	30분 피팅	15 분

S Receiver

최대 출력 (dB SPL)	2 cc coupler	111
최대 이득 (dB)	2 cc coupler	47
주파수 범위 (Hz)		<100 - >8000

M Receiver

최대 출력 (dB SPL)	2 cc coupler	114
최대 이득 (dB)	2 cc coupler	51
주파수 범위 (Hz)		<100 - >8000

MAV Receiver

최대 출력 (dB SPL)	2 cc coupler	119
최대 이득 (dB)	2 cc coupler	50
주파수 범위 (Hz)		<100 - >8000

P Receiver

최대 출력 (dB SPL)	2 cc coupler	122
최대 이득 (dB)	2 cc coupler	59
주파수 범위 (Hz)		<100 - 6300

하우징 색상



2A
실버/블랙



3A
그래파이트/블랙



4A
카퍼/블랙



6A
샌달우드/블랙

¹ IP68은 보청기의 방진 방수 등급을 의미하며, IEC60529 기준에 따라 먼지 챔버에서 8시간, 1m의 수압에서 60분을 견디는 것을 의미합니다.
² 실제 충전 시간은 배터리의 수명에 따라 달라지지만, 3시간을 초과하지는 않습니다.



제품 기능표

오토센스 OS™ 5.0	프리미엄 L90	어드밴스드 L70	스탠다드 L50	에센셜 L30
반향음 환경	•			
차 안에서의 대화 환경	•			
큰 소음 속 어음 환경	•			
음악 환경	•	•		
소음 환경	•	•	•	
소음 속 어음 환경	•	•	•	•
조용한 환경	•	•	•	•
스트리밍-어음+마이크	•	•	•	•
스트리밍-음악+마이크	•	•	•	•
추가 프로그램				
추가 가능한 프로그램 수	4	4	4	4
반향음 환경	•			
큰 소음 속 어음 환경	•	•		
스피치 인 360°	•	•		
음악 환경	•	•	•	•
소음 환경	•	•	•	•
소음 속 어음 환경	•	•	•	•
조용한 환경	•	•	•	•
음향 전화	•	•	•	•
사용자 프로그램	•	•	•	•
스트리밍 프로그램				
RogerDirect + mic	•	•	•	•
PartnerMic + mic	•	•	•	•
블루투스 전화 통화 + mic	•	•	•	•

기능	프리미엄 L90	어드밴스드 L70	스탠다드 L50	에센셜 L30
채널	20	20	16	12
스피치센서	•			
어음 향상	•			
스테레오줌 2.0	•	•		
다이내믹 소음 제거	•	•		
모션 센서 히어링	•	•	•	
MAV(액티브벤트 리시버)	•	•	•	•
로저 다이렉트™	•	•	•	•
로저와 방향성	•	•	•	•
에코블럭	•			
탭 컨트롤(더블 탭)				
- 시리/빅스비/구글 어시스턴트	•	•		
- 스트리밍 일시정지/재시작	•	•		
- 전화 수신/종료	•	•		
사운드릴렉스	•	•		
듀오폰	•	•	•	
리얼 이어 사운드	•	•	•	
울트라줌	•	•	•	•
건강 기능	•	•	•	•
윈드블럭	•	•	•	•
사용자 선호 조절	•	•	•	•
이명 적응용 잡음발생기	•	•	•	•
자동 적응 관리자	•	•	•	•
환경음 조절	•	•	•	•
사운드리커버2	•	•	•	•
휘슬블럭	•	•	•	•
노이즈블럭	•	•	•	•
퀵싱크	•	•	•	•
AOV(자동 최적 음향 벤트)	•	•	•	•

스마트스피치™ 테크놀로지

피팅

	Slim L-R
Phonak Target	8.1 이상
Noahlink Wireless	•



음향 변수

길이

4종류의 길이(0, 1, 2, 3)로 좌/우 선택 가능

돔

캡돔

오픈돔 3가지 사이즈 (S, M, L)

벤티드돔 3가지 사이즈 (S, M, L)

파워돔 3가지 사이즈 (S, M, L)

슬림팁





아크릴

티타늄 슬림팁 AV

유니버설 슬림팁 AV 4가지 형태 (A,B,C,D)

피팅 범위

	S Receiver	M Receiver	MAV Receiver	P Receiver
길이	•	•	•	•
캡돔	•	•		•
오픈돔	•	•		•
벤티드돔	•	•		•
파워돔	•	•		•
슬림팁				
아크릴	•	•		•
티타늄 슬림팁 AV			•	
유니버설 슬림팁 AV			•	



슬림 L 충전기



포낙 슬림 충전기

포낙 슬림의 전용 충전기로 자석이 내장되어 있어 보청기를 간편하게 삽입 및 제거할 수 있습니다. 한 손에 들어오는 컴팩트한 디자인이 특징이며 USB-C 케이블을 사용합니다.



슬림 L 블루투스® 버전

다이렉트 전화/오디오 스트리밍

블루투스® 4.2 무선 기술 및 블루투스가 탑재된 대부분의 휴대전화

블루투스® 문자 상표 및 로고는 Bluetooth SIG, Inc. 소유의 등록상표이며, Sonova AG의 모든 해당 상표 사용은 라이선스 계약에 따릅니다.

무선 통신 포트폴리오

		Slim L-R L90/L70/L50/L30/Trial
무선 액세서리	TV 커넥터	•
	파트너마이크	•
	리모트컨트롤	•
로저	로저 다이렉트™	•
앱	마이포낙	•



life is on

포낙은 다양한 환경, 상황, 사용자의 난청 정도, 연령, 성별에 상관없이 모든 사람들이 잘 듣고 제약 없는 삶을 사는 세상을 위해 노력하고 있습니다.

www.phonak.com



027-0633-02/V4.00/2023-02/na © 2023 Sonova AG All rights reserved

Phonak Naída™ L ●

포낙 나이다 L 제품 정보

Love at first sound

자세한 정보는 다음 사이트를 참고하시기 바랍니다: www.phonakpro.com



제품 상세 정보



Naída L-PR
Naída L-PR Trial
L90/L70/L50/L30




Naída L-UP
Naída L-UP Trial
L90/L70/L50/L30


배터리		충전식	675
텔레코일			•
크로스 L 호환성		•	
블루투스®		•	•
나노 코팅된 하우징		•	•
IP 등급		IP68 ¹	IP68 ¹
규격	세로 x 너비 x 가로	36.7 x 16.4 x 8.5 mm	42.6 x 18.8 x 8.6 mm
	무게	3.68 g	4.60 g
충전 시간 ²	0% ~ 100%	3 시간	
	0% ~ 80%	1.5 시간	
	30분 피팅	10 분	

		HE11 680*	SlimTube 4.0	HE11*	HE11 680*
최대 출력 (dB SPL)	2 cc coupler	130	129	141	134
최대 이득 (dB)	2 cc coupler	68	69	84	78
주파수 범위 (Hz)		< 100 - > 5700	< 100 - > 7100	< 100 - > 4700	< 100 - > 4700
소비 전류 (mA)				3.3	2.8

피팅 범위



경도~중고도 난청



고도~심도 난청

■ SlimTube 4.0
■ HE11 680*

* HE11 680: 댐퍼 있음 / HE11: 댐퍼 없음

하우징 색상



H0
베이지



P1
샌드 베이지



P3
샌달우드



P4
체스트넛



P5
삼페인



P6
실버 그레이



P7
그라파이트 그레이



P8
벨벳 블랙

¹ IP68은 보청기의 방진 방수 등급을 의미하며, IEC60529 기준에 따라 먼지 챔버에서 8시간, 1m의 수압에서 60분을 견디는 것을 의미합니다.
² 실제 충전 시간은 배터리의 수명에 따라 달라지며, 온도의 영향을 받을 수 있습니다.

블루투스® 문자 상표 및 로고는 Bluetooth SIG, Inc. 소유의 등록상표이며, Sonova AG의 모든 해당 상표 사용은 라이선스 계약에 따릅니다.

제품 기능표

오토센스 OS™ 5.0	프리미엄 L90	어드밴스드 L70	스탠다드 L50	에센셜 L30
반향음 환경	•			
차 안에서의 대화 환경	•			
큰 소음 속 어음 환경	•			
음악 환경	•	•		
소음 환경	•	•	•	
소음 속 어음 환경	•	•	•	•
조용한 환경	•	•	•	•
스트리밍-어음+마이크	•	•	•	•
스트리밍-음악+마이크	•	•	•	•
추가 프로그램				
추가 가능한 프로그램 수	4	4	4	4
반향음 환경	•			
큰 소음 속 어음 환경	•	•		
스피치 인 360°	•	•		
음악 환경	•	•	•	•
소음 환경	•	•	•	•
소음 속 어음 환경	•	•	•	•
조용한 환경	•	•	•	•
음향 전화	•	•	•	•
사용자 프로그램	•	•	•	•
T-coil ± mic로 전화 통화 ¹	•	•	•	•
Public T-coil ± mic ¹	•	•	•	•

스트리밍 프로그램

RogerDirect + mic	•	•	•	•
PartnerMic™ + mic	•	•	•	•
블루투스® 전화 통화 + mic	•	•	•	•

1 나이다 L-UP만 가능
2 나이다 L-PR만 가능
3 마이포닉 앱으로 가능

스마트스피치 테크놀로지

기능	프리미엄 L90	어드밴스드 L70	스탠다드 L50	에센셜 L30
채널	20	20	16	12
스피치센서	•			
어음 향상	•			
스테레오줌 2.0	•	•		
다이나믹 소음 제거	•	•		
모션 센서 히어링 ²	•	•	•	
로저 다이렉트™	•	•	•	•
로저™와 방향성	•	•	•	•
에코블럭	•			
탭 컨트롤(더블 탭) ²				
- 시리/빅스비/구글 어시스턴트	•	•		
- 스트리밍 일시정지/재시작	•	•		
- 전화 수신/종료	•	•		
사운드릴렉스	•	•		
듀오폰	•	•	•	
리얼 이어 사운드	•	•	•	
울트라 줌	•	•	•	•
브로드밴드 부스터 ¹	•	•	•	•
건강 기능 ^{2,3}	•	•	•	•
윈드블럭	•	•	•	•
사용자 선호 조절	•	•	•	•
이명 적응용 잡음발생기 ²	•	•	•	•
자동 적응 관리자	•	•	•	•
환경음 조절	•	•	•	•
사운드리커버2	•	•	•	•
휘슬블럭	•	•	•	•
노이즈블럭	•	•	•	•
퀵싱크	•	•	•	•
AOV(자동 최적음향 벤트)	•	•	•	•

피팅

	Naída L-PR Naída L-PR Trial L90/L70/L50/L30	Naída L-UP Naída L-UP Trial L90/L70/L50/L30
Phonak Target	9.0 이상	9.0 이상
Noahlink Wireless / Noahlink Wireless 2	•	•
NOAHLink		•
HI-PRO, HI-PRO 2		•

음향 변수

			Naída L-PR Naída L-PR Trial L90/L70/L50/L30	Naída L-UP Naída L-UP Trial L90/L70/L50/L30
음향 출력	후크	댐퍼가 있는 (HE11 680) 투명 색상	•	•
		댐퍼가 없는 (HE11) 투명 색상		•
	슬림튜브 4.0	5종류의 길이(00,0,1,2,3)로 좌/우 선택 가능	•	
슬림튜브용 이어피스	돔	캡돔	•	
		오픈돔	•	
		벤티드돔	•	
		파워돔	•	
		슬림팁	아크릴	•
후크용 이어피스	이어몰드		•	

나이다 L Trial

나이다 L Trial 보청기는 고객의 요구사항에 따라 보청기 등급을 설정할 수 있습니다. 고객의 첫 방문 시 시연용으로 활용할 수 있으며, 기존 보청기가 수리 중일 경우 대여 제품으로 사용할 수 있습니다. 또한 나이다 L Trial 보청기에는 로저 수신기가 설치되어 있어 다양한 로저 송신기와 연결하여 시연 가능합니다.

나이다 L-PR 충전기

포낙 충전기 콤비 BTE / 포낙 충전기 콤비 BTE 2

나이다 L-PR은 루미티의 모든 기능을 탑재하고 있는 충전형 보청기입니다.
고객은 스트리밍*을 포함하여 하루 종일 청취할 수 있습니다.

* 보청기(오토센스 OS) 단독 사용 시 최대 24시간 사용 가능하며,
오디오 스트리밍 사용 시 8시간의 스트리밍을 포함하여 최대 16시간 사용이 가능합니다.
(스트리밍: 블루투스 4시간, TV커넥터 4시간)
단, 배터리 사용 시간은 보청기 착용자의 난청 정도, 피팅 상태, 착용 환경 등에 따라 차이가 있을 수 있습니다.



나이다 L 블루투스® 버전

다이렉트 전화/오디오 스트리밍 블루투스 4.2 무선 기술 및 블루투스가 탑재된 대부분의 휴대전화

휴대전화 호환성은 <https://www.phonak.com/kr/ko/support/제품-지원/compatibility.html> 에서 확인 가능합니다.
(포낙 보청기 홈페이지 → 고객센터 → 호환성)

무선 통신 포트폴리오

	Naída L-PR Naída L-PR Trial L90/L70/L50/L30	Naída L-UP Naída L-UP Trial L90/L70/L50/L30
무선 액세스리		
TV 커넥터	•	•
파트너마이크	•	•
리모트컨트롤	•	•
로저		
로저 송신기	•	•
앱		
마이포낙	•	•
마이포낙 주니어	•	•

life is on

포낙은 다양한 환경, 상황, 사용자의 난청 정도, 연령, 성별에 상관없이 모든 사람들이 잘 듣고 제약 없는 삶을 사는 세상을 위해 노력하고 있습니다.

www.phonak.com



027-0699-02/V1.00/2023-06/ha © 2023 Sonova AG All rights reserved

Phonak Sky™ L.

포낙 스카이 L 제품 정보

Love at first sound

자세한 정보는 다음 사이트를 참고하시기 바랍니다: www.phonakpro.com



제품 상세 정보



Sky L-PR
Sky L-PR Trial
L90/L70/L50/L30




Sky L-UP
Sky L-UP Trial
L90/L70/L50/L30


배터리		충전식		675	
유소아 상태표시등		•		•	
텔레코일				•	
크로스 L 호환성		•			
블루투스®1		•		•	
나노 코팅된 하우징		•		•	
IP 등급		IP68 ²		IP68 ²	
규격	세로x너비x가로	36.7 x 16.4 x 8.5 mm		42.6 x 18.8 x 8.6 mm	
	무게	3.68 g		4.60 g	
충전 시간 ³	0% ~ 100%	3 시간			
	0% ~ 80%	1.5 시간			
	30분 피팅	10 분			
		HE11 680*	SlimTube 4.0	HE11*	HE11 680*
최대 출력 (dB SPL)	2 cc coupler	130	129	141	134
최대 이득 (dB)	2 cc coupler	68	69	84	78
주파수 범위 (Hz)		< 100 - > 5700	< 100 - > 7100	< 100 - > 4700	< 100 - > 4700
소비 전류 (mA)				3.3	2.8

피팅 범위

- DSL (아동) 피팅 범위
- APD/NAL 피팅 범위



경도~중고도 난청



고도~심도 난청

* HE11 680: 댐퍼 있음 / HE11: 댐퍼 없음

1 블루투스® 문자 상표 및 로고는 Bluetooth SIG, Inc. 소유의 등록상표이며, Sonova AG의 모든 해당 상표 사용은 라이선스 계약에 따릅니다.
2 IP68은 보청기의 방진 방수 등급을 의미하며, IEC60529 기준에 따라 먼지 챔버에서 8시간, 1m의 수압에서 60분을 견디는 것을 의미합니다.
3 실제 충전 시간은 배터리의 수명에 따라 달라지며, 온도의 영향을 받을 수 있습니다.

제품 기능표

오토센스 스카이 OS 5.0	프리미엄 L90	어드밴스드 L70	스탠다드 L50	에센셜 L30
반향음 환경	•			
차 안에서의 대화 환경	•			
큰 소음 속 어음 환경	•			
음악 환경	•	•		
소음 환경	•	•	•	
소음 속 어음 환경	•	•	•	•
조용한 환경	•	•	•	•
스트리밍-어음+마이크	•	•	•	•
스트리밍-음악+마이크	•	•	•	•
추가 프로그램				
추가 가능한 프로그램 수	4	4	4	4
반향음 환경	•			
큰 소음 속 어음 환경	•	•		
스피치 인 360°	•	•		
음악 환경	•	•	•	•
소음 환경	•	•	•	•
소음 속 어음 환경	•	•	•	•
조용한 환경	•	•	•	•
음향 전화	•	•	•	•
사용자 프로그램	•	•	•	•
T-coil ± mic로 전화 통화 ¹	•	•	•	•
Public T-coil ± mic ¹	•	•	•	•
스트리밍 프로그램				
RogerDirect™ + mic	•	•	•	•
PartnerMic™ + mic	•	•	•	•
블루투스® 전화 통화 + mic	•	•	•	•

1 스카이 L-UP만 가능
2 스카이 L-PR만 가능

스마트스피치 테크놀로지

기능	프리미엄 L90	어드밴스드 L70	스탠다드 L50	에센셜 L30
채널	20	20	16	12
스피치센서	•			
어음 향상	•			
스테레오줌 2.0	•	•		
다이나믹 소음 제거	•	•		
모션 센서 히어링 ²	•	•	•	
로저 다이렉트	•	•	•	•
로저™와 방향성	•	•	•	•
에코블록	•			
탭 컨트롤(더블 탭) ²				
- 시리/빅스비/구글 어시스턴트	•	•		
- 스트리밍 일시정지/재시작	•	•		
- 전화 수신/종료	•	•		
사운드필렉스	•	•		
듀오폰	•	•	•	
리얼 이어 사운드	•	•	•	
울트라줌	•	•	•	•
브로드밴드 부스터 ¹	•	•	•	•
윈드블록	•	•	•	•
사용자 선호 조절	•	•	•	•
자동 적응 관리자	•	•	•	•
환경음 조절	•	•	•	•
사운드리커버2	•	•	•	•
휘슬블록	•	•	•	•
노이즈블록	•	•	•	•
퀵싱크	•	•	•	•
AOV(자동 최적음향 벤트)	•	•	•	•

피팅

	SkyL-PR Sky L-PR Trial L90/L70/L50/L30	SkyL-UP Sky L-UP Trial L90/L70/L50/L30
Phonak Target	9.0 이상	9.0 이상
Noahlink Wireless/ Noahlink Wireless 2	•	•
NOAHLink		•
HI-PRO, HI-PRO 2		•

음향 변수

			Sky L-PR Sky L-PR Trial L90/L70/L50/L30	Sky L-UP Sky L-UP Trial L90/L70/L50/L30
음향 출력	일반 이어후크	댐퍼가 있는(HE11 680) 투명 색상 및 6가지 유소아 색상	•	•
		댐퍼가 없는(HE11) 투명 색상		•
	이중안전잠금장치 이어후크(소형)	댐퍼가 있는(HE11 680) 투명 색상 및 6가지 유소아 색상	•	•
		댐퍼가 없는(HE11) 투명 색상		•
	슬림튜브 4.0	5종류의 길이(00, 0, 1, 2, 3)로 좌/우 선택 가능	•	
슬림튜브용 이어피스	돔	캡돔	•	
		오픈돔 3가지 사이즈 (S, M, L)	•	
		벤티드돔 3가지 사이즈 (S, M, L)	•	
		파워돔 3가지 사이즈 (S, M, L)	•	
	슬림팁	아크릴	•	
이어후크용 이어피스	이어몰드		•	•

하우징 및 이어후크 색상

하우징



H0
베이지



P1
샌드 베이지



P3
샌달우드



P4
체스트넛



P5
샴페인



P6
실버 그레이



P7
그라파이트 그레이



P8
벨벳 블랙



M6
라바 레드



M7
블루 오션



M8
매저스티 퍼플



Q2
일렉트릭 그린



Q3
캐리비안 파이렛



T3
프레셔스 핑크

이어후크



R1
그린



R2
옐로우



R3
핑크



R4
오렌지



Q6
블루



Q7
퍼플



13
투명

스카이 L Trial

스카이 L Trial 보청기는 고객의 요구사항에 따라 보청기 등급을 설정할 수 있습니다.
 고객의 첫 방문 시 시연용으로 활용할 수 있으며, 기존 보청기가 수리 중일 경우 대여 제품으로 사용할 수 있습니다.
 또한 스카이 L Trial 보청기에는 로저 수신기가 설치되어 있어 다양한 로저 송신기와 연결하여 시연 가능합니다.

스카이 L-PR 충전기

포낙 충전기 콤비 BTE / 포낙 충전기 콤비 BTE 2

스카이 L-PR은 루미티의 모든 기능을 탑재하고 있는 충전형 보청기입니다. 고객은 스트리밍*을 포함하여 하루 종일 청취할 수 있습니다.

* 보청기(오토센스 OS) 단독 사용 시 최대 24시간 사용 가능하며, 오디오 스트리밍 사용 시 8시간의 스트리밍을 포함하여 최대 16시간 사용이 가능합니다. (스트리밍: 블루투스 4시간, TV커넥터 4시간)
단, 배터리 사용 시간은 보청기 착용자의 난청 정도, 피팅 상태, 착용 환경 등에 따라 차이가 있을 수 있습니다.



스카이 L 블루투스® 버전

다이렉트전화/오디오스트리밍 블루투스 4.2 무선 기술 및 블루투스가 탑재된 대부분의 휴대전화

휴대전화 호환성은 <https://www.phonak.com/kr/ko/support/제품-지원/compatibility.html> 에서 확인 가능합니다. (포낙 보청기 홈페이지 → 고객지원 → 호환성)

무선 통신 포트폴리오

	Sky L-PR Sky L-PR Trial L90/L70/L50/L30	Sky L-UP Sky L-UP Trial L90/L70/L50/L30
무선 액세스리		
TV 커넥터	•	•
파트너마이크	•	•
리모트컨트롤	•	•
로저		
로저 송신기	•	•
앱		
마이포낙 주니어	•	•

life is on

포낙은 다양한 환경, 상황, 사용자의 난청 정도, 연령, 성별에 상관없이 모든 사람들이 잘 듣고 제약 없는 삶을 사는 세상을 위해 노력하고 있습니다.

www.phonak.com



027-0697-02/V1.00/2023-06/na © 2023 Sonova AG All rights reserved