

보청기 형태별 크기 및 무게 비교


1. 오픈형 보청기

제품명		오데오 P-312	오데오 P-13T	오데오 P-R	오데오 P-RL	오데오 P-R Fit	오데오 L-R	오데오 L-RL	NEW 슬림 L-R
배터리 타입		312	13	충전식	충전식	충전식	충전식	충전식	충전식
규격	크기(mm) 세로x너비x가로	26.8x11.2x7.1	29x11.9x8.1	28x11.9x8	30x13.1x8.8	30.6x12.3x8.1	27.7x12x8.1	29.5x12.9x9	42.2x14.1x7.4
	무게	1.1g	1.4g	2.1g	2.75g	2.23g	2.2g	2.8g	2.84g
제품 사진									
기타		-	크로스 P-13과 크기 및 무게 동일	크로스 P-R과 크기 및 무게 동일	-	-	-	-	-


오데오 L-R 기준

[제품 크기 비교]

① 너비 비교



② 세로 및 가로 비교



500원
동전 기준

[제품 규격 예시]



2. 귀걸이형 보청기


- 나이다: 루미티, 파라다이스 플랫폼의 크기와 무게는 동일함
- 스카이: 충전식 제품(L-PR)의 경우 루미티 플랫폼이 더 가벼움(3.71g → 3.68g)

제품명	나이다			스카이					
	NEW 나이다 L-PR 나이다 P-PR	나이다 M-SP	NEW 나이다 L-UP 나이다 P-UP	스카이 M-M	스카이 M-PR	NEW 스카이 L-PR	스카이 M-SP	NEW 스카이 L-UP	
배터리 타입	충전식	13A	675A	312A	충전식		13A	675A	
규격	크기(mm) 세로x너비x가로	36.7 x 16.4 x 8.5	40.0 x 16.9 x 8.5	42.6 x 18.8 x 8.6	31.3 x 14.1 x 7.3	36.7 x 16.4 x 8.5		40.0 x 16.9 x 8.5	42.6 x 18.8 x 8.6
	무게	3.68 g	4.4 g	4.6 g	2.18 g	3.71 g	3.68 g	4.4 g	4.6 g
제품 사진									

PR기준

[제품 크기 비교]

① 나이다



② 스카이




참고 보청기 제품별 형태 비교

루미티 오픈형 보청기


* 오데오 L-R vs 오데오 L-RL vs 슬림 L-R

[제품 크기 비교]

① 너비 비교



② 가로 및 세로 비교



오픈형 vs 미니 BTE

* 오데오 P-312 vs 스카이 M-M vs 오데오 P-13T

[제품 크기 비교]

① 너비 비교



② 가로 및 세로 비교

