

Phonak

스카이 L vs 스카이 M



기술 및 기능		스카이 L		스카이 M	
		충전형	배터리형	충전형	배터리형
제품 포트폴리오		Sky L-PR	Sky L-UP	Sky M-PR	Sky M-M, Sky M-SP
배터리		충전식	675	충전식	M: 312, SP: 13
최대출력 / 이득		130 / 68 (HE11 680*) 129 / 69 (슬림튜브4.0)	141 / 84 (HE11*) 134 / 78 (HE11 680*)	130 / 66 (HE11 680*) 127 / 60 (슬림튜브4.0)	M: 128 / 63 (HE11 680*), 122/58 (슬림튜브4.0) SP: 139/81 (HE11*), 133 / 75 (HE11 680*)
채널(등급: 90 / 70 / 50 / 30)		20 / 20 / 16 / 12		20 / 16 / 12 / 8	
자동 프로그램		오토센스 스카이 OS 5.0		오토센스 스카이 OS 3.0	
추가 가능한 프로그램 수		4		3	
텔레코일 (T-coil)			●		●
스마트스피치 테크놀로지 SmartSpeech Technology	스피치센서	● (90 등급만 가능)			
	어음 향상	● (90 등급만 가능)			
	스테레오줌 2.0	● (90, 70 등급만 가능)			
	다이나믹 소음 제거	● (90, 70 등급만 가능)			
	모션 센서 히어링	● (90, 70, 50 등급만 가능)			
	로저 다이렉트		●		●
양이 음성 스트리밍 테크놀로지** (BVST)	스테레오줌 2.0	● (90, 70 등급만 가능)			
	퀵싱크	● (활성화/비활성화 가능)			● (항상 활성화)
	스피치 인 360°	● (90, 70 등급만 가능)			● (90, 70 등급만 가능)
	듀오폰	● (90, 70, 50 등급만 가능)			● (90, 70, 50 등급만 가능)
윈드블럭		● (모든 등급 가능)			● (90, 70 등급만 가능)
블루투스 연결성	다이렉트 연결(MFA)	● (동시에 2대의 장치와 사용 가능/최대 8대 페어링 가능)			● (동시에 1대의 장치와 사용 가능/최대 2대 페어링 가능)
	핸즈-프리 전화통화	●			●
	블루투스 스트리밍	●			●
	발신자 음성 안내	●			
	탭 컨트롤(더블탭)	● (90, 70 등급만 가능)			
액세서리	크로스	● 크로스 L			
	TV커넥터, 파트너마이크, 리모트컨트롤	●			●
마이포낙 주니어 앱	리모트(볼륨/프로그램 조절)	●			●
	원격지원	●			●
	착용 시간 확인	● 일별/월별로 확인 가능			
Target 피팅소프트웨어		Target 9.0 이상		Target 6.1 이상	

* HE11 680: 뎀퍼 있음 / HE11: 뎀퍼 없음

** 양쪽 보청기 착용 시에만 사용 가능