

Phonak

제품 등급별 기능 비교



1. 채널

*채널=피팅밴드

플랫폼	90 프리미엄	70 어드밴스드	50 스탠다드	30 에센셜
루미티, 파라다이스	20 채널	20 채널	16 채널	12 채널
마블포함 이전 제품	20 채널	16 채널	12 채널	8 채널

2. 오토센스 OS

등급별 오토센스 OS 음향 프로그램



	90 프리미엄	70 어드밴스드	50 스탠다드	30 에센셜
스피치 인 360° (추가)	스피치 인 360° (추가)			
큰 소음 속 어음 환경	큰 소음 속 어음 환경			
차 안에서의 대화 환경	차 안에서의 대화 환경	스피치 인 360° (추가)		
반향음 환경	반향음 환경	큰 소음 속 어음 환경 (추가)		
음악 환경	음악 환경	음악 환경		
소음 환경	소음 환경	소음 환경	소음 환경	
소음 속 어음 환경	소음 속 어음 환경	소음 속 어음 환경	소음 속 어음 환경	소음 속 어음 환경
조용한 환경	조용한 환경	조용한 환경	조용한 환경	조용한 환경

*(추가)는 Target 미세조절에서 프로그램을 추가한 후, 사용자가 멀티-기능 버튼을 눌러서 프로그램을 변경해야 합니다.

3. 기능

* 양이 착용 시에만 사용 가능한 기능
** 충전식 보청기('모션센서' 칩셋 탑재)만 사용 가능한 기능

보청기 기능(Features)	90 프리미엄	70 어드밴스드	50 스탠다드	30 에센셜
스피치센서* 소음 환경에서 말소리의 방향에 따라 마이크로폰이 자동으로 전환되어 측면과 후방의 말소리 이해 향상	●			
스테레오줌2.0* 소음 수준에 따라 빔포머의 폭을 부드럽게 조정하여 전방의 말소리 이해 향상	●	● 추가 프로그램		
다이나믹 소음 제거 큰 소음 환경에서 주변의 배경 소음을 자동으로 감소하여 청취 개선	●	● Only 루미티		
어음 향상 조용한 환경에서 작은 말소리 및 먼 거리의 말소리 청취를 개선	●			
탭 컨트롤** 보청기를 두 번 두드려서 전화 수신, 스트리밍 시작, 음성지원 등의 기능 활성화	●	●		
모션센서헤어링** 걸으면서 대화할 때 모든 방향에서 들려오는 말소리를 청취	●	●	●	
에코블럭 강당, 교회 등의 울림이 있는 공간에서 반향음 제거	●			
윈드블럭 야외 환경에서 바람 소리를 감지하고 감소	●	●	● Only 루미티	● Only 루미티
사운드릴렉스 지속적인 모니터링으로 충격음을 빠르게 줄여 편안함 제공	●	●		
휘슬블럭 피드백 소리를 실시간으로 제거	●	●	●	●
노이즈블럭 소음과 어음을 효과적으로 구분하여 소음으로 인한 청취 방해 감소	●	●	●	●
울트라줌 소음 속 어음 환경에서 전방의 말소리 이해 향상을 위한 방향성 마이크로폰	●	●	●	●
작은 소음 감소 선풍기 혹은 에어컨 팬소리, 시계 초침 소리와 같은 매우 작은 소음을 감소	●	●	●	●

루미티
파라다이스
마블