

# 포낙 스카이™ L.

## 제품 정보

포낙 스카이 루미티는 경도부터 고심도난청을 위한 포괄적인 소아용 귀걸이형보청기 포트폴리오입니다.

포낙 스마트스피치™ 기술이 적용된 스카이 L 보청기는 최고급 플랫폼인 포낙 루미티에서 어음 이해도를 경험하고자 하는 소아 고객을 위한 선택사항입니다.



# 제품 설명




스카이 L-PR  
스카이 L-PR 트라이얼  
L90/L70/L50/L30




스카이 L-UP  
스카이 L-UP 트라이얼  
L90/L70/L50/L30

배터리 크기		내장형 충전식		675
LED 소아 패턴		•		•
텔레코일				•
크로스 L과의 호환성		•		
블루투스®1		•		•
방수 코팅		•		•
IP 등급		IP68 <sup>2</sup>		IP68 <sup>2</sup>
크기	길이(L) x 너비(W) x 높이(D)	36.7 x 16.4 x 8.5mm (1.44 x 0.64 x 0.33")		42.6 x 18.8 x 8.6mm (1.68 x 0.74 x 0.34")
	무게	3.68g/0.130oz		4.60g/0.162oz
충전 시간 <sup>3</sup>	0% ~ 100%	3시간		
	0% ~ 80%	1.5시간		
	30분 피팅	10분		
		HE11 680	슬림듀브 4.0	HE11 HE11 680
최대 출력(dB SPL)	2cc 커플러	130	129	141 134
최대 이득(dB)	2cc 커플러	68	69	84 78
주파수 범위(Hz)		< 100 - > 5700	< 100 - > 7100	< 100 - > 4700 < 100 - > 4700
동작 전류(mA)				3.3 2.8

## 피팅 범위



경도부터 중도-고도난청까지, 모든 청력 구성



고도난청부터 고심도난청까지, 모든 청력 구성

<sup>1</sup> 블루투스® 워드 마크와 로고는 Bluetooth SIG, Inc.가 소유한 등록 상표이며 Sonova AG는 라이선스 계약에 따라 이러한 마크를 사용합니다.

<sup>2</sup> IP68은 보청기에 내수성과 방진성이 있음을 나타냅니다. IEC60529 표준에 정의된 대로 테스트 챔버에서 8시간, 수심 1미터의 물 속에 60분 동안 담근 후에도 손상되지 않았음을 나타냅니다.

<sup>3</sup> 실제 충전 시간은 배터리 잔량에 따라 달라지며 온도 조건의 영향을 받을 수 있습니다.

# 성능

오토센스 스카이 OS 5.0	프리미엄	어드밴스드	스탠다드	에센셜
	L90	L70	L50	L30
큰 소음 속 어음 환경	•			
차안에서의 어음 환경	•			
반향음 환경	•			
음악	•	•		
소음 환경	•	•	•	
소음 속 어음 환경	•	•	•	•
조용한 환경	•	•	•	•
미디어 스피치 + 마이크	•	•	•	•
음악 미디어 + 마이크	•	•	•	•
<b>추가 프로그램</b>				
최대 추가 프로그램	4	4	4	4
반향음 환경	•			
큰 소음 속 어음 환경	•	•		
스피치 인 360°	•	•		
소음 속 어음 환경	•	•	•	•
조용한 환경	•	•	•	•
소음 환경	•	•	•	•
음악	•	•	•	•
음향 전화	•	•	•	•
사용자 설정 프로그램	•	•	•	•
T-코일 ± 마이크를 통한 전화 통화 <sup>1</sup>	•	•	•	•
공용 T-코일 ± 마이크 <sup>1</sup>	•	•	•	•
<b>스트리밍 프로그램</b>				
로저 다이렉트™ + 마이크	•	•	•	•
포낙 파트너마이크™+ 마이크	•	•	•	•
전화 통화 + 마이크	•	•	•	•

## 스마트스피치 기술

기능	프리미엄	어드밴스드	스탠다드	에센셜
	L90	L70	L50	L30
스피치 센서	•			
스피치 인핸서 (어음 강화)	•			
스테레오줌 2.0	•	•		
다이나믹 노이즈 캔슬레이션(다이나믹 소음 제거)	•	•		
모션 센서 히어링 <sup>2</sup>	•	•	•	
로저 다이렉트	•	•	•	•
에코블럭	•			
탭 컨트롤 <sup>2</sup>				
- 시리/구글 음성비서	•	•		
- 스트리밍 일시 중지/다시 시작	•	•		
- 통화 수락/종료	•	•		
사운드럴렉스	•	•		
듀오폰	•	•	•	
리얼 이어 사운드	•	•	•	
로저™와 방향성 설정	•	•	•	•
울트라줌	•	•	•	•
브로드밴드 부스터 <sup>1</sup>	•	•	•	•
윈드블럭	•	•	•	•
사용자 맞춤 설정 조절	•	•	•	•
자동 적응	•	•	•	•
환경음 밸런스	•	•	•	•
사운드리커버 <sup>2</sup>	•	•	•	•
취슬블럭	•	•	•	•
노이즈블럭	•	•	•	•
퀵싱크	•	•	•	•
AOV	•	•	•	•
미세 조정 채널	20	20	16	12

<sup>1</sup> 포낙 스카이 L-UP에만 사용 가능  
<sup>2</sup> 포낙 스카이 L-PR에만 사용 가능

# 피팅

	스카이 L-PR 스카이 L-PR 트라이얼 L90/L70/L50/L30	스카이 L-PR 스카이 L-PR 트라이얼 L90/L70/L50/L30
	포낙 타겟	9.0 이상
노아링크 와이어리스/노아링크 와이어리스 2	•	•
노아링크		•
HI-PRO, HI-PRO2		•

# 음향 결합

			스카이 L-PR 스카이 L-PR 트라이얼 L90/L70/L50/L30	스카이 L-UP 스카이 L-UP 트라이얼 L90/L70/L50/L30
소리 출구	스탠다드 이어후크	댐핑(HE11 680), 투명 및 6가지 추가 소아용 색상 투명 색상의 언댐핑(HE 11)만 가능	•	•
	이중안전 이어후크(미니)	댐핑(HE11 680), 투명 및 6가지 추가 소아용 색상 투명 색상의 언댐핑(HE 11)만 가능	•	•
	슬림튜브 4.0	왼쪽과 오른쪽에 다섯 가지 길이(00,0,1,2,3)로 제공	•	
슬림튜브용 이어피스	돔	캡 돔	•	
		오픈 돔	3가지 크기(S, M, L)로 제공	•
		벤티드 돔	3가지 크기(S, M, L)로 제공	•
		파워 돔	3가지 크기(S, M, L)로 제공	•
	슬림팁	아크릴	•	
	실리콘	•		
이어후크용 이어피스	이어몰드	•	•	

## 하우징 및 이어후크 색상

### 하우징



H0  
베이지



P1  
샌드 베이지



P3  
샌달우드



P4  
체스트넛



P5  
샴페인



P6  
실버 그레이



P7  
그라파이트  
그레이



P8  
벨벳 블랙



M6  
라바 레드



M7  
블루 오션



M8  
매저스티  
퍼플



Q2  
일렉트릭 그린



Q3  
캐리비안 파이렛



T3  
프레쉬스  
핑크

### 이어후크



R1  
녹색



R2  
노란색



R3  
핑크



R4  
주황색



Q6  
파란색



Q7  
자주색



13  
투명

## 포낙 스카이 L 트라이얼

포낙 스카이 L 트라이얼 보청기는 고객의 권장사항을 맞추기 위해 필요한 성능으로 빠르게 설정할 수 있습니다. 이를 통해 첫 방문부터 고객에게 최적의 청취 솔루션을 제공하거나, 고객의 보청기를 수리해야 할 때 교체품을 제공할 수 있습니다. 또한 스카이 L 트라이얼 장치에는 로저 마이크의 시연과 평가를 쉽게 하기 위해 사전에 설치된 로저 리시버가 있습니다.

# 포낙 스카이 L-PR 충전 옵션

## 포낙 충전기 콤비 BTE/포낙 충전기 콤비 BTE 2

스카이 L-PR은 사랑받는 모든 루미티 기능과 함께 충전 기능의 이점을 제공합니다. 고객은 스트리밍\*을 포함하여 종일 즐거운 청취 경험을 누릴 수 있습니다.

\* 로저 또는 오디오 스트리밍 10시간을 포함하여 16시간 배터리 수명 예상.



# 포낙 스카이 L 블루투스® 버전

다이렉트 통화/오디오 스트리밍

블루투스 4.2 무선 기술 및 대부분의 구형 블루투스 휴대폰

# 무선 통신 포트폴리오

	스카이 L-PR 스카이 L-PR 트라이얼 L90/L70/L50/L30	스카이 L-UP 스카이 L-UP 트라이얼 L90/L70/L50/L30
<b>무선 액세스리</b>		
TV 커넥터	•	•
포낙 파트너마이크	•	•
포낙 리모트 컨트롤	•	•
<b>로저</b>		
로저 송신기	•	•
<b>애플</b>		
로저 송신기	•	•

자세한 내용은 [www.phonak.com/sky-lumity](http://www.phonak.com/sky-lumity)에서 확인하십시오.

로저 송신기에 대한 자세한 내용은 [www.phonak.com/roger-for-education](http://www.phonak.com/roger-for-education)에서 확인하십시오.

마이포낙 주니어에 대한 자세한 내용은 [www.phonak.com/myphonak-junior](http://www.phonak.com/myphonak-junior)에서 확인하십시오.

# life is on

1947년부터 포낙은 새로운 음향 세계를 열어 삶의 질을 높게 유지하는 데 전념하고 있습니다. 창립 당시부터 당사는 잘 듣는 것이 웰빙이라는 신념으로 기업을 운영해 왔으며, 이는 최상의 삶을 사는 데 있어 필수적이라고 믿습니다. 실제로 청각은 사회적, 정서적, 인지적, 신체적 웰빙과 직접적으로 연관되어 있습니다. 지금도, 앞으로도 포낙은 혁신적인 청취 솔루션의 가장 광범위한 포트폴리오를 제공할 수 있도록 지속적인 노력을 기울일 것입니다. 또한 청각 전문가들과 함께 가장 중요한 일, 즉 어음 이해도를 개선하고 삶을 변화시키며 사회 전체에 긍정적인 영향을 미치는 데 계속 주력하겠습니다.

[www.phonak.com](http://www.phonak.com)



027-0697-19/V1.00/2023-06/NLG © 2023 Sonova AG All rights reserved