

# Серия заушных слуховых аппаратов Phonak Audéo V

Варианты исполнения (модели): 10, 312, 312Т, 13



Уровни производительности (в каждом варианте исполнения):  
90 (Premium), 70 (Advanced), 50 (Standard), 30 (Essential)

Новые функции и программы:

**AutoSense OS** – новый алгоритм распознавания акустической обстановки (7 вариантов в классе Premium; 4 варианта в классе Advanced; 3 варианта в классе Standard; 2 варианта в классе Essential).

**Речь в машине** – Уменьшает характерный для автомобиля широкополосный шум, облегчая общение и снижая слуховое напряжение.

**Комфорт в эхе** – Распознает частоту реверберации и уменьшает усиление, устраняя искажения и повышая комфортность.

**Программа настройки:** Phonak Target 4.0 и выше

**Программаторы:** iCube II, NOAHLink, HI-PRO, HI-PRO2

**Беспроводные аксессуары:** Phonak PilotOne II, Phonak ComPilot II, Phonak ComPilot Air II, Phonak TVLink II, Phonak RemoteMic (только вместе с Phonak ComPilot II или ComPilot Air II), EasyCall II.

**Приемники Roger:** Roger 18, Roger X / AS 18, Roger X / Phonak ComPilot II, Roger MyLink.

Реализация отдельных функций в зависимости от уровня производительности

Программа / Функция	Уровень производительности			
	90	70	50	30
AutoSense OS	Premium	Advanced	Standard	Essential
Тихая ситуация	●	●	●	●
Речь в шуме	●	●	●	●
Комфорт в шуме	●	●	●	
Музыка	●	●		
Речь в громком шуме	●			
Речь в машине	●			
Комфорт в эхо	●			
Дополнительные программы	5	4	3	3
Речь на ветру	●			
Комфорт в эхе	●			
Речь в громком шуме	●	●		
Речь на 360°	●	●		
Речь в шуме	●	●	●	●
Тихая ситуация	●	●	●	●
Комфорт в шуме	●	●	●	●
Музыка	●	●	●	●
Акустический телефон	●	●	●	●
Собственная программа	●	●	●	●
Программы стриминга	4	4	3	3
Bluetooth audio + микр	●	●	●	●
Bluetooth телефон / DECT + микр	●	●	●	●
RemoteMic / Roger	●	●	●	●
Аудио-разъем	●	●	●	●
Функции				
UltraZoom	Premium	Advanced	Standard	Essential
SNR-Boost	●	●	●	
FlexControl	●	●	●	
FlexVolume	●	●	●	
DuoPhone	●	●	●	
SoundRecover	●	●	●	●
Настройка по предпочтениям пользователя	●	●	●	●
Real Ear Sound	●	●	●	
WhistleBlock	●	●	●	●
NoiseBlock	●	●	●	●
WindBlock	●	●		
EchoBlock	●			
SoundRelax	●	●		
QuickSync	●	●	●	●
Баланс тиннитуса	●	●	●	●
auto Acclimatization	●	●	●	●
Количество каналов	20	16	12	8

## Основные технические характеристики (для куплера объемом 2 см<sup>3</sup>):

Параметр/Модель	10		312			312T			13		
Ресивер	xS	xP	xS	xP	xSP plus	xS	xP	xSP plus	xS	xP	xSP plus
ВУЗД90 (дБ УЗД)	114	127	114	127	131	114	127	131	114	127	131
Макс. усиление (дБ)	46	57	46	57	63	46	57	63	46	57	63
Диапазон частот (Гц)	<100-8800	<100-6600	<100-8800	<100-6600	<100-6000	<100-8800	<100-6600	<100-6000	<100-8800	<100-6600	<100-6000
Рабочий ток (мА)	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Переключатель	•		•			•			•		
Регулятор громкости									•		
Телефонная катушка						•			•		
Нанопокрытие	•		•			•			•		
Индекс пыле- и водозащищенности	IP57		IP57			IP57			IP67		
Тип батареи	10		312			312			13		

### Диапазоны подбора

