

Roger – заполняя пробелы в понимании

Современные слуховые аппараты оказывают неоценимую поддержку детям и подросткам с нарушением слуха, позволяя им оставаться на связи с окружающим миром, слышать друзей и членов семьи и взаимодействовать с ними. Но всё же в шумной обстановке, при общении по телефону или просмотре ТВ, понять всё, что говорят, оказывается очень сложно. И временами это сильно расстраивает.

Roger – цифровая беспроводная система, которая состоит из микрофона и приёмника и совместима практически с любым слуховым аппаратом. Звуки напрямую передаются в ухо ребёнка, позволяя ему слышать и понимать гораздо больше.

Дома, в школе или во время общения с друзьями Roger обеспечивает детям доступ к качественному звучанию и речи даже в самых сложных акустических ситуациях.

röger



Жизнь в действии

Мы чутко относимся к потребностям тех, кто полагается на наши знания, идеи и заботу. Творчески преодолевая технологические ограничения, мы разрабатываем инновационные решения, которые помогают людям услышать и ощутить в полной мере богатство звукового диапазона жизни.

**Общайтесь свободно. С уверенностью.
Без ограничений. Жизнь в действии.**

www.phonak.ru

www.phonak-kids.ru

Первый интернет-портал на русском языке для родителей детей с нарушением слуха. Полезная информация, проверенные факты, рекомендации ведущих специалистов и поддержка других родителей, столкнувшихся с теми же вопросами.

PHONAK
life is on
для детей

sonova
HEAR THE WORLD



Решения Phonak для детей

Открывайте мир с уверенностью



A Sonova brand

PHONAK
life is on

Потому что ребёнок – не маленький взрослый

Вы хотите дать своему ребёнку лучшее. Так же, как и мы в Phonak. Уже более 40 лет мы уделяем особое внимание изучению потребностей детей с нарушением слуха. Это позволяет нам создавать действительно инновационные и удобные решения, способные удовлетворить специфические детские потребности. От первых нежных слов любящих родителей, первых шуток с друзьями, до лекций в старших классах – решения Phonak позволяют вашему ребёнку оптимально слышать жизнь и полноценно в ней участвовать.

Phonak Sky™ V и Roger™

Выигрышная комбинация слуховых аппаратов Sky V и беспроводных систем Roger помогает ребёнку преодолеть все препятствия, связанные с нарушением слуха. Общаться на близком расстоянии, слышать, когда говорят издали или когда вокруг очень шумно, – с детскими решениями Phonak ваш ребёнок сможет смело исследовать мир и уверенно идти вперёд.



Специальные функции для детей

Вы всегда будете знать, когда у ребёнка включен аппарат, активирована программа Roger или когда разрядилась батарейка, благодаря новому понятному **световому индикатору**.

Обеспечьте ребёнку максимально полный доступ к звуковому диапазону для развития речи и языка с функцией **SoundRecover2**.

Слуховые аппараты Sky V автоматически подстроятся под звуковое окружение ребёнка, задействовав новую операционную систему **AutoSense Sky OS**.

Технология бинауральной передачи данных Binaural VoiceStream Technology™ – "мозговой центр", управляющий парой слуховых аппаратов Sky V. Она позволяет аппаратам "общаться" между собой, чтобы обеспечить максимально эффективную работу, пока ваш ребёнок открывает для себя мир и учится с ним взаимодействовать.

Не бывает двух одинаковых детей

В семействе Phonak Sky V **5 моделей** для компенсации потери слуха от лёгкой до глубокой степени. Из **16 вариантов цветов корпуса** и **7 цветных рожков** собрать свой идеальный Sky V сможет каждый ребёнок.

Создайте с ребёнком свою идеальную цветовую комбинацию, которая точно ему понравится, на сайте www.phonak.com/mixmatch

Sky V-M *
Лёгкая–умеренно-тяжёлая
степень потери слуха



Sky V-P *
Лёгкая–тяжёлая
степень потери слуха



Sky V-SP *
Лёгкая–глубокая
степень потери слуха



Sky V-UP *
Умеренная–глубокая
степень потери слуха



Sky V-RIC *
Лёгкая–глубокая
степень потери слуха



*Доступна опция блокируемого батарейного отсека и рожка. Рекомендовано для детей 0-36 месяцев.