



# Phonak Volero™ Marvel

## Любовь с первого звука

A Sonova brand

**PHONAK**  
life is on

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ  
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Бренд Сонова. Фонак. Жизнь в действии

Новые слуховые  
аппараты Marvel –  
выражение нашей  
безграничной  
заботы о вашем  
слухе




Более 70 лет Phonak создает слуховые аппараты, чтобы менять жизни людей. Каждый новый продукт Phonak расширяет границы технологий, чтобы они обеспечивали превосходное качество звука, были просты в использовании и создавали реальное ощущение высокого качества жизни.

Наша новая разработка - результат масштабных исследований, объединенных в чудесную технологию. Мы сосредоточились на том, чего вы хотите, и ожидаете, от первоклассного слухового аппарата: ощущении чистого, богатого звука.

Эта философия вместе с современной технологией стали основой для разработки многофункционального слухового аппарата - воплощения любви с первого звука.

### Представляем Phonak Bolero Marvel:

- Чистый, богатый звук
- Подключение к смартфонам (iOS и Android), ТВ и другим устройствам
- Перезаряжаемые модели
- Умные приложения



Заушный (BTE) слуховой аппарат Bolero предлагает максимум надёжности и долговечности.

# Любовь с первого звука... каждый день!

- Превосходное качество звучания с первой примерки<sup>1</sup>
- Улучшенная разборчивость речи в шуме<sup>2</sup>
- Снижение слухового напряжения в шуме<sup>3</sup>
- Высокое качество звучания во время стриминга<sup>4</sup>

Современные технологии постоянно развиваются. В жизни каждого из нас - огромное количество телефонных звонков, сообщений, электронных писем, ТВ и разнообразных приложений. Phonak Volero Marvel создан для того, чтобы вы могли просто пользоваться вашими привычными электронными устройствами - с чистым, богатым звуком.

### Прямое подключение к смартфону

Не важно, какая операционная система в вашем смартфоне - iOS или Android - или у вас телефон, где есть только Bluetooth® - Marvel может подключиться к любому из них напрямую, чтобы передавать музыку или любой вид аудио прямо в ваши уши. Это настоящая свобода - ведь благодаря встроенному микрофону, который улавливает ваш голос, ваши слуховые аппараты превращаются в hands-free гарнитуру! Ответить или отклонить звонок можно простым нажатием кнопки - даже если телефон не под рукой. Вы также сможете прослушивать звуковые уведомления. И это еще не все - музыку, видео, аудиокниги, подкасты и многое другое Marvel передаст в стерео-качестве!

Это как беспроводные наушники - или, может, даже лучше, потому что Marvel может распознавать речь и музыку в стриминговом потоке, и автоматически подстраиваться, делая качество звука оптимальным.

### На что вы можете рассчитывать:

- Прямое соединение со смартфонами - как на iOS, так и на Android
- Прямое соединение со многими привычными вам электронными устройствами
- Слуховые аппараты - как беспроводные стерео-наушники

# Сила перезаряжаемых аппаратов

Phonak был первым в индустрии производителем, представившим слуховые аппараты на литий-ионных аккумуляторах<sup>7</sup>. На платформе Marvel также доступны слуховые аппараты с этой технологией - быстро заряжаемые и держащие заряд долго. Это значит - больше никаких неудобств с обычными батарейками! Просто зарядите аппараты - и готово!



Как и ваш мобильный телефон, Phonak Volero Marvel всегда готовы к работе – как только вы их надели. Они включаются автоматически, когда вы извлекаете их из зарядного устройства, и выключаются, когда вы их ставите обратно. Благодаря технологии подзарядки наслаждайтесь непрерывным звучанием и стримингом весь день!\*

### На что вы можете рассчитывать:

- Просто использовать – никаких неудобств, как с обычными батарейками
- Полный день работы, включая стриминг \*
- Супербыстрая зарядка \*\*
- Срок службы аккумулятора – 6 лет \*\*\*

Устройства для зарядки – доступные в нескольких вариантах, простые в использовании, в том числе новый Phonak Charger BTE RIC с разъемом USB-C.

\* Длительность непрерывной работы при полном заряде батареи – 24 часа, при непрерывном стриминге – 8 часов.

\*\* Зарядка до 100% за 2 часа.

Зарядка до 50% за 1 час (хватит на 12 часов работы).

Зарядка до 25% за 30 мин (хватит на 6 часов работы).

15 мин зарядки хватит на 3 часа работы слуховых аппаратов.

\*\*\* Ускоренные лабораторные испытания при комнатной температуре.

# Volero Marvel:

2 модели, 4 уровня функциональности, 9 цветов. Идеальное решение для любых потребностей.

Модель на батарейках



Volero M-M

Цвета



Песок  
P1



Сандал  
P3



Каштан  
P4



Шампань  
P5



Серебро  
P6





Индекс водо- и пыле-  
непроницаемости IP68

## Перезаряжаемая модель



Bolero M-PR



Графит  
P7



Черный бархат  
P8



Альпийский  
белый T7



Бежевый  
O1

# Умное приложение myPhonak



Это приложение – самый удобный способ получить максимум от ваших слуховых аппаратов Marvel. Благодаря различным функциям приложения вы можете чувствовать себя спокойно и уверенно – ведь ваш слух находится под контролем.<sup>8</sup>

## На что вы можете рассчитывать:

- Дистанционное управление: меняйте громкость и управляйте настройками ваших аппаратов, выбирая нужную программу. Или же вы можете полностью персонализировать звучание с помощью расширенных функций
- Мои слуховые аппараты: информация об уровне заряда батареи в ваших аппаратах, персонализированные программы и данные использования.



# Жизнь в действии

В Phonak мы верим, что возможность хорошо слышать необходима для ощущения полноты жизни. Более 70 лет мы верны своей миссии - разрабатывать инновационные решения для слуха, которые меняют жизни людей, помогая им реализовать социальный и эмоциональный потенциал. Жизнь в действии.

[www.phonak.ru](http://www.phonak.ru)