

Описание моделей




Bolero M-M
Bolero M-M Trial
M90/M70/M50/M30



Bolero M-PR
Bolero M-PR Trial
M90/M70/M50/M30

Батарея		312		встроенная перезаряжаемая	
Многофункциональная кнопка		•		•	
Телефонная катушка		•		•	
Bluetooth®		•		•	
Нанопокрытие		•		•	
Индекс IP		IP68*		IP68*	
Размеры	Д x Ш x Г	31.3 x 14.1 x 7.3 (1.23 x 0.56 x 0.29")		36.7 x 16.4 x 8.5 (1.44 x 0.65 x 0.33")	
	Вес	2.18 г		3.71 г	
Время зарядки**	0% до 100%			3 ч	
	0% до 80%			1.5 ч	
	30 мин. настройки			10 мин.	
		SlimTube 4.0	HE11 680	SlimTube 4.0	HE11 680
ВУЗД90 (дБ УЗД)	куплер 2 куб.см	122	128	127	130
Макс. усиление (дБ)	куплер 2 куб.см	58	63	60	66
Диапазон частот (Гц)		<100 - >6500	<100 - >8000	<100 - >7000	<100 - >6800
Рабочий ток (мА)		1.5	1.6		

Диапазон настройки



Легкая - умеренно тяжелая степень потери слуха, все аудиометрические конфигурации

Легкая - тяжелая степень потери слуха, все аудиометрические конфигурации

■ SlimTube 4.0
■ HE11 680

Цвета корпуса



P1
Песок



P3
Сандал



P4
Каштан



P5
Шампань



P6
Серебро



P7
Графит



P8
Черный бархат



T7
Альпийский
белый



N0
Бежевый

* Слуховым аппаратам присвоен индекс IP68, что означает водо- и пылезащищенность. То есть слуховой аппарат должен восстановить функциональность после погружения в воду на глубину 1 м в течение 60 минут или после пребывания в пылевой камере в течение 8 часов, согласно международному стандарту IEC60529 (ГОСТ 14254-2015). После вскрытия корпуса следов пыли не обнаружено.
** Реальное время зарядки зависит от остатка заряда в аккумуляторе, но не превышает 3 часов.