


Описание моделей



Naída M-SP
Naída M-SP Trial
M90/M70/M50/M30

Размер батареи		13	
Многофункциональная кнопка		•	
Телефонная катушка		•	
Bluetooth®		•	
Нанопокрытие		•	
Индекс IP		IP68*	
Размеры	Д x Ш x Г	40,0 x 16,9 x 8,5 (1,57 x 0,67 x 0,33")	
	Вес	4,4 г	
		HE11	HE11 680
ВУЗД90 (дБ УЗД)	куплер 2 куб.см	139	133
Макс. усиление (дБ)	куплер 2 куб.см	81	75
Диапазон частот (Гц)		<100 - >5000	<100 - >5000
Рабочий ток (мА)		2,1	2,0

Диапазон настройки



Умеренная - глубокая степень потери слуха, все аудиометрические конфигурации

■ HE11 680

Цвета корпуса



P1
Песок



P3
Сандал



P4
Каштан



P5
Шампань



P6
Серебро



P7
Графит



P8
Черный бархат



T7
Альпийский
белый



N0
Бежевый

* Слуховым аппаратам присвоен индекс IP68, что означает водо- и пылезащищенность. То есть слуховой аппарат должен восстановить функциональность после погружения в воду на глубину 1 м в течение 60 минут или после пребывания в пылевой камере в течение 8 часов, согласно международному стандарту IEC60529 (ГОСТ 14254-2015). После вскрытия корпуса следов пыли не обнаружено.