

Откройте удивительную
силу мощного звучания



Phonak Naída™ Marvel
Phonak Naída™ Paradise

A Sonova brand

PHONAK
life is on

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Бренд Сонова. Фонак. Жизнь в действии



Phonak Naída

Phonak Naída – слуховые аппараты с большой и успешной историей инноваций, изменивших жизни людей с тяжелыми потерями слуха. Новое поколение Naída предлагает непревзойденное мощное звучание, позволяющее пользователям быть на связи с миром, раскрываться социально и эмоционально.

- Новый уровень мощного звучания
- Подключение к смартфонам (iOS и Android), ТВ и другим устройствам
- Перезаряжаемая модель
- Умное приложение

Marvel



Naída M-SP

Умеренная - глубокая степень потери слуха

Paradise



Naída P-PR*

Легкая - умеренно тяжелая степень потери слуха

Paradise



Naída P-UP

Тяжелая - глубокая степень потери слуха



Бежевый
H0



Песок
P1



Каштан
P4



Шампань
P5



Серебро
P6



Графит
P7



Черный
бархат P8



Сандал
P3**



Альпийский
белый T7**

* Перезаряжаемая модель

** Доступно только для Naída Marvel

Новый уровень мощного звучания

Потребности вашего слуха так же уникальны, как вы сами. И не ограничиваются только мощностью звука.

Основная задача Phonak Naída – добиться действительно качественного звучания для каждого пользователя, уделяя внимание максимальному количеству деталей и аспектов. Сочетая в себе новые электронные компоненты и программное обеспечение, Naída автоматически подстраивается к бесчисленному множеству акустических ситуаций.



Новые функции

Объединив аудиологическую экспертизу Phonak и искусственный интеллект, Naída Paradise представляет ряд новых функций:

Усилитель речи

Часто человеку с более глубокими потерями слуха бывает сложно понять сказанное, когда кто-то говорит негромко или издалека в тихом звуковом окружении. Эта функция призвана помочь вам лучше понимать тихую речь в тихом звуковом окружении.

Динамическое шумоподавление

Функция оптимизирует отношение сигнал-шум в сложных акустических ситуациях, помогая лучше понимать речь. Ее можно настроить в соответствии с личными предпочтениями в приложении myPhonak.

Датчик движения*

Идти и разговаривать с кем-то на ходу может быть совсем непросто. Если к этому добавляется окружающий шум, к примеру, людной улицы, задача становится сложнее. Новый датчик движения в Naída P-PR определяет, когда вы движетесь, и незаметно управляет работой аппарата для лучшего понимания речи и более полного слухового опыта в целом.¹

* Доступно только в моделях Phonak Naída P-PR

¹ Appleton, J., & Voss S.C. (2020). Motion-based beamformer steering leads to better speech understanding and overall listening experience. Phonak Field Study News. Retrieved from www.phonakpro.com/evidence. Accessed February 22nd, 2021.



iOS торговая марка, принадлежащая Cisco Technology, Inc.

Android торговая марка Google LLC.

Bluetooth® название и логотип - международные зарегистрированные торговые марки, принадлежащие Bluetooth SIG, Inc., и любое использование таких знаков компанией Sonova AG осуществляется по лицензии.

Подключение к смартфону, ТВ и другим устройствам

Универсальное подключение означает, что Naída Marvel и Naída Paradise напрямую подключается к смартфонам на iOS®, Android™ и другим Bluetooth®-устройствам, и вы можете активировать стриминг аудио прямо в ваши слуховые аппараты.

Звонки hands-free: отвечайте на звонки или отклоняйте вызовы одним нажатием многофункциональной кнопки на аппарате, даже если ваш телефон в другом конце комнаты. Когда вы говорите, слуховые аппараты распознают ваш голос и передают его в телефон.

Несколько подключений по Bluetooth* позволяют сделать прослушивание удобнее, например, когда вам нужно переключиться с музыки на входящий звонок и обратно. Вы можете подключать до 8 Bluetooth-устройств, 2 из которых могут работать одновременно.

Управление касанием* реализуется через датчик движения в аппаратах Naída P-PR. Вы можете принимать и завершать звонки и даже переключаться между устройствами — просто двойным касанием вашего уха. Вы также можете проигрывать/ ставить на паузу музыку, останавливать и возобновлять стриминг и даже запускать голосовых помощников, работающих на Bluetooth.

* Доступно только в аппаратах Phonak Naída Paradise

Сила перезаряжаемых аппаратов

Phonak был первым в индустрии производителем, представившим **слуховые аппараты на литий-ионных аккумуляторах¹**. На платформе Paradise также доступны слуховые аппараты с этой технологией – быстро заряжаемые и держащие заряд долго Naída P-PR.

Это значит – больше никаких неудобств с обычными батарейками! Просто зарядите аппараты – и готово!



Как и ваш мобильный телефон, аппараты Phonak Naída P-PR всегда готовы к работе – как только вы их надели. Они включаются автоматически, когда вы извлекаете их из зарядного устройства, и выключаются, когда вы их ставите обратно. Благодаря технологии подзарядки наслаждайтесь непрерывным звучанием и стримингом весь день!*

На что вы можете рассчитывать:

- Просто использовать – никаких неудобств, как с обычными батарейками
- Полный день работы, включая стриминг*
- Супербыстрая зарядка **
- Срок службы аккумулятора – 6 лет ***

Phonak Charger BTE RIC – это зарядное устройство и защитный кейс для аппаратов 2-в-1. Увеличенное пространство для больших ушных вкладышей, разъем USB-C, световой индикатор.

¹ Nilsson, M. & Omisore, D., (2017). The Phonak rechargeable solution: Part 2. Phonak Field Study News, retrieved from <https://www.phonakpro.com/com/en/resources/information-forms/evidence.html>, accessed June 20, 2017.

Длительность непрерывной работы при полном заряде батареи – 24 часа, при непрерывном стриминге – 8 часов.
Зарядка до 100% за 2 часа.
Зарядка до 50% за 1 час (хватит на 12 часов работы).
Зарядка до 25% за 30 мин (хватит на 6 часов работы).
15 мин зарядки хватит на 3 часа работы слуховых аппаратов.
Ускоренные лабораторные испытания при комнатной температуре.

Умное приложение

Это не просто приложение – это самый умный способ управлять вашими аппаратами, получить доступ к полезным функциям и персонализировать настройки. Скачайте **приложение myPhonak** (в App Store или Google Play) и откройте для себя максимум возможностей ваших слуховых аппаратов.

Функция Дистанционного управления

позволяет на ходу менять громкость и управлять настройками ваших аппаратов. Можно переключать программы или создавать собственные для определенных звуковых условий.

myPhonak позволяет держать всю важную информацию об аппаратах под рукой. Вы всегда можете посмотреть информацию об уровне заряда батареи в ваших аппаратах, собственные программы и данные использования.

Вы также можете управлять настройками подключения к другим устройствам, звонков hands-free и функции Управление касанием*.

* Доступно только в моделях Phonak Naida P-PR.

3:19

59%

Получите
возможность
управлять
слуховыми
аппаратами



Выполнить сопряжение
устройства



Главная



Здоровье



СА



Помощь



Профиль

Жизнь в действии

В Phonak мы верим, что возможность хорошо слышать необходима для ощущения полноты жизни. Более 70 лет мы верны своей миссии – разрабатывать инновационные решения для слуха, которые меняют жизни людей, помогая им реализовать социальный и эмоциональный потенциал. Жизнь в действии.

www.phonak.ru