

Phonak

Информационный бюллетень

Диск Phonak CeruShield

Что такое Диск Phonak CeruShield?

Диск Phonak CeruShield™ - новая система защиты от серы, сконструированная в виде удобного для использования диска, или колеса.

Диск Phonak CeruShield включает в себя:

- 8 новых фильтров CeruShield
- 8 ячеек для размещения использованных фильтров

Фильтры CeruShield защищают ресиверы от попадания серы и обеспечивают большой период службы между заменой фильтров. Фильтры CeruShield сконструированы специально для использования с ресиверами SDS 4.0.




Что умеет Phonak CeruShield?

Преимущества для вас:

- Меньше проблем с техническим обслуживанием

Преимущества для ваших клиентов:

- Большой период службы между заменой фильтров
- Меньше затрат времени на техническое обслуживание слуховых аппаратов
- Удобное обращение.



Как пользоваться Phonak CeruShield?

Слуховые аппараты RIC, снабженные стандартными вкладышами:

- Фильтр CeruShield для ресивера.

Слуховые аппараты RIC, снабженные индивидуальными вкладышами, обладают двойной защитой от серы:

- Фильтр CeruShield для индивидуального вкладыша
- Фильтр CeruShield для ресивера.

Пожалуйста, учтите, что фильтры CeruShield совместимы только с ресиверами Phonak SDS 4.0 и НЕ СОВМЕСТИМЫ с более ранними ресиверами.