

Phonak


Информационный бюллетень

SWORD™ 3.0

Что такое SWORD 3.0?

Цифровой беспроводной однодиапазонный чип Sonova (SWORD) 3.0, работающий на частоте 2,4 ГГц, создан для полного раскрытия потенциала нескольких протоколов:

- Протоколы Bluetooth® Classic и Low Energy
- Binaural VoiceStream Technology™ (технология бинаурального голосового потока)
- Технология AirStream™
- Технология Roger™



Что умеет SWORD 3.0?

SWORD 3.0 предлагает:

- Бинауральную потоковую передачу музыки из любого совместимого устройства Android™ или iOS™.
- Бинауральную потоковую передачу телефонного разговора в реальном режиме hands-free без необходимости прикасаться к своему телефону.
- Лучшую разборчивость речи благодаря Binaural VoiceStream Technology™. Клиент может сконцентрироваться на единственном голосе в сложной акустической обстановке. Это означает более высокий уровень сигнала, меньший уровень шума и лучшее понимание.
- Технологию AirStream™, обеспечивающую высочайшее качество потоковой передачи аудиосигнала телевизора или стереосистемы.
- Технологию RogerDirect™, позволяющую осуществлять потоковую передачу сигнала Roger непосредственно в слуховые аппараты Marvel, что повышает эффективность слуховых аппаратов в шуме и на расстоянии.

Как пользоваться SWORD 3.0?

Использование SWORD 3.0 в совместимых слуховых аппаратах Phonak позволяет:

- Автоматически передавать потоковый аудиосигнал в оба уха в реальном времени
- Принимать или отклонять телефонные звонки простым нажатием на кнопку слухового аппарата
- Автоматически подключаться к любому телевизору или стереосистеме для потоковой передачи их аудиосигнала
- Легко активировать технологию Roger.

Словесный знак и логотипы Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими Bluetooth SIG, Inc.

Apple, логотип Apple, iPhone и iOS являются торговыми марками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.

Android является товарным знаком Google Inc.